



☐ **Preventivo di spesa Data:** _____

Numero di richiesta: _____

☐ **Data dell'ordine:** _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ **Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ **Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

FREAK Bike Compatto

Omologato per portata massima 100 kg

Numero Repertorio 2928392

- Telaio con trave di rinforzo
- Lunghezza telaio 102 cm, SB 35 cm
- Unità di trasmissione sganciabile tramite chiusura eccentrica
- Unità di trasmissione nera con ruota motrice da 20"
- Maniglie a forma di A con comandi integrati
- Freno a cerchio Shimano V-Brake
- Schienale regolabile in inclinazione in modo continuo
- Carrozzamento ruota 6°, dimensione ruota posteriore 20"
- Bandierina di sicurezza
- Rivestimento sedile Body Contour

A9113000013

€ 4.640,00

Ruota motrice sul Freak con 26"

☐ A9113000014

€ 253,60

Il freno V-Brake viene sostituito da un freno a disco meccanico.
Non in combinazione con il mozzo Nexus a 8 velocità.

Misure corporee

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Colore telaio

Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori/

Bianco RAL 9016

☐ lucido A9000100170-023

☐ opaco A9000100170-123 € 43,40

Argento brillante

☐ lucido A9000100170-011

Antracite RAL 7016

☐ lucido A9000100170-001

☐ opaco A9000100170-101 € 43,40

Nero RAL 9005

☐ lucido A9000100170-003

☐ opaco A9000100170-019 € 43,40

Nero profondo effetto argento

☐ lucido A9000100170-007

Orange puro RAL 2004

☐ lucido A9000100170-022

Fire Red

☐ lucido A9000100170-018

☐ opaco A9000100170-118 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

☐ lucido A9000100170-037

☐ opaco A9000100170-137 € 43,40

Sky Blue

☐ lucido A9000100170-017

Blu pastello RAL 5024

☐ lucido A9000100170-036

☐ opaco A9000100170-136 € 43,40

Blu marino

☐ lucido A9000100170-045

☐ opaco A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

☐ lucido A9000100170-015

☐ opaco A9000100170-115 € 43,40

Lemon Green

☐ lucido A9000100170-005

☐ opaco A9000100170-105 € 43,40

Violetto

☐ lucido A9000100170-044

Giallo RAL 1023

☐ lucido A9000100170-046

☐ opaco A9000100170-146 € 43,40

Rosso RAL 3001

☐ lucido A9000100170-047

☐ opaco A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

☐ lucido A9000100170-052

☐ opaco A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

☐ lucido A9000100170-050

☐ opaco A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

☐ lucido A9000100170-051

☐ opaco A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

☐ lucido A9000100170-038

☐ opaco A9000100170-138 € 43,40

Cambio al mozzo

Shimano „Nexus“

Cambio al mozzo a 8 velocità

☐ A9113000015

Manopola del cambio „Grip-Shift“

Trasmissione: corona dentata 32 denti,

cassetta 20 denti

con freno a contropedale

Manopola del freno Shimano V-Brake sinistra

Shimano „Alfine“

Cambio al mozzo a 11 velocità

☐ A9113200026

€ 833,70

Manopola del cambio „Rapid Fire“

Trasmissione: corona dentata 32 denti,

cassetta 20 denti

con freno a disco idraulico (Magura MT2)

Manopola del freno a destra

e manopola del freno Shimano V-Brake a

sinistra



Cambio a catena

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire

Cambio a catena a 11 velocità

☐ A9113200034

€ 517,50

Cambio meccanico con comando sul manubrio

Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Con freno a disco idraulico (Magura MT4)

Manopola del freno a destra

e manopola del freno Shimano V-Brake a

sinistra

Corona superiore con dischi paracatena

Shimano Deore XT 1x11 Di2

con comando a pulsante

Cambio a catena a 11 velocità

☐ A9113200035

€ 1.800,20

Cambio elettronico con comando sul manubrio

Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Con freno a disco idraulico (Magura MT4)

Manopola del freno a destra

e manopola del freno Shimano V-Brake a

sinistra

Corona superiore con dischi paracatena



Selezione della corona:

☐ 32 denti

☐ 38 denti

Sistema frenante

Potente sistema frenante con disco freno Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Consigliato a partire da un peso corporeo di 80 kg



Dimensioni

Tipo di Pedivella e Larghezza dell'Impugnatura

Pedivella standard

- ☐ Larghezza della presa 40 cm
A9110500100-040
- ☐ Larghezza della presa 45 cm
A9110500100-045

Pedivella Tetra (in esposizione)

con bracci a manovella svasati per garantire il massimo spazio libero per il busto

- ☐ Larghezza della presa 48 cm
(176 mm)
A9110500100-048

Pedivella standard

- ☐ Lunghezza 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Lunghezza 175 mm
A9110600100-175




Pedivella Tetra

- ☐ Lunghezza 155 mm € 136,10
A9100600105-155
- ☐ Lunghezza 175 mm € 136,10
A9100600105-175



Supporto movimento centrale rigido (Disponibilità limitata – solo fino ad esaurimento scorte. In alternativa: supporto movimento centrale regolabile)

- ☐ S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Supporto movimento centrale regolabile

angolo regolabile tramite punto di rotazione fissato al ponte della forcella e lunghezza regolabile

- ☐ S (180 mm) € 232,10
A9100500001-002
- ☐ M (240 mm) € 232,10
A9100500001-003

Nota bene: se non specificato diversamente, il supporto regolabile verrà fornito nella misura M.



Pedane

Pedane divise

- ☐ A9100100008
Adattamento alla forcella per gambe corte
Possibile solo fino a un'altezza di 165 cm



Pedane per supporto gambe

- ☐ A9100100012 € 91,20



Equipaggiamento per la schiena

Schienale con pannello di riempimento e cuscino schienale

(Disponibilità limitata – solo fino ad esaurimento scorte)

☒ A9113800002

Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta

Rivestimento schienale Body Contour

☐ A9113800010

€ 92,40

con cuscino schienale 3 cm

Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta



Cuscino

Cuscino „Standard“

☐ A9113000190

€ 115,00

Per telaio 102 cm

SB: 35 cm

Altezza: 4 cm

Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta



Copertoni

20x1,1" Schwalbe „Durano“

☒ A9113105001

(ETRTO: 406-28)

Pneumatici per bici da corsa



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

☐ A9113105120

€ 71,10

(ETRTO: 406-47)

anti-foratura

con inserti anti-foratura Smart Guard



Accessori

Parafango a innesto

☐ A9100502100

€ 58,10



Protezione antiurto fissata al tubo dell'asse

☐ A9100800100

€ 218,10

con morsetto di fissaggio 40 mm



Poggiatesta

☐ A9100800150

€ 261,00

regolabile in altezza

regolabile in inclinazione



Cintura di fissaggio per bacino

☐ A9100800200

€ 121,70



Computer da bike SIGMA BC 8.0 ATS

☐ A9110901000

€ 70,10

senza fili, con supporto



SIGMA BC 14.0 WL CAD Computer da bike

☐ A9110900018

€ 171,50

con set di cadenza

senza fili



Supporto Ø 22 mm x 42 mm per il fissaggio di accessori (tachimetro, illuminazione o simili) ☐ A9110903271 Pz. á € 23,20 Colore: anodizzato naturale _____ pezzo 	Set di illuminazione SIGMA ☐ A9120900019 € 123,90 Composto da luce anteriore e posteriore, ricaricabile tramite presa micro USB, cavo di ricarica micro USB incluso. Set di illuminazione omologato StVZO 	
---	---	--

Opzioni per utenti con funzionalità limitate

Poggiamani sull'impugnatura ☐ A9110601200 € 102,80 imbottito, avvitato, regolabile in inclinazione. Non in combinazione con altre impugnature. 	Poggiamano Tetra orientabile e regolabile in base allo spessore della mano ☐ A9110601101 € 169,40 	Staffe ferma mano per Tetra regolabili in inclinazione, profondità e distanza palmo ☐ A9110601102 € 191,60 Supporto esterno molto rigido con tubo tondo Ø 20 mm con rivestimento in gomma espansa. Non abbinabile al bracciolo Tetra orientabile 
Maniglie a conchiglia Tetra ☐ A9110601100 € 172,40 		

Servizi

Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV ☐ A9990000000 € 354,50	Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV ☐ A9990000011 € 354,50	
--	--	--

Commenti e note:

Luogo, data

Cliente / rivenditore

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 5 - 2026-07-15 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Modulo d'ordine FREAK Bike Compatto Rev. 01 IT

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato