



PROACTIV®



SPEEDY

F3

PERFORMANCES MAXIMALES POUR LES UTILISATEURS EXPÉRIMENTÉS.

Le SPEEDY F3 est un fauteuil roulant à châssis rigide extrêmement stable destiné aux utilisateurs expérimentés. Son châssis entièrement soudé garantit d'excellentes caractéristiques de conduite sur terrain plat comme accidenté. La position d'assise et le point d'inclinaison sont réglés individuellement afin d'assurer un confort maximal et une transmission optimale de la force. Grâce à 14 paramètres de châssis sélectionnables, le SPEEDY F3 peut être parfaitement adapté aux besoins personnels de chacun.



#Fiabilité

Le SPEEDY F3 séduit par son cadre robuste et durable, qui garantit une mobilité maximale et est compatible avec divers systèmes de propulsion supplémentaires et adaptations.



#PerformancesMaximales

Le SPEEDY F3 offre des performances exceptionnelles sur terrains plats comme accidentés. Position assise et point de basculement sont adaptés individuellement au conducteur. Idéal pour les utilisateurs expérimentés de fauteuils roulants.



#LégerEtStable

Le cadre soudé offre une stabilité maximale pour un poids minimal. Une potence personnalisée avec réglage de la longueur du cadre et un angle de genou adapté permet un mouvement précis des jambes.



#Autonomie

Grâce au dossier se pliant facilement et au retrait sans outil des modules, le SPEEDY F3 est facile à transporter.



UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE.

Votre **SPEEDY F3** est fabriqué sur mesure, en fonction de vos besoins. Vous choisissez parmi une multitude d'options : des dimensions du châssis aux repose-pieds, en passant par les freins et les poignées de poussée, jusqu'aux systèmes d'assise et de dossier, aux protections pour vêtements, aux accoudoirs ainsi qu'aux roues motrices et directrices. Votre fauteuil roulant, votre choix.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.



Trois systèmes d'assise pour plus de confort : **sangles ouvertes** pour une répartition de pression réglable. **Body Contour** avec effet amortissant et prévention des escarres. **Assise stable** sans affaissement.



Vous avez le choix entre une rallonge d'em-pattement soudée de manière fixe ou amovible pour une meilleure traction avec un handbike ou un appareil de traction.





Avec l'équipement **Heavy Duty**, ton **SPEEDY F3** est conçu également pour les charges extrêmes et pour les utilisateurs pesant jusqu'à 200 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	25 - 55 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	23 - 55 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 60 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	35 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	35 - 50 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	36 - 58 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	-5 - 17 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 8,5 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 120 kg
Poids de charge max. Heavy Duty :	jusqu'à 200 kg Dimensions individuelles correspondantes sur demande

Data subject to design changes.

SUIS-NOUS SUR LES MÈDIAS SOCIAUX



PROACTIV

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rev. 07/2026
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.