

Fabrication sur mesure - Modèle „SPEEDY A1“

Conception du cadre

Modèle de cadre „Heavy Duty A1-4“ jusqu'à 150 kg de poids corporel

☐ Option A9010100091 € 478,10

ou SB de 51 cm à 58 cm:

- tube d'assise avec tube intérieur de renfort supplémentaire
- tube transversal de renfort inférieur supplémentaire
- tubes diagonaux de renfort supplémentaires vers le tube transversal arrière inférieur
- renfort du tube dorsal
- Goupille de verrouillage du dossier en acier inoxydable
- Épaisseur de la tôle latérale 3 mm en aluminium
- Plaque de roue motrice renforcée à 2 fentes, épaisseur 12 mm

Remarque:

veuillez sélectionner la fourche de roue avant „Heavy Duty“ sous la fourche de roue avant!

Modèle de cadre „Heavy Duty A1-4“ à partir de 151 kg de poids corporel

☐ Option A9010100092 € 943,40

selon les spécifications individuelles, SB ____ cm

- Tube d'assise avec tube intérieur de renfort supplémentaire
- Tubes de renfort transversaux supplémentaires pour le cadre
- Tubes de renfort diagonaux supplémentaires pour le cadre, vers le tube transversal arrière inférieur et au tube d'assise
- Plaque de roue motrice renforcée à 2 fentes, épaisseur 12 mm
- Renfort du tube dorsal
- Goupille d'arrêt du dossier en acier inoxydable
- Poignées de poussée en acier inoxydable
- Épaisseur de la tôle latérale 3 mm en aluminium
- Repose-pieds ou repose-pieds continu, version renforcée
- Goupille de frein à genouillère en acier inoxydable

Remarque:

veuillez sélectionner la fourche de roue avant „Heavy Duty“ sous fourche de roue avant!

Cadre

Abduction du cadre sur mesure

☐ Option A9010100305 € 1.281,00

Abduction de chaque côté de

☐ 2,5 cm ☐ 3,5 cm

Longueur du cadre sur mesure

(à vérifier individuellement)

☐ Option A9010100070 € 416,00

Longueur du cadre jusqu'à la courbure ____ cm
(pour ST ____ cm)

Hauteur du cadre sur mesure

(à vérifier individuellement)

☐ Option A9010100110 € 382,60

Hauteur du cadre: ____ cm

Angle des potences

Angle de potence sur mesure

☐ Option A9000100050-003 € 534,50

☐ 90° ☐ 100° ☐ 110° ☐ 115°

Service

Conseil et adaptation par PRO ACTIV selon les exigences individuelles du client

☐ Option A9990000017 € 612,00

Exigences supplémentaires