

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.eu/it



☐ **Preventivo di spesa Data:** _____

Numero di richiesta: _____

☐ **Data dell'ordine:** _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Destinazione: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**
☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____
Cogn., Nome: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Dat. nasc.: _____
Ente erogatore: _____



LIFT activ con regolazione meccanica dell'altezza del sedile

- Regolazione manuale dell'altezza del sedile di 30 cm supportata da molle di sollevamento personalizzate
- Attivazione della funzione di sollevamento tramite la maniglia ergonomica
- Struttura portante telaio, rigido saldato
- Unità di seduta in struttura rigida imbullonata al telaio
- Peso totale da 14,5 kg

Portata massima: 100 kg

Numero Repertorio 2923398

A9065100000 € 8.240,00

Ind. fatt: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**
☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Diagramme misure

Misure corporee:


Altezza: _____ cm

Peso: _____ kg

Distanza da cavo
popliteo a terra: _____ cm


(misura anatomica: da retroginocchio a sottosuola)

Note: _____



Queste informazioni sono necessarie per il controllo. Se le informazioni mancano, non è possibile verificare i criteri pertinenti!

Dimensioni della carrozzina:



Larghezza sedile **SB**

☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46

Profondità sedile **ST**

Telaio corto (43 cm)					Telaio lungo (47 cm)				
☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48

Altezza schienale **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48				

Distanza telaio da
piega a pedana **USL**

☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Altezza del sedile
posteriore **SHh**
(con ruote posteriori da 24")

☐ 41

possibile su richiesta: ☐ 42 ☐ 43

Altezza del sedile
anteriore **SHv**
(con ruote da 5")

☐ 47 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51

possibile su richiesta: ☐ 45 ☐ 46

Nota sulle altezze dei sedili:

Si prega di notare che le specifiche dell'altezza del sedile devono essere prese dallo stato di carico.

Punto di ribaltamento **KP**
(Parte anteriore tubo
schienale fino al centro asse
ruota motrice)

☐ 6 ☐ 7 ☒ 8 ☐ 9 ☐ 10

Contrassegnare con una crocetta le dimensioni richieste (tutte le misure sono indicate in cm).

I valori sottolineati corrispondono alle impostazioni standard.

I valori SHh e SHv possono differire leggermente dai valori specificati a seconda delle
dimensioni e dell'inclinazione delle ruote!

Colore del telaio - Design monocolore		
Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori		
Colore del telaio: scelta dalla tavolozza dei colori		
Il colore del telaio viene specificato al momento dell'ordine ☒ A9000100170-000	Grezza, sabbata, non rivestita ☒ A9000100170-020 Nota: un telaio in alluminio non rivestito forma nel tempo uno strato di ossido che può causare macchie scure al contatto.	
Colori in polvere		
Bianco RAL 9016 ☒ lucido A9000100170-023 ☐ opaco A9000100170-123 € 43,40	Argento brillante ☒ lucido A9000100170-011	Antracite RAL 7016 ☒ lucido A9000100170-001 ☐ opaco A9000100170-101 € 43,40
Nero RAL 9005 ☒ lucido A9000100170-003 ☐ opaco A9000100170-019 € 43,40	Orange puro RAL 2004 ☒ lucido A9000100170-022 ☐ opaco A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ lucido A9000100170-037 ☐ opaco A9000100170-137 € 43,40
Blu pastello RAL 5024 ☒ lucido A9000100170-036 ☐ opaco A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ lucido A9000100170-005 ☐ opaco A9000100170-105 € 43,40	Giallo RAL 1023 ☒ lucido A9000100170-046 ☐ opaco A9000100170-146 € 43,40
Rosso RAL 3001 ☒ lucido A9000100170-047 ☐ opaco A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ lucido A9000100170-052 ☐ opaco A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ lucido A9000100170-050 ☐ opaco A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ lucido A9000100170-051 ☐ opaco A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ lucido A9000100170-038 ☐ opaco A9000100170-138 € 43,40	
Colori in polvere „Dormant”		
Nero profondo effetto argento ☒ lucido A9000100170-007	Sky Blue ☒ lucido A9000100170-017	Blu marino ☒ lucido A9000100170-045 ☐ opaco A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ lucido A9000100170-015 ☐ opaco A9000100170-115 € 43,40	Violetto ☒ lucido A9000100170-044	Fire Red ☒ lucido A9000100170-018 ☐ opaco A9000100170-118 € 43,40
Colore del telaio – Design monocolore Colori speciali „vernice liquida“		
€ 349,60		
Storm (blu ghiaccio) ☐ lucido A9000100170-500 ☐ opaco A9000100170-501	Prairie (roségold) ☐ lucido A9000100170-504 ☐ opaco A9000100170-505	Berry (bacca) ☐ lucido A9000100170-526 ☐ opaco A9000100170-527
Blue Ocean ☐ lucido A9000100170-522 ☐ opaco A9000100170-523	Emerald (smeraldo) ☐ lucido A9000100170-514 ☐ opaco A9000100170-515	Chili ☐ lucido A9000100170-516 ☐ opaco A9000100170-517

Colore telaio - Design bicolore

Nota: nel caso di un design bicolore, entrambi i colori corrispondono al grado di brillantezza del colore del design.

☐ Design bicolore composto da un colore di base (sul telaio posteriore) e un colore di design (sul telaio anteriore) € 268,50

Selezionare il colore qui sotto:

Colore di base (sul telaio posteriore)

Bianco RAL 9016

☐ A9000100170-200

Argento brillante

☐ A9000100170-201

Antracite RAL 7016

☐ A9000100170-202

Nero RAL 9005

☐ A9000100170-203

Blu pastello RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Giallo RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Colore del design (sulla parte anteriore del telaio)

Nero RAL 9005

☐ lucido A9000100170-259

☐ opaco A9000100170-260

Lemon Green

☐ lucido A9000100170-250

☐ opaco A9000100170-251

Chili

☐ lucido A9000100170-253

☐ opaco A9000100170-254

Orange puro RAL 2004

☐ lucido A9000100170-255

☐ opaco A9000100170-256

Emerald (smeraldo)

☐ lucido A9000100170-274

☐ opaco A9000100170-275

Storm (blu ghiaccio)

☐ lucido A9000100170-264

☐ opaco A9000100170-265

Prairie (roségold)

☐ lucido A9000100170-266

☐ opaco A9000100170-267

Berry (bacca)

☐ lucido A9000100170-284

☐ opaco A9000100170-285

Blue Ocean

☐ lucido A9000100170-280

☐ opaco A9000100170-281

Colore - Componenti aggiuntivi

Nota: i componenti aggiuntivi vengono sempre montati in nero.

Ruote posteriori: cerchio in alluminio, mozzo e raggi

☒ Nero A9000100171-003

Forcelle del volante e blocco cuscinetti

☒ Nero A9000100173-003

Componenti aggiuntivi con design cromatico personalizzato in base alle esigenze del cliente:

Ruote posteriori: cerchio in alluminio e rivestimento di design¹ secondo la selezione dei colori / mozzo e raggi neri

☐ Colore del telaio A9000100171-999 € 249,60

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100171-998 € 288,90

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Volante: cerchio in alluminio da 5"² (Design a 6 razze)

☐ Colore del telaio A9000100174-999 € 75,20

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100174-998 € 87,10

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Richiesta di colore speciale (colore della cornice - design monocoloro)

Colore del telaio Acquisto singolo Selezione dalla gamma di colori RAL

☐ A9000100170-100 € 414,40

grado di brillantezza

☐ lucido

☐ opaco

Denominazione del colore

Numero RAL

Nota: Componenti aggiuntivi **non** disponibili nei colori di design

¹ Solo in combinazione con mozzo Liteline

² Solo in combinazione con volante 5" cerchio in alluminio design a 6 razze buon smorzamento A900050121*, nonché con forcella ammortizzata design a 5 razze A9000500160*


Telaio

Attenzione: superficie di appoggio del piede con forma a V x = SB - (0,25 x USL + 6 cm)

Forma telaio dritta

☒ A9065100010
Angolo delle ginocchia 100°
solo con telaio lungo


☒ A9065100011
Angolo delle ginocchia 105°



Telaio a forma di V

☒ A9065100020
Angolo delle ginocchia 100°
da SB 40 cm possibile solo in combinazione
con il telaio lungo

☒ A9065100021
Angolo delle ginocchia 105°



Maniglie di spinta

Senza maniglie di spinta

☒ A9000401000



Tubi schienale piegati con maniglia di spinta integrate

☐ A9000401051-K € 130,40
dritto.



Maniglie di spinta fisse in alluminio

☐ A9000401050* € 130,40
da RH 23 cm
da RH 42 cm con snodo lombare



Maniglie di spinta avvitate orizzontalmente nel tubo posteriore

☐ A9000401076 € 130,40
svitabile
da RH 37 cm con snodo lombare



Maniglie di sicurezza regolabili in altezza in modo continuo

☐ A9000401060* € 216,40
Fissaggio al tubo posteriore
da RH 30 cm con raccordo dorsale
da RH 35 cm con tubo dorsale con lordosi
da RH 42 cm con snodo lombare
da RH 43 cm con guscio dorsale



Maniglie di sicurezza a scomparsa Lunghezza 45 cm

☐ A9000401075* € 372,90
Regolabile in altezza,
Supporto per maniglia a spinta montato sulla
traversa dello schienale



Posizione Aggiuntiva

Tubo schienale con curvatura lombare

☐ A9000400005-K € 114,40

- ☐ 1 cm
- ☐ 2 cm
- ☐ 3 cm



Tubo schienale con snodo lombare

☐ A9065401020-K € 422,90
Schienale ulteriormente abbattibile all'altezza
del supporto lombare
da RH 35 cm

- ☐ 1 cm
- ☐ 2 cm
- ☐ 3 cm



Schienale

Schienale abbattibile

☒ A9065400011

con sezioni laterali integrate in alluminio plastificato.
Non regolabile in angolazione fino a SB 36 cm, regolabile in angolazione in 7 direzioni da SB 37 cm

Nota: lo schienale può essere abbattuto completamente solo da SB 41 cm. Fino a SB 40 cm, si consiglia l'opzione aggiuntiva „tubo schienale con snodo lombare“.



Tela schienale

Se non viene specificata, viene fornito lo „Schienale regolabile e imbottitura schienale“.

Schienale regolabile e imbottitura schienale

☐ A9000802010-K001

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 16 mm
Con barra stabilizzatrice dello schienale.



Schienale regolabile e imbottitura schienale „light“

☐ A9000802320-K001

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore

☐ A9000802320-K002

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Versione senza tubo stabilizzante posteriore



Schienale regolabile e imbottitura schienale „Comfort“

☐ A9000815101-K € 131,40

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Imbottitura anteriore: 20 mm
Imbottitura posteriore: 5 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore

Prolunga schienale + 3 - 5 cm

☐ A9000802100 € 159,10

all'altezza dello schienale Dimensione nominale
Solo in combinazione con maniglie di spinta regolabili in altezza



Schienale senza imbottitura

☐ A9000802011 € - 53,00


Dotazione con barra stabilizzatrice dello schienale

Tela sedile

Se non viene specificato diversamente, verrà fornito il rivestimento per seduta „Body Contour“.


Body Contour

☐ A9000801025-K



Telo seduta a fasce, chiusura a velcro

☐ A9000801010-K € 79,90




Senza tela sedile

☐ A9000801050




Cuscino



Cuscino con profilo rettangolare Fodera: standard

☐ A9000805180-K* € 118,30



Cuscino con profilo radiale posteriore Fodera: standard

☐ A9000800300-K* € 163,10

Altezza cuscino:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Cuscino di forma rettangolare Fodera: antidecubito

☐ fino a 30x30 cm
A9000805204-K* € 301,70

☐ da 30x30 a 50x50 cm
A9000805200-K* € 437,70

Cuscino con profilo radiale posteriore Fodera: antidecubito

☐ fino a 30x30 cm
A9000800311-K* € 356,10

☐ da 30x30 a 50x50 cm
A9000800310-K* € 482,90

Altezza cuscino:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Tessuto di rivestimento:

☐ Nero, traspirante, superficie aperta

☐ Nero, traspirante, superficie chiusa

Se non viene specificato diversamente, il tessuto di rivestimento fornito sarà "nero, traspirante, superficie aperta".

☐ Cuscino già in uso

Meccanismo di sollevamento

Regolazione meccanica dell'altezza del sedile di 30 cm

Tramite puntelli a gas fino a circa 100 kg

☐ Rilascio a destra
A9065300401-K*

☐ Rilascio a sinistra
A9065300402-K* € 110,70

Nota: il meccanismo di sgancio è possibile solo a destra **O** a sinistra.

Se non viene specificata, viene fornito lo „Rilascio a destra“.

Spondine paraspruzzi

Se non viene specificato, viene fornito il „Parapetto in alluminio in antracite opaco“.

Spondine paraspruzzi in alluminio

Fissato rigidamente al bracciolo

Distanza da ruota impostabile



antracite opaco

☐ A9065403210-K*

colore telaio (colore di base nel caso di design bicolore)

☐ A9065403211-K* € 80,10

colore design (possibile solo con telaio in design bicolore)

☐ A9065403212-K* € 120,40

Spondina paraspruzzi in carbonio

Fissato rigidamente al bracciolo

Copertura che segue il passaruota

☐ A9065403213-K* € 547,30

Campanatura ruote posteriori

*Larghezza totale con corrimano montato in posizione stretta.

Campanatura 1°

☐ A9065202010-K
Larghezza totale = circa SB + 21 cm*
da SB 38 cm

Campanatura 2,5°

☐ A9065202020-K
Larghezza totale = circa SB + 23,5 cm*
da SB 36 cm

Campanatura 4°

☐ A9065202030-K
Larghezza totale = circa SB + 26 cm*

Predisposizione per attacco propulsore

Preparazione per il montaggio di „e-motion”

☐ A9065201200-K € 502,90

Dotazione: supporto dinamometrico e-motion,
Asse da 1/2" e lunghezza boccola 50,8 mm (2")
4° inclinazione ruota solo fino a 60 kg
Non omologato in combinazione con
„e-motion DuoDrive”.

Sistema frenante

Se non viene specificato diversamente, verrà fornito il „sistema frenante a leva articolata con leva freno standard”.

Raccomandazione: con un punto di ribaltamento pari o inferiore a 7 cm, consigliamo il sistema frenante a leva con leva del freno inclinata di 20°.

Sistema frenante a leva articolata Leva freno standard

☐ A9000701010-001



Sistema frenante a leva articolata Leva freno lunga

☐ A9000701010-002



Sistema frenante a leva articolata Leva freno inclinata di 20° verso l'esterno

☐ Leva freno standard
A9000700002

☐ Leva freno lunga
A9000701010-004



Freno di stazionamento integrale

☐ A9065702020 € 248,50



Pedane

Se non viene specificato diversamente, viene fornita la pedana intera.

Pedana intera

☐ A9016601010-K*
con supporto tubolare,
regolabile in altezza +/- 3 cm
In caso di necessità di copertura gommata
antiscivolo, barrare la casella nel settore
„Accessori”



Pedane ribaltabili all'indietro con meccanismo a molla

☐ A9016602005-K* € 287,40

con staffa di supporto tubolare continua
da USL 40 cm
solo con forma a V e telaio lungo
In caso di necessità di copertura gommata
antiscivolo, barrare la casella nel settore
„Accessori”



Pedane ribaltabili all'indietro

☐ A9016602010-K* € 307,90

con staffa di supporto tubolare continua e
leva di azionamento da 20 mm
da USL 42 cm
con forma a V a partire da SB 38 cm
In caso di necessità di copertura gommata
antiscivolo, barrare la casella nel settore
„Accessori”



Pedane divise

☐ A9016603200-K € 336,80


con pedana rivestita in gomma,
regolabile in altezza +/- 3 cm, regolabile in
inclinazione,
orientabile verso l'esterno e lateralmente
ribaltabile
incluso rinforzo telaio
con forma a V a partire da SB 40 cm



Telaio anteriore rimovibile, ribaltabile con pedane divise

☐ A9065630000-K € 845,70

regolabile in altezza, con supporto gommato
Angolo delle ginocchia 105°
solo con G-Form
con telaio corto solo con freno integrale



Accessori Pedane

Copertura gommata

☐ A9000610000-K € 125,90

avvitato, angolo regolabile
Profondità: 14 cm



Battute laterali

☐ A9000610100 € 59,70

regolabili
Solo in combinazione con copertura gommata



Accessori

Supporto ribaltabile verso l'alto

☒ A9065300100
rimovibile tramite Quickpin



Ruote anteriori da 4"

Ruota anteriore da 4" „Standard“ in gomma piena nera

☐ A9000501011-004
(82A), non forabile



Ruote da skateboard da 4" (100 mm)

☐ A9000501120 € 70,80
non forabile



Ruota autoilluminante riflettente da 4" (100 mm)

☐ A9000501220 € 94,80
non forabile



Ruota 4" CorMORun (100 mm)

☐ A9000501042 € 173,00

con anello di gomma sostituibile da 6 mm,
non forabile
Colore del cerchio: nero
incl. distanziale paracapelli (5,3 mm)



Ruota anteriore Frog Legs da 4" (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30

con anello di gomma sostituibile da 6 mm,
non forabile
Colore: nero, cerchione argento
incl. distanziale paracapelli (5,3 mm)



Ruote anteriori da 5"

Ruota anteriore da 5" „Standard“ in PU nero

☐ A9000501036-005
(82A), non forabile



Ruota anteriore da 5" „Standard“ in PU grigio

☐ A9000501031-005
(82A), non forabile



Ruota autoilluminante riflettente da 5" (125 mm)

☐ A9000501221 € 94,80
non forabile



Ruota da 5" con cerchio in alluminio design a 6 raggi „Buon assorbimento degli urti“ ☐ Argento A9000501210 € 179,80 ☐ Nero A9000501211 € 179,80 con anello di gomma sostituibile da 6 mm di media durezza, non forabile incl. distanziale paracapelli (3 mm) 	Ruota 5" CormORun (125 mm) ☐ A9000501041 € 181,30 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore del cerchio: nero incl. distanziale paracapelli (5,3 mm)  	Ruota anteriore Frog Legs da 5" (125 mm) ☐ A9000501232 € 206,30 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore: nero, cerchione argento incl. distanziale paracapelli (5,3 mm)  
Ruote anteriori da 6" su richiesta previa verifica, solo con parte anteriore del telaio a V		
Forcelle per ruota anteriore		
Colori delle forcelle ruota anteriore: vedi „Colore componenti aggiuntivi“. Se non diversamente specificato, verranno fornite le forcelle standard con perno a vite. Forcelle standard per ruota anteriore ☐ A9000500100-K001 con asse fisso ☐ A9000500100-K002 € 167,40 con asse ad estrazione rapida 	Forcelle „Heavy Duty“ per ruota anteriore per carichi elevati o quando si utilizzano azionamenti elettrici ausiliari ☐ A9000510111-K001 € 54,00 con asse fisso ☐ A9000510111-K002 € 218,90 con asse ad estrazione rapida 	
Set di sostituzione forcelle „Standard“ ☐ A9000500300-K € 296,70 Forcelle standard per ruota anteriore con asse ad estrazione rapida 	Set di ricambio forcelle „Heavy Duty“ ☐ A9000500301-K € 337,90 Forcelle „Heavy Duty“ con asse ad estrazione rapida per ruota anteriore 	Il set di ricambio forcella viene fornito senza ruote anteriori. Se si desiderano anche le ruote, selezionare una seconda opzione nella sezione „Ruote anteriori“

Ruote posteriori

Per informazioni su altri tipi di cerchioni, modelli e disponibilità, visitare il sito: www.proactiv-gmbh.eu/it

Se non viene specificato diversamente, verranno fornite le „ruote posteriori con cerchioni in alluminio a 36 raggi”.

Ruote posteriori con cerchione in alluminio a 18 raggi

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

con mozzo Liteline, raggiatura radiale

Non compatibile con pneumatici antifuoristrada
solo fino a 70 kg di peso corporeo:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
61 - 70 Kg	✓	✓	✓	✓	✓



Ruote posteriori con cerchione in alluminio a 36 raggi

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

con mozzo Liteline (nella foto a sinistra),
raggiatura radiale

- ☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

con mozzo a flangia alta in alluminio (foto a
destra), a raggiatura



Ruote posteriori con cerchione a doppia parete rinforzata 36 raggi

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80

- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80

- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80

con mozzo alto in alluminio,

raggi radiali

Impiego per alte sollecitazioni



Ruote Spinergy „Spox Sport” con 24 raggi PBO; cerchione, mozzo e raggi in nero

- ☐ 24" (ETRTO 540) € 784,10
A9000203550

- ☐ 25" (ETRTO 559) € 784,10
A9000201559

- ☐ 26" (ETRTO 590) € 784,10
A9000203555



Spinergy „Everyday Light Extreme” con 12 raggi PBO; cerchione e mozzo neri, raggi bianchi

- ☐ 24" (ETRTO 540) € 957,20
A9000203554

Raccomandazione: in caso di carico elevato
(ad es. peso corporeo elevato, utilizzo di
handbike/dispositivi di traino), consigliamo la
ruota Spinergy „Spox Sport” con 24 raggi PBO.



Spinergy „Everyday Light Extreme” con 12 raggi PBO; cerchione, mozzo e raggi in nero


- ☐ 24" (ETRTO 540) € 957,20
A9000203552

Raccomandazione: in caso di carico elevato
(ad es. peso corporeo elevato, utilizzo di
handbike/dispositivi di traino), consigliamo la
ruota Spinergy „Spox Sport” con 24 raggi PBO.



Corrimani

x = Dimensioni del corrimano



Montaggio corrimano standard:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Montaggio corrimano Curve + Gekko:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Se non diversamente specificato, i corrimani vengono montati larghi (19 mm / 18 mm).

Acciaio inox Ø 20 mm

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205010-004
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205010-006



Alluminio Ø 19 mm anodizzato argento

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205019-004



Alluminio Ø 19 mm verniciati a polvere nel colore del telaio

(Colore di base nel design bicolore)

- ☐ = Superficie lucida
☐ = Superficie opaca

Nota: la verniciatura opaca non è consigliato a causa della scarsa aderenza.

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205020-004 € 68,30
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205020-006 € 68,30



Corrimani in alluminio Ø 19 mm anodizzati e lucidati

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205030-004 € 164,90
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205030-006 € 164,90



Titanio Ø 19 mm

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205040-004 € 335,60
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205040-006 € 335,60



Rivestimenti in silicone per corrimani

- ☐ per corrimani 24"
A9000205100-004 € 232,80
- ☐ per corrimani 26"
A9000205100-006 € 232,80

Superficie senza struttura, Compatibile con corrimani Ø 19 mm o Ø 20 mm, smontabile



Ultra-Grip "ad alta aderenza"

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205070-004 € 402,40
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205070-006 € 402,40



Ergo-Grip

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205080-004 € 402,40
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205080-006 € 402,40

Montaggio a filo con i cerchi

Nota: a causa della complessa geometria, sono possibili deviazioni di concentricità di +/- 2-3 mm.



Curve anodizzato nero, profilo corrimani ergonomici

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
Altezza del profilo 24 mm
A9000205130-004 € 402,40
- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
Altezza del profilo 31 mm
Taglia L
A9000205140-004 € 402,40
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
Altezza del profilo 31 mm
Taglia L
A9000205140-006 € 402,40



Curve anodizzato argento profilo ergonomico ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205160-004 € 402,40 	Curve verniciato a polvere, profilo ergonomico ☐ = colore telaio (superficie lucida) ☐ = nero (superficie lucida) ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 24 mm A9000205135-004 € 467,60 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205145-004 € 467,60 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205145-006 € 467,60 	Impugnatura Curve, con rivestimento Tetra-Grip, profilo ergonomico ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205150-004 € 520,70 
Quadro con rivestimento Tetra-Grip ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205170-004 € 520,70 ☐ Corrimani da 25" per ruote da 25" A9000205170-005 € 520,70 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" A9000205170-006 € 520,70 	Gekko anodizzato nero ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205175-004 € 520,70 ☐ Corrimani da 25" per ruote da 25" A9000205175-005 € 520,70 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" A9000205175-006 € 520,70 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 31 mm 	Gekko anodizzato argento ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205185-004 € 520,70 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 31 mm 
Gekko S anodizzato nero ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205195-004 € 520,70 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 24 mm 	Dotazione senza corrimano ☒ A9000205990	

Copriraggi

Protezioni per dita e raggi „trasparenti”

☐ per ruote da 24" € 207,10
A9000206300-004

☐ per ruote da 26" € 207,10
A9000206300-006

Non in combinazione con le ruote posteriori Spinergy



Copertoni per ruote posteriori

Se non specificato, vengono forniti i copertoni „Schwalbe RightRun nero”.

Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

☒ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Colore: Nero
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Colore: grigio, nero
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Pneumatici con battistrada

☒ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „Marathon Plus Evolution“ con „smart guard“ Protezione antiforatura

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-014

☐ 25x1" (559-25) € 49,20
A9000204030-015

☐ 26x1" (590-25) € 49,20
A9000204030-016

Colore: nero
10 bar



Schwalbe „Marathon Plus“ con „smart guard“ Protezione antiforatura

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-004


Colore: grigio, parete nera
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 93,00
A9000204123-004

Colore: nero
9 bar



Copertoni antiforatura „gomma piena“

☐ 24x1" (540-25) € 122,70
A9000204201-004

Colore: Nero
Non in combinazione con ruote motrici a 18
raggi o Spinergy




Accessori

Asse ad estrazione rapida con supporto operativo, Pulsanti di grandi dimensioni

☐ A9000200096 € 105,80

Dimensione di bloccaggio: 122 / 110 mm
Diametro dell'asse: 12 mm
Non in combinazione con il Sistema „Tetra Clip“



Sistema estrazione rapida ruote Posteriori „Tetra Clip“

☐ A9000206400* € 166,40

Non in Combinazione con Ruote Spinergy, Freni a Tamburo e Mozzo Liteline



Compressore d'aria manuale con manometro

☐ A9000901100 € 106,30

fino a 14 bar



Portabastone con coppa in nylon flessibile

☐ A9065900000* € 137,40



Cintura di sicurezza regolabile in lunghezza con chiusura a scatto

☐ A9000902100 € 80,60



Cintura di sicurezza regolabile in lunghezza con chiusura a velcro

☐ A9000902110 € 64,50



Set di illuminazione SIGMA

☐ A9000903270 € 107,90

composto da luce anteriore e luce posteriore, ricaricabile tramite presa micro USB, incl. cavo di ricarica micro USB. Set di luci approvato da StVZO



Borsa per il trasporto delle ruote posteriori

☐ per ruote da 24" A9000903530-004 € 77,80

Ø 76 cm x 2 cm

☐ per ruote da 26" A9000903530-006 € 77,80

Ø 83 cm x 2 cm



Maniglie di supporto per alzarsi fissate tramite perni a scatto

☐ A9060403200 € 470,30

Rimovibile, regolabile in altezza
Montaggio sul tubo sella

A seconda della larghezza del sedile, è possibile una collisione con il telaio e/o i freni e può comportare limitazioni nella regolazione dell'altezza.



Moduli d'ordine separati

Categoria „Accessori“

ad es. sistemi di seduta e schienale disponibili su:

<https://proactiv-gmbh.eu/it/download/>

Servizi

Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzione della carrozzina da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Osservazioni e note:

Luogo, data

Cliente / rivenditore

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.