



NJ1 el. Bike Compatto

Omologato per portata massima a 100 kg
Numero Repertorio 2928391

- Telaio con supporto batteria integrato
- Unità di azionamento sganciabile tramite chiusura rapida eccentrica
- Maniglie a forma di A con comandi cambio e freno integrati
- Schienale regolabile in inclinazione in modo continuo
- Carrozzamento ruote 6°
- Sistema frenante idraulico a disco
- Freno a disco meccanico aggiuntivo con blocco di sicurezza
- Bandierina di sicurezza con supporto
- Parafango
- Unità di azionamento nera

Motore Neodrives Z15

„Il potente motore nel mozzo per prestazioni massime
con display TFT e cambio Shimano a 11 velocità“
Coppia 12/40 Nm, potenza 250 Watt

Dimensioni ruote: 26"

A9100100011-026 € 8.780,00

☐ Preventivo di spesa Data: _____

Numero di richiesta: _____

☐ Data dell'ordine: _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

Misure corporee

Altezza: _____ cm

Peso: _____ kg

Colore telaio

Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori/

Bianco RAL 9016

☐ lucido A9000100170-023

☐ opaco A9000100170-123 € 43,40

Argento brillante

☐ lucido A9000100170-011

Antracite RAL 7016

☐ lucido A9000100170-001

☐ opaco A9000100170-101 € 43,40

Nero RAL 9005

☐ lucido A9000100170-003

☐ opaco A9000100170-019 € 43,40

Nero profondo effetto argento

☐ lucido A9000100170-007

Orange puro RAL 2004

☐ lucido A9000100170-022

Fire Red

☐ lucido A9000100170-018

☐ opaco A9000100170-118 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

☐ lucido A9000100170-037

☐ opaco A9000100170-137 € 43,40

Sky Blue

☐ lucido A9000100170-017

Blu pastello RAL 5024

☐ lucido A9000100170-036

☐ opaco A9000100170-136 € 43,40

Blu marino

☐ lucido A9000100170-045

☐ opaco A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

☐ lucido A9000100170-015

☐ opaco A9000100170-115 € 43,40

Lemon Green

☐ lucido A9000100170-005

☐ opaco A9000100170-105 € 43,40

Violetto

☐ lucido A9000100170-044

Rivestimento trasparente sabbiato

☐ lucido A9000100170-029

Giallo RAL 1023

☐ lucido A9000100170-046

☐ opaco A9000100170-146 € 43,40

Rosso RAL 3001

☐ lucido A9000100170-047

☐ opaco A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

☐ lucido A9000100170-052

☐ opaco A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

☐ lucido A9000100170-050

☐ opaco A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

☐ lucido A9000100170-051

☐ opaco A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

☐ lucido A9000100170-038

☐ opaco A9000100170-138 € 43,40

Batteria Neodrives

Le autonomie indicate dipendono dal profilo del percorso, dal peso dell'utente e dalla velocità.

Batteria neodrives DT

36V 16Ah 576Wh

Autonomia circa 75 km

☐ A9100900109

Doppia batteria neodrives DT

36V 16Ah 576Wh

Autonomia circa 150 km

☐ A9100900110 € 1.412,40

Dispositivo di ricollegamento per passare facilmente da una batteria all'altra tramite il connettore magnetico



Cambio a catena

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire

Cambio a catena a 11 velocità

☐ A9110200032

Cambio meccanico con comando sul manubrio

Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Corona superiore con dischi paracatena

Selezione della corona:

☐ 32 denti

☐ 38 denti



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire

Cambio a catena a 11 velocità

☐ A9110200034 € 192,20

Cambio meccanico con comando sul manubrio.

Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Selezione della corona:

☐ 32 denti

☐ 38 denti

Shimano Deore XT 1x11 DI2

con comando a pulsante

Cambio a catena a 11 velocità

☐ A9110200035 € 1.486,10

Cambio elettronico con comando sul manubrio.

Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Funzionamento: a destra ☐ a sinistra ☐

Selezione della corona:

☐ 32 denti

☐ 38 denti



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
con comando a mento
Cambio a catena a 11 velocità**

☐ A9110200033 € 1.631,10

Cambio elettronico con comando a mento
(equipaggiamento Tetra).
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Selezione della corona:

☐ 32 denti

☐ 38 denti



Accessori per circuiti

**Mountaindrive 2,5 : 1 Riduttore di
velocità per neodrives**

☐ A9116200003 € 724,90

per l'ampliamento al doppio numero di marce
Ingranaggi planetari
Consente di innestare la marcia riduttrice da
fermi.
In combinazione con impugnature da 40 cm,
45 cm, 48 cm o 53 cm



Sistema frenante

**Potente sistema frenante
con disco freno Ø 203 mm**

☐ A9110300105 € 83,10

Consigliato a partire da un peso corporeo di
80 kg.
Non necessario se si sceglie il freno a disco
meccanico con retropedale.



**Sistema frenante a doppio disco
„Magura” Disco freno Ø 203 mm**

☐ A9100300100 € 233,30

Freno a disco meccanico non applicabile.
Solo in combinazione con il potente sistema
frenante.
Consigliato a partire da un peso corporeo di
100 kg

**Freno a disco meccanico con funzione
di sblocco della pedivella**

☐ A9110300004 € 738,40

Compatibile con cambio a catena e mozzo con
ruota libera.
In combinazione con:
- Asse del movimento centrale con interasse da
45 cm a 55 cm
- Pedivella con lunghezza 155 mm o 175 mm
fino a 120 kg di peso corporeo
Non in combinazione con Mountaindrive 2,5:1
rapporto di trasmissione in salita!

Dimensioni

Pedivelle e Distanza Impugnatura

Pedivelle standard

- ☐ Distanza tra le pedivelle 40 cm
A9110500100-040
- ☐ Distanza tra le pedivelle 45 cm
A9110500100-045
- ☐ Distanza tra le pedivelle 50 cm
A9110500100-050

Pedivella Tetra (esposta)

con pedivelle svasate per garantire il massimo spazio libero per il busto

- ☐ Distanza tra le pedivelle 48 cm
(176 mm)
A9110500100-048
- ☐ Distanza tra le pedivelle 53 cm
(226 mm)
A9110500100-053
- ☐ Distanza tra le pedivelle 58 cm
(276 mm)
A9110500100-058

Pedivella standard

- ☐ Lunghezza 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Lunghezza 175 mm
A9110600100-175
- ☐ Lunghezza 195 mm
A9110600100-195



Pedivella Tetra


- ☐ Lunghezza 155 mm
A9100600105-155 € 136,10
- ☐ Lunghezza 175 mm
A9100600105-175 € 136,10
- ☐ Lunghezza personalizzata
140 mm fino a 195 mm € 258,70
A9100600100



Supporto movimento centrale rigido

(Disponibilità limitata – solo fino ad esaurimento scorte. In alternativa: supporto movimento centrale regolabile)

- ☐ S (X/Y 67/153)
A9100501100-003
- ☐ M (X/Y 90/250)
A9100501100-001



Supporto movimento centrale regolabile

angolo regolabile tramite punto di rotazione fissato al ponte della forcella e lunghezza.

Per la preimpostazione, specificare la dimensione del supporto del movimento centrale più vicina alla posizione desiderata.

- ☐ S (180 mm)
A9100500001-002 € 232,10
- ☐ M (240 mm)
A9100500001-003 € 232,10

Nota bene: se non specificato diversamente, il supporto regolabile verrà fornito nella misura S.



Pedane

Pedane divise

☒ A9100100008
Adattamento alla forcella
per gambe corte
Possibile solo fino a un'altezza di 165 cm



Pedane perimetrale

☒ A9100100009
Adattamento alla forcella



Pedane per supporto gambe

☐ A9100100012 € 91,20



Fissaggio della coscia

☐ A9100100013 € 215,10



Equipaggiamento per la schiena

Schienale con pannello di riempimento e cuscino schienale

☒ A9100800002
Tessuto di rivestimento: nero, traspirante,
superficie aperta

Rivestimento schienale Body Contour

☐ A9100800010 € 92,40
con cuscino schienale 3 cm
Tessuto di rivestimento: nero, traspirante,
superficie aperta



Telaio

Geometria del telaio


☒ Lunghezza 116 cm
SB ca. 39 cm
A9100100000-005

☐ Lunghezza 116 cm
SB ca. 43 cm
A9100100000-006

€ 204,60

☐ Versione Heavy Duty
fino a 120 kg di peso
corporeo
A9100800013
(Consigliato per l'uso
fuoristrada)
Necessario in aggiunta ad
A9100100000*.

€ 425,60



Tela seduta

Rivestimento seduta Sistema di cinture aperto

Telaio: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☒ A9100801010-002

Telaio: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☒ A9100801010-003




Rivestimento seduta Body Contour

Telaio: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☒ A9100801025-002

Telaio: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☒ A9100801025-003



Cuscino

Cuscino standard


Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta
Altezza del cuscino: 4 cm

Telaio: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100000190-002 € 115,00

Telaio: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100000190-003 € 115,00



Cuscino con guida per le cosce

Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta
Altezza del cuscino di seduta: 4 cm

Solo in combinazione con il fissaggio della coscia

Telaio: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100800103-002 € 207,50

Telaio: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100800103-003 € 207,50



Copertoni

26x1,5" Schwalbe „Marathon“

☒ A9100105100
(ETRTO 559-40)
Pneumatici da turismo



26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

☐ A9100105140
(ETRTO 559-50)
Pneumatici da turismo



26x2,1" Schwalbe „Smart Sam“

☐ A9100105150 € 74,60
(ETRTO 559-54)



Accessori per bike

Parafango a innesto

☐ A9100502100 € 58,10



Protezione antiurto fissata al tubo dell'asse

☐ A9100800100 € 218,10



Poggiatesta

☐ A9100800150 € 261,00
regolabile in altezza, regolabile in inclinazione



Cintura di fissaggio per bacino

☐ A9100800200 € 121,70




Supporto Ø 22 mm x 42 mm per il fissaggio di accessori (tachimetro, illuminazione o simili)

☐ A9110903271 Pz. á € 23,20
Colore: anodizzato naturale
_____ pezzo



Set di illuminazione SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90
Composto da luce anteriore e posteriore, ricaricabile tramite presa micro USB, cavo di ricarica micro USB incluso. Set di illuminazione omologato StVZO



Opzioni per utenti con funzionalità limitate

Poggiamani sull'impugnatura

☐ A9110601200 € 102,80

imbottito, avvitato, regolabile in inclinazione.
Non in combinazione con altre impugnature.



Poggiamano Tetra orientabile e regolabile in base allo spessore della mano

☐ A9110601101 € 169,40



Staffe ferma mano per Tetra regolabili in inclinazione, profondità e distanza palmo

☐ A9110601102 € 191,60

Supporto esterno molto rigido con tubo tondo Ø 20 mm con rivestimento in gomma espansa



Maniglie a conchiglia Tetra

☐ A9110601100 € 172,40



Satellite di comando montato sull'impugnatura

Montaggio: a destra ☐ a sinistra ☐

con cavo di supporto esistente (posato lungo un cavo del freno)

☐ A9116200000 € 103,10

senza cavo di supporto esistente (é necessario un cavo aggiuntivo)

☐ A9116200001 € 146,20

Servizi

Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Commenti e note:

Luogo, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 7 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato

Modulo d'ordine NJ1 el. Bike Compatto Rev. 02 IT