



PROACTIV®



SPEEDY

F3

PRESTAZIONI MASSIME PER UTENTI ESPERTI.

La SPEEDY F3 è una sedia a rotelle con telaio rigido altamente stabile, pensata per utenti esperti. Il suo telaio interamente saldato garantisce eccellenti prestazioni di guida su terreni sia pianeggianti che irregolari. La posizione di seduta e il baricentro vengono regolati individualmente per garantire il massimo comfort e una trasmissione ottimale della forza. Grazie a 14 parametri del telaio selezionabili, la SPEEDY F3 può essere adattata perfettamente alle esigenze personali.



#Affidabilità

La SPEEDY F3 convince grazie al suo telaio robusto e resistente, che garantisce la massima mobilità ed è compatibile con diversi sistemi di propulsione ausiliari e adattamenti.



#PrestazioniMassime

La SPEEDY F3 offre caratteristiche di guida imbattibili su percorsi pianeggianti e accidentati. Posizione di seduta e punto di ribaltamento sono regolati individualmente in base al conducente. Ideale per utenti esperti di sedie a rotelle.



#LeggeroEStabile

Il telaio saldato offre la massima stabilità con un peso minimo. Un attacco manubrio personalizzato con sistema di regolazione e angolo del ginocchio su misura consente un movimento preciso delle gambe.



#Autonomia

Grazie allo schienale facilmente ribaltabile e alla rimozione dei componenti senza attrezzi, la SPEEDY F3 è facile da trasportare.



MASSIMA FLESSIBILITÀ.

La tua SPEEDY F3 viene realizzata su misura in base alle tue esigenze. Puoi scegliere tra una vasta gamma di opzioni: dalle dimensioni del telaio ai poggiatesta, dai freni alle maniglie di spinta, fino ai sistemi di schienale e seduta, ai paracolpi, ai braccioli e alle ruote motrici e sterzanti. La tua sedia a rotelle, la tua scelta.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.



Tre sistemi di seduta per il massimo comfort: sistema di cinghie aperto per pressione regolabile. Body Contour con effetto ammortizzante e prevenzione delle piaghe da decubito. Piastra di seduta stabile senza cedimenti.



Puoi scegliere tra una prolunga del passo saldata in modo permanente o rimovibile per una maggiore trazione con la handbike o un dispositivo di traino.



fino a 200 kg



Grazie alla dotazione Heavy Duty, il tuo SPEEDY F3 è progettato per sopportare carichi estremi ed è adatto a un peso dell'utente fino a 200 kg.

DATI TECNICI

Larghezza del sedile:	25 - 55 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	23 - 55 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 60 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	35 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	35 - 50 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	36 - 58 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	-5 - 17 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	da 8,5 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg
Peso massimo dell'utilizzatore versione Heavy Duty:	fino a 200 kg Dimensioni personalizzate su richiesta

Dati soggetti a modifiche del progetto.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PRO ACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 07/2026

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.