



PROACTIV



**LA TUA TUTTOFARE
PER OGNI SITUAZIONE.**

SPEEDY **4all**

La carrozzina attiva **SPEEDY 4all** offre la perfetta combinazione di design sportivo e funzionalità sofisticata. Con il suo robusto telaio rigido, è sinonimo di affidabilità e durata. Grazie al punto di inclinazione integrato e alla regolazione dell'altezza del sedile, è possibile regolare in modo flessibile la posizione della seduta in qualsiasi momento. Che si tratti di uso quotidiano o di sfide speciali, **SPEEDY 4all** è pronta a supportarvi in ogni situazione e a vincere qualsiasi sfida.



#PiùMobilità

I dispositivi di traino e i bike adattivi possono essere accoppiati in poche semplici mosse grazie agli adattatori; estensione del passo opzionale per una maggiore trazione.



#Affidabilità

Telaio robusto e durevole per la massima mobilità e compatibilità con unità aggiuntive e adattamenti.



#Autonomia

Il design piatto del telaio, lo schienale pieghevole e i gruppi staccabili senza attrezzi consentono un trasporto semplice e indipendente.



#Flessibilità

Punto di inclinazione integrato e regolazione dell'altezza del sedile con incrementi di 1 cm per una personalizzazione ottimale in base alle proprie esigenze.



PERFETTAMENTE ADATTATA ALLA VOSTRA VITA.

La **SPEEDY 4all** è personalizzata in base alle vostre esigenze. Con 9 parametri del telaio, potete personalizzare la vostra SPEEDY 4all in base alle vostre esigenze. Avete a disposizione un'ampia scelta di poggiatesta, freni, maniglie di spinta, sistemi di schienale e sedili, protezioni per i vestiti, braccioli e ruote motrici e sterzanti.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.



Il poggiatesta, ripiegabile verso la parte posteriore è dotato di un meccanismo a molla, è facile da maneggiare e flessibile per l'uso quotidiano.



Manovrabile con una sola mano e anello a doppia impugnatura per utenti con emiplegia o mobilità limitata su un lato del corpo (versione monoguida).



Con il suo equipaggiamento Heavy Duty, lo SPEEDY 4all è progettata per carichi estremi ed è adatta a un peso utente fino a 190 kg.

DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Larghezza del sedile:	30 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	36 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	37 - 50 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	39 - 47 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	44 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	-3 - 10 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	da 9,9 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg
Peso massimo dell'utilizzatore versione Heavy Duty:	fino a 190 kg Dimensioni personalizzate su richiesta

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 09/2024

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.