



PUISSANT EN UTILISATION,  
FLEXIBLE EN HAUTEUR.

Le LIFT solid est une véritable « bête de somme ». Grâce au réglage en continu de la hauteur d'assise, au choix mécanique ou électrique, il te permet des activités flexibles dans les différents métiers et l'utilisation des meubles et équipements de cuisine habituels. Le LIFT solid montre sa véritable puissance dans les environnements exigeants : robuste, résistante et prêt pour les grands défis.

# LIFT solid



## #Indépendance

Avec le LIFT solid, tu maîtrises ton quotidien et ta vie professionnelle de manière autonome. Il te donne la liberté d'agir en indépendance dans presque toutes les situations.



## #ÀHauteurDeRegard

Avec le réglage continu de la hauteur d'assise, le siège se relève jusqu'à 30 cm. Dans cette position, tu te trouves à hauteur de regard avec une personne debout mesurant env. 1,75 m.



## #Flexibilité

Ton LIFT solid s'adapte à toi : Le point de basculement se règle a posteriori pour s'adapter à tes besoins.



## #Autonomie

Grâce au dossier pliant et au retrait sans outil des modules, tu peux transporter aisément ton LIFT solid.





## CONÇU POUR RELEVER TOUS LES DÉFIS.

Ton **LIFT solid** est fabriqué sur mesure pour toi, en s'adaptant à tes besoins. Tu as un grand choix d'équipements, depuis les repose-pieds et les freins en passant pour les poignées de poussée jusqu'aux systèmes d'assise et de dossier ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant. De cette manière, ton LIFT activ est exactement comme tu en as besoin.

### OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.



La potence amovible et pivotante avec repose-pieds à palette séparée offre beaucoup de place pour ton transfert.



Le repose-pieds replié vers l'arrière se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.



jusqu'à 140 kg

Avec l'équipement Heavy Duty, ton LIFT solid est conçu également pour les charges extrêmes et pour les utilisateurs pesant jusqu'à 140 kg.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Largeur d'assise :                | 35 - 50 cm (en pas de 1 cm)   |
| Profondeur d'assise :             | 25 - 48 cm (en pas de 1 cm)   |
| Hauteur dossier :                 | 20 - 48 cm (en pas de 1 cm)   |
| Longueur de potence :             | 20 - 50 cm (en pas de 1 cm)   |
| Hauteur d'assise à l'arrière :    | 42, 45 cm   |
| Hauteur d'assise à l'avant :      | 44 - 54 cm (en pas de 2 cm)   |
| Point de basculement :            | 6 - 10 cm (en pas de 1 cm, en fonction des options)                   |
| Poids total du produit :          | mécanique à partir de 19 kg   électrique à partir de 35 kg            |
| Poids de charge max. standard :   | jusqu'à 120 kg  |
| Poids de charge max. Heavy Duty : | jusqu'à 140 kg   Dimensions individuelles correspondantes sur demande |

Données sous réserve de modifications techniques.

### SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



**PROACTIV**<sup>®</sup>

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

[www.proactiv-gmbh.eu/fr/](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr/)

Rév. 09/2024\_01

Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.