


Im Hofstätt 11 D-72359 Dotternhausen Tel +49 (0)7427 9480-0 Fax +49 (0)7427 9480-7025 e-mail info @proactiv-gmbh.de www.proactiv-gmbh.eu/fr

CE





## Fauteuil individuel classic:

A9015110000-K\*

ı	Pivote	dΔ	fourches	ránlahlac	Δn	inclinaison

☐ Pivots de fourches soudés







Boden

## Fauteuil individuel oversized:

A9015120000





Boden

De série, le cadre est équipé d'une plaque de fixation de base

Si vous choisissez l'équipement sans des plaques soudées, le montage des adaptations (roulettes anti-bascule, roulettes de transit, barre porte axes pour déport des roues ...) n'est plus possible par un service après-vente (SAV).

## Mesures du fauteuil:

A: SB Largeur d'assise	cm	<b>H:</b> Longueur du tube d'assise avant cintrage vers les genoux	cm
B: ST Profondeur d'assise	cm	I: Longueur du tube d'assise avant cintrage des potencies	cm
C: RH Hauteur de dossier	cm	<b>J: KW</b> Angles de cintrage entre l'assise et les potences	°
D: USL Longueur des potences	cm	J1: Angle des potences par rapport à la perpendiculaire du sol	°
E: SHh Hauteur assise arrière	cm	K: Position des fourches avant	cm
F: SHv Hauteur assise avant	cm	L: Ecartement entre les fourches	cm
<b>G: KP</b> Centre de gravité (Devant tube de dossier jusqu'au milieu de l'axe roue arrière)	cm	M: Largeur en haut des potences	cm
,		N: Largeur du repose pieds	cm

Attention: De série les tubes d'assise du châssis oversized sont à partir d'un angle d'environ 30° par rapport à l'horizontale, fabriqués avec un pliage du siège.

Pour la construction les mesures des tolérances de DIN EN ISO 13920 sont valables (mm)

Degré de précision	jusqu'á 30	de 30 à 120	de 120 à 400	de 400 à 1000
С	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Couleur Châssis Design Unicolore					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	que des exemples sur notre site www.proactiv-gmbh.eu/fr/co	uieurs/			
Revêtement en poudre  blanc RAL 9016  □ brillant A9000100170-023  □ mat A9000100170-123 € 40,10	argent brillant A9000100170-011	anthracite RAL 7016  ☐ brillant A9000100170-001  ☐ mat A9000100170-101  € 40,10			
noir RAL 9005  □ brillant A9000100170-003  □ mat A9000100170-019 € 40,10	orange RAL 2004  ☐ brillant A9000100170-022  ☐ mat A9000100170-122  € 40,10	pink magenta RAL 4010  ☐ brillant A9000100170-037  ☐ mat A9000100170-137 € 40,10			
bleu pastel RAL 5024  □ brillant A9000100170-036  □ mat A9000100170-136 € 40,10	lemon green  ☐ brillant A9000100170-005  ☐ mat A9000100170-105  € 40,10	jaune RAL 1023  □ brillant A9000100170-046  □ mat A9000100170-146 € 40,10			
rouge RAL 3001  □ brillant A9000100170-047  □ mat A9000100170-147  € 40,10	lagoon blue  □ brillant A9000100170-052  □ mat A9000100170-152 € 40,10	athletic grey			
muddy grey					
Revêtement en poudre "Dormant"					
noir pailleté argent  brillant A9000100170-007	sky blue brillant A9000100170-017	bleu marine			
electric green	violet brillant A9000100170-044	fire red			
Couleur Châssis Design Unice	olore "peinture liquide"				
€ 323,20 storm (bleu glacier) □ brillant A9000100170-500 □ mat A9000100170-501	café ☐ brillant A9000100170-520 ☐ mat A9000100170-521	prairie (or rose)  ☐ brillant A9000100170-504  ☐ mat A9000100170-505			
pearl (blanc nacré)	berry (baies)	blue ocean			
emerald (vert émeraude)  brillant A9000100170-514  mat A9000100170-515	mint	chili			

Couleur du Châssis Design B				
Attention: Dépendant de votre choix pour la cou	•			
Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du châssis) et d'une couleur Design (à l'avant du châssis) € 248,30				
Couleur de base (à l'arrière du châssis)		anthus site DAL 7040		
blanc RAL 9016	argent	anthracite RAL 7016		
A9000100170-200	A9000100170-201	A9000100170-202		
noir RAL 9005	bleu pastel RAL 5024	lemon green		
A9000100170-203	A9000100170-206	A9000100170-207		
inuma DAL 4022	lagean blue	athlatic gray		
jaune RAL 1023  A9000100170-208	lagoon blue  A9000100170-212	athletic grey A9000100170-210		
A9000100170-208	A9000100170-212	M9000100170-210		
muddy grey				
A9000100170-211				
Couleur Design (à l'avant du châssis):				
noir RAL 9005	lemon green	chili		
brillant A9000100170-259	brillant A9000100170-250	brillant A9000100170-253		
mat A9000100170-260	mat A9000100170-251	mat A9000100170-254		
orange RAL 2004	café	mint		
brillant A9000100170-255	brillant A9000100170-278	☐ brillant A9000100170-286		
<b>mat</b> A9000100170-256	<b>L</b> mat A9000100170-279	mat A9000100170-287		
emerald (vert émeraude)	storm (bleu glacier)	prairie (or rose)		
brillant A9000100170-274	brillant A9000100170-264	Drillant A9000100170-266		
mat A9000100170-275	mat A9000100170-265	mat A9000100170-267		
nearl (blane neará)	berry (baies)	blue ocean		
pearl (blanc nacré)  brillant A9000100170-282	brillant A9000100170-284	bide ocean  brillant A9000100170-280		
mat A9000100170-283	mat A9000100170-285	mat A9000100170281		
Couleur – Pièces rapportées Sans indication les pièces seront livrées en noir				
Roue arrière¹Jante en alu et moyeu	Fourche roue avant et pivot de fourche			
noir A9000100171-003	argent A9000100173-011			
	noir A9000100173-003			
Couleur individuelle des pièce				
Roue arrière Jante en alu et moyeu¹	5" jante aluminium <sup>2</sup> 3-rayons			
orange RAL 2004 A9000100171-022 € 193,10	orange RAL 2004 A9000100174-022 € 44,40			
□ blanc RAL9016 A9000100171-023 € 193,10	□ blanc RAL9016 A9000100174-023 € 44,40			
Couleur du châssis A9000100171-999 € 230,80	Couleur du châssis A9000100174-999 € 69,50			
Choix de design unicolor: différent de la coleur du châssis	Choix de design unicolor: différent de la coleur du châssis			
A9000100171-998	A9000100174-998			
Veuillez insérer les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (design unicolore):	Veuillez insérer les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (design unicolore):			
A9000100170-□□□□ € 267,10				
7,0000100170 🗀 🗀 🗀	A9000100170-			
Couleur individuelle				
Achat spécial Au choix les couleurs RAL	Surface:	Indication de la couleur RAL:		
	☐ brillant			
☐ A9000100170-100 € <b>333,10</b>	☐ mat			
Attention: Pièces rapportées pas en couleur design bicolore  1 Compatible avec jantes n° A9000203000 - A9000203300  2 Compatible avec roue avant 5" jante alu 3-rayons >> roule fluide << A9000501200 ou avec 5" jante alu 3-rayons >> roule confort << A9000501210				

- 2 - 2023-02-16 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d'expédition

dition = compris dans le prix base Couleurs Rev. 08 FR

X = Option

Poignées à pousser		
Poignées intégrées dans les tubes de dossier	Poignées à pousser fixes en Aluminium	Poignées à pousser fixes, vissées horizontalement sur tube du dossier
☐ A9000401051-K € 120,60  Tubes droits avec cintrage lombaire: ☐ 1 cm ☐ 2 cm ☐ 3 cm	☐ A9000401050 € <b>120,60</b> minimum hauteur du dossier RH 23 cm	☐ A9000401076 <b>€ 223,60</b> dévissables
Poignées à pousser réglables en hauteur en continu	Poignées à pousser longueur de 45 cm déplacées à l'arrière	
A9000401060 € 200,10  Fixation dans le tube de dossier, hauteur du dossier min.  RH 30 cm pour la toile de dossier, réglable RH 43 cm pour le dossier ergonomique RH 35 cm pour tube de dossier avec cintrage lombaire	A9000401075 € 344,80 réglable en hauteur en continu, montage sur la barre de maintien de dossier, jusqu'à largeur d'assise SB 42 cm ou poids corporelle de 95 kg. Non compatible avec des accoudoirs pivotants	
Dossier		
Protège vêtements plaque aluminium, au niveau de la roue	Protège vêtements plaque aluminium, sur mesures	Protège vêtements avec garde boue vissé
A9015402470-002  Dossier vissé, non rabattable, ajustable en hauteur conforme au bord supérieur des pneus	A9015402470-001 € 155,00  Dossier vissé, non rabattable, ajustable sur mesures:  A = cm / B = cm	A9015400025 € 334,00  Dossier vissé, non rabattable  La couverture des roues est parallèle aux pneus avec une distance d'environ 8 - 12 mm
Protège vêtements plaque aluminium vissée avec garde-boue, fabriqué d'une seule pièce	Tôles latérales en carbone avec garde-boue intégré	
A9015400026 € 607,30  Garde-boue et protège vêtement fabriqués individuellement dans une seule pièce Dossier vissé, non rabattable  La couverture des roues est parallèle aux pneus avec une distance d'environ 8 - 12 mm	A9015400028 € 836,10  Garde-boue et protège vêtement fabriqués individuellement dans une seule pièce Dossier vissé, non rabattable  Angle du dossier 90° par rapport au sol La couverture des roues est parallèle aux pneus avec une distance d'environ 8 - 12 mm	

Dossier rabattable	Tubes de dossier avec cintrage	
A9000400011 réglable en inclinaison 7 positions, tôles latérales en aluminium intégrées (recouvertes de caoutchouc)	lombaire  ☐ A9000400005-K € 105,80 ☐ 1 cm	
	☐ 2 cm ☐ 3 cm	
Toiles de dossier		
Toile de dossier rembourrée, réglable en tension	Sans toile de dossier et système de dossier	
A9000802010-K couleur: noire respirante barre de maintien de dossier inclus	☐ A9000802011 € - 53,00 barre de maintien de dossier inclus	
Pour les autres systèmes de dossier con ergonomique, référez-vous à la fiche sép Système d'assise et de dossier	nme p. ex. dossier parée: PRO ACTIV	
Toiles d'assise		
Body Contour	Toile d'assise ouvert, sangles cousues	Sans toile de d'assise
A9000801025-K Seulement jusqu' au poids corporelle de 120 kg	☐ A9000801010-K <b>€ 71,10</b>	A9000801050
Coussins d'assise		
58	Radius	
Coussin d'assise rectangulaire Mousse: standard	Coussin d'assise rayon de contour Mousse: standard	Epaisseur:
☐ A9000805190-K <b>€ 149,20</b>	☐ A9000805320-K € <b>190,60</b>	4 cm 6 cm

Coussin d'assise rectangulaire Mousse: anti-escarre	Coussin d'assise rayon de contour Mousse: anti-escarre	Epaisseur:
☐ A9000805210-K <b>€ 445,10</b>	☐ A9000805310-K <b>€ 486,10</b>	☐ 4 cm
Housse:		
☐ Tissu de revêtement respirant avec surface of	ouverte	
☐ Tissu de revêtement respirant avec surface f		
Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêter	nent respirant avec surface ouverte	
Coussin existant		
Epaisseurcm		
Pour les autres coussins d'assise comm PRO ACTIV Systèmed'assise et de doss	e p. ex. "coussin préventif", référez-vous a ier	à la fiche séparée:
Garde Boue		
Garde-boue en aluminium amovible réglable au niveau de la roue, Seulement disponible avec le dossier rabattable		
Anthracite mat	Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore)	Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore)
☐ A9000403215-K <b>€ 224,90</b>	A9000403216-K € 287,60	A9000403217-K € <b>319,00</b>
	A9000403216-N € 207,00	A9000403217-R € 319,00
Garde-boue Carbon amovible		
☐ A9000400013-K € <b>521,20</b>		
réglable au niveau de la roue Seulement disponible avec le dossier rabattable		
Barre porte axes pour déport d	des roues	
Barre porte axes pour déport des roues, amovible	Barre porte axes pour déport des roues soudée fixement pour châssis oversized	
☐ A9015100005 <b>€ 677,30</b>		
avec tube d'axe continu, réglage en hauteur par articulation à denture	☐ A9015100002 € <b>584,00</b>	
réglable par pas de 6° d'angle	avec 2ième axe, carrossage 1° / 4° ou 6° intégré,	
décalage de la position des roues d'env.14 cm Carrossage 4° / 6° intégré, écartement réglable	distance entre les 2 axes 150 mm de standard, nous utilisons des dessins pour communiquer	
La possibilité de montage doit être vérifiée par PRO ACTIV.	des autres distances entre les 2 axes,	
Possible uniquement en combinaison avec une	l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard	
plaque de maintien de base. Jusqu'à 120 kg de poids de l'utilisateur	La réalisation du positionnement du 2ième axe doit être vérifiée par Pro Activ.	
	150	
	150	

Carrossage *Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes					
Carrossage 1°	Carrossage 4°	Carrossage 6°			
A9016202010 Largeur totale = environ largeur d'assise SB + 20 cm*	A9016202030 Largeur totale = environ largeur d'assise SB + 26 cm*	A9016202040  Largeur totale = environ largeur d'assise SB + 30 cm*			
Freins					
Frein intégral AF2 monté sur la partie inférieure	Frein intégral monté au tube d'assise	Freins à pousser standard			
☐ A9015705001 <b>€ 496,10</b>	A9015705000-K € 489,90  pour géométrie individuelle du châssis.  Support de frein positionné sur le tube inférieur du châssis.  Seulement compatible avec dossier rabattable en 7 positons. Seulement compatible avec des protége-vêtements série ERGO Design -5.	A9000701010-001			
		RACTIV			
Freins à pousser standard, poignées longues	Freins à pousser standard, poignées basses	Poignée de frein 20° écartée			
A9000701010-002	A9000701010-003	A9000700002  Seulement compatibles avec freins à pousser standard avec des poignées standard, longues ou basses.			
	PR ACTIV				
Poignées de frein rabattables	Freins à pousser Actifs,				
☐ A9000706008 € <b>146,70</b>	manipulation par câble bowden				
Longueur: 9 cm	A9000700001 € 319,70  frein fixé au tube du châssis en bas, manipulation par câble bowden, levier monté au tube d'assise au niveau du cintrage du châssis, PRO ACTIV doit individuellement contrôler si le montage de ces freins est possible!				
PRO ACTIV					

Repose pieds		
Repose pieds tube monobloc, standard	Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort	Repose pieds tube monobloc, pliable à l'arrière
A9016601010-K* réglable en hauteur + / - 3 cm, KW 95° minimum longueur des potences USL 34 cm KW 105° minimum longueur des potences USL 39 cm Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"	A9016602005-K* € 265,70  Possible à partir d'une longueur des potences Angles des potences 105°, min. USL 37 cm Angles des potences 95°, min. USL 36 cm Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"	A9016602010-K* € 284,70  Réglage par un levier d'une longueur de 20 mm, Angle potences 95° minimum longueur des potences USL 38 cm;  Angle potences 105° minimum longueur des potences USL 42 cm;  Cadre potences droites minimum largeur d'assise SB 33 cm; Cadre potences en V minimum largeur d'assise SB 38 cm; minimum largeur pour tube monobloc ou pour la palette 20 cm.  Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"
Divers repose pieds		
Palette monobloc aluminium revêtement caoutchouc  ☐ A9000610000-K € 116,40 vissée, réglable en inclinaison, 14 cm profondeur	Cales latérales  ☐ A9000610100 € 55,20  réglables Seulement disponible avec palette monobloc en aluminium	
Adaptions		
Roulettes anti-bascule arrière	Roulettes de transit	Levier de basculement
Droite A9000300100-K003 € 173,70  Gauche A9000300100-K004  Pivotant par un ressort et un adaptateur universel (pour un réglage optimal, nous recommandons une pente d'assise > 3 cm)	A9000301100 € 304,80  avec adaptateur universel, amovible  Non-compatible avec des roulettes anti- bascule	Droite A9000302101-001 € 129,50  Gauche A9000302101-002  avec adaptateur universel et Quickpin pour le démontage rapide.  Non-compatible avec roulette anti-bascule a droite ou á gauche
Roulette anti-bascule centrale		
amovible 4 Dance  ☐ A9000300010 € 478,40  avec fourche pivotante et roller Ø 80 mm, réglable en angle et également par rapport au distance au sol couleur: noir		

3" Roues avant		
3" Roller (80 mm)		
☐ A9000501110 <b>€ 65,40</b> anti-crevaison		
4" Roues avant		
4" Roue avant "Standard" noir	4" Roller (100 mm)	4" Roller lumineuse (100 mm)
A9000501011-004 (82A), anti-crevaison	☐ A9000501120 <b>€ 65,40</b> anti-crevaison	☐ A9000501220 <b>€ 87,60</b> anti-crevaison.
	(a)	
4" Roue avant Frog Legs (100 mm)		
A9000501230 € 196,50  avec bandage changeable en noir, anti-crevaison.  Couleur jante: argent Incl. Distance 5,3 mm en noir		
5" Roues avant		
5" Roue avant "Standard" PU noir	5" Roue avant "Standard" PU gris	5" Caoutchouc souple
A9000501036-005 (82A), anti-crevaison	A9000501031-005 (82A), anti-crevaison	☐ A9000501030 <b>€ 52,00</b> anti-crevaison
5" Roller lumineuse (125 mm)	5" Caoutchouc dur, jante aluminium, 3 rayons, "roule fluide"	5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons "roule confort"
☐ A9000501221 <b>€ 87,60</b> anti-crevaison	Argent € 160,50	Argent € 166,30 € 166,30
	Noir A9000501201  avec bandage changeable 3 mm, moyennement dur, anti-crevaison Incl. Distance 3 mm en noir	Noir A9000501211  avec bandage changeable 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison Incl. Distance 3 mm en noir

5" Roue avant Frog Legs (125 mm)				
A9000501232 € 196,50  avec bandage changeable en noir 6 mm, anti-crevaison.  Couleur jante: argent Incl. Distance 5,3 mm en noir				
6" Roues avant				
6" Roue avant "Standard" gris	6" Pneumatiques		6" Roue avant "Système Flexel"	
A9000501010-006 (82A), anti-crevaison.	☐ A9000501050 €	€ 52,90	☐ A9000501070 <b>€ 52,90</b> anti-crevaison	1
Fourches des roues avant				
Coloris des pièces rapportées voir sous coloris à	a la page 3			
Fourches "Standard"  A9000500100-K001	Fourche courte  A9000500110-K001		Fourche renforcées "Heavy Duty", poids supplémentaire de la fourche ca. 100 - 150 grammes	
Fourche fixe  A9000500100-K002 € 154,80  Fourche à démontage rapide	Fourche fixe  ☐ A9000500110-K002 € 1  Fourche à démontage rapide	154,80	☐ A9000510111-K001 <b>€ 49,90</b> Fourche fixe	)
Todono a demonago rapido	r outone a domonage rapido		☐ A9000510111-K002 <b>€ 202,40</b> Fourche à démontage rapide	)
Fourche renforcées "Heavy Duty", courte	Fourches avec amortisseurs 5" jantes en aluminium "roule confort"	" inclus		
☐ A9000510120-K001 <b>€ 49,90</b> Fourche fixe	☐ A9000500160-K001 € 4 Fourche fixe	466,90		
☐ A9000510120-K002 <b>€ 202,40</b> Fourche à démontage rapide	☐ A9000500160-K002 € S Fourche à démontage rapide	570,40		

## 1 Paire des fourches supplémentaires Paire des fourches supplémentaires Article sans roue avant: Si vous avez besoin des roues avants, "Heavy Duty" veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique € 274,40 A9000500300-K roues avant A9000500301-K € 312,50 Fourche à démontage rapide Fourche à démontage rapide Roues arriére Aluminium, Jante simple paroi, Jante en alu 18 rayons Aluminium, Jante double parois, 36 rayons 36 rayons 24" (ETRTO 540) 24" (ETRTO 540) A9000203122 24" (ETRTO 540) € 145,90 Avec moyeu Liteline, rayonnage radial A9000203000 A9000203100 Pas possible pour: Moyeu en alu, rayonnage radial 25" (ETRTO 559) - Bandages pneus pleins € 145,90 - Entraînement à double main courante A9000203200 - Frein à tambour 26" (ETRTO 590) - Adaptivbike € 145,90 A9000203300 Poids d'utilisateur max. 70 kg avec moyeu en alu, rayonnage radial. Sturz Utilisation recommandée pour utilisateurs 10° ۴° 89 > 120 kg. Jante en alu et moyeu noir Gewicht bis 50 Kg 51 - 60 Kg 61 - 70 Kg Spinergy Spox Sport avec 24 rayons Spinergy "Everyday Light Spinergy "Everyday Light Extreme "avec 12 rayons PBO; jante PBO; jante, moyeu et rayons noirs Extreme"avec 12 rayons PBO; jante, et moyeu noir, rayons blancs moyeu et rayons noirs 24" (ETRTO 540) € 725,00 A9000203550 24" (ETRTO 540) 24" (ETRTO 540) € 885,00 € 885,00 A9000203554 A9000203552 25" (ETRTO 559) € 725,00 A9000201559 26" (ETRTO 590) € 725,00 A9000203555



Mains courantes				
x = Mesure de l'ecartement				
<u>                                 </u>	rtement Curve: x = 10 mm			
	☐ x = 18 mm			
Sauf indication contraire, le montage des mains d	courantes se fera avec un écartement large (19 mr	n / 18 mm)		
Mains courantes acier inox Ø 20 mm  Pour Roues 24" et 25" A9000205010-004  Pour Roues 26"	Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisées argent  ☐ Pour Roues 24" et 25" A9000205019-004	Mains courantes aluminium Ø 19 mm peinte de la couleur du châssis (en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)  □ = surface brillant		
A9000205010-006		☐ = surface mat  Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes.  Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillante.		
		Pour Roues 24" et 25" A9000205020-004  € 63,10		
		Pour Roues 26" A9000205020-006 € <b>63,10</b>		
77	25			
Mains courantes aluminium	Mains courantes titane Ø 19 mm	Revêtements caoutchouc		
Ø 19 mm polies et anodisées dures  □ Pour Roues 24" et 25"	Pour Roues 24" et 25" A9000205040-004  Pour Roues 26" A9000205040-006  € 310,30	antidérapants pour mains courantes  □ Pour mains courantes 24" € 215,20 A9000205100-004		
☐ Four Rodes 26 A9000205030-006 € <b>152,50</b>	7.00002000 10 000	Pour mains courantes 26" € 215,20 A9000205100-006 Surface sans profil / structure Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm		
Mains courantes antidérapantes noires	Mains courantes Cuvette Grip	Mains courantes Curve anodisées		
Pour Roues 24" et 25"	Pour Roues 24" et 25" A9000205080-004  Pour Roues 26" A9000205080-006  Montées directement sur la jante  € 377,90	noires, profil ergonomique  □ Pour Roues 24" et 25" Hauteur 24 mm € 370,60		
		A9000205130-004  ☐ Pour Roues 24" et 25"  Hauteur 31 mm  Taille L € 370,60		
		A9000205140-004  ☐ Pour Roues 26" Hauteur H 31 mm Taille L A9000205140-006  ■ 370,60		

Mains courantes Curve L ar	andicáns	Mains courantes Curve, peinte en	Mains courantes Curve Grip,
profil ergonomique	louisees	couleur, profil ergonomique	surface Tetra-Gripp, profil ergonomique
Pour Roues 24" et 25"		= couleur de châssis (surface brillante)	
Hauteur 24 mm, Taille L	€ 375,50	☐ = noire (surface brillante)	Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm
A9000205160-004		Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes.	Taille L € 481,40
		Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant.	A9000205150-004
		Pour Roues 24" et 25"	
		Hauteur 24 mm € <b>432,40</b> A9000205135-004	
		Pour Roues 24" et 25"	
		— Hauteur 31 mm	
		Taille L A9000205145-004	
		Pour Roues 26"	
		Hauteur H 31 mm  Taille L  € 432,40	
		A9000205145-006	
and a second		~	
		_	
9// -			
		Profilhöhe H: 24mm	
		oder 31mm	
			1
Mains courantes Quadro, profil ergonomique		Mains courantes Gekko	Mains courantes Gekko
Pour Roues 24" et 25"	6 400 00	Pour Roues 24" et 25" <b>€ 477,30</b> A9000205175-004	Pour Roues 24" et 25" € 488,80 A9000205185-004
A9000205170-004	€ 492,90	Pour Roues 25"	anodisées argent avec du caoutchouc intégré, robuste et échangeable
Pour Roues 25" A9000205170-005	€ 492,90	A9000205175-005	
Pour Roues 26"	€ 492,90	△ A9000205175-006 € 477,30	
A9000205170-006	€ 492,90	anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil	
400.7		contangeable integre dans to prom	
			000
			7/ -
Mains courantes Gekko S		Sans main courante	
Pour Roues 24" et 25"	<i>6</i> 477 20	A9000205990	
A9000205195-004	€ 477,30	_	
anodisées noires avec caoutchou échangeable intégré dans le prof			
Hauteur du profil 24 mm			
	-		
	4		

Flasques				
Flasques "transparents"				
Pour Roues 24" A9000206300-004	€ 191,50			
Pour Roues 26" A9000206300-006	€ 191,50			
Pneus				
Schwalbe "RightRun" Pneus haute pression		Schwalbe "RightRun" Pneus haute pression		Schwalbe "DownTown" Pneus crantés haute pression
24x1" (540-25) A9000204001-004		24x1" (540-25) A9000204000-004		24x1" (540-25) A9000204010-004
couleur: noir 7,5 bar		25x1" (559-23) A9000204000-005		7,5 bar
		26x1" (590-25) A9000204000-006 couleur: gris, noir 7,5 bar		
		O by Nat Ballo Great		Clay Ball Boltes Grassa
Schwalbe "MarathonPlus avec "smart guard" anti-crevaison	Evolution"	Schwalbe "MarathonPlus" avec "smart guard" anti-crevaison		Schwalbe "One"  □ 24x1" (540-25) A9000204123-004  € 86,00
24x1" (540-25) A9000204030-014	€ 45,50	24x1" (540-25) A9000204030-004	€ 45,50	couleur: noir 9 bar
25x1" (559-25) A9000204030-015	€ 45,50	couleur: gris, paroi noir 10 bar		
26x1" (590-25) A9000204030-016 couleur: noir 10 bar	€ 45,50			
O by Red Bank Creat		C by Net Bale Grant		
Bandages pneus pleins, anti-crevaison				
24x1" (540-25) A9000204201-004	€ 113,40			
couleur: noir non compatible avec des jantes pour des roues Spinergy	s 18 rayons et			

Accessoires		
24" Roues VTT supplémentaires avec jante double parois (ETRTO 507), morneus tout terrain au choix:	veu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes	en inox
A9000203410 € <b>650</b> , 24x1,75" Schwalbe "Marathon Plus" Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"	A9000203413 € 650,40 24x2,1" Schwalbe "SMART SAM Sport" Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"	
Axe à démontage rapide bouton-poussoir plat	Axes à démontage rapide pour Tétraplégiques	Pompe manuelle avec manomètre
A9000200096 € 97,8 longueur de verrouillage: 122/110 mm diamètre axe: 12 mm Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontag rapide "Tetra Clip"		☐ A9000901100 <b>€ 98,30</b> jusqu'à 14 bar
Ceinture de sécurité fermeture Voiture	Ceinture de sécurité pour le baquet fermeture scratch	Porte-canne
☐ A9000902100 € <b>74</b> ,	A9000902110 € <b>59,60</b>	☐ A9000902310 <b>€ 127,00</b> flexible
Système d'éclairage	Sac de transport des roues arrière	Pochette d'assise
A9000903270 € 99,4 avec accumulateur et appareil de charge Contenant : feu avant et arrière,rechargea	— A9000903530-004 € <b>71,90</b> e Ø 76 cm x 2 cm	☐ A9000903600 <b>€ 70,30</b> 17 cm x 13 cm x 5 cm
par Micro USB, Micro USB cable inclu	Pour roue 26" A9000903530-006 Ø 83 cm x 2 cm € <b>71,90</b>	
	PROPERTY	The same of the sa
Pour d'autres accessoires comme Internet www.proactiv-gmbh.eu/fr	ex. bikes adaptatifs, guidons etc. veuillez voir	les fiches séparées ou visitez notre site
Service		
Conseil technique et prise de mesu par PRO ACTIV	е	
☐ A9990000000 € <b>327</b> ,	)	

Remarques ou notes additionnelles			
Lieu, date	Signature (Ut	ilisateur) / (Revendeur)	 