

Fabrication sur mesure - Modèle „SPEEDY 4all“

Conception du cadre

Modèle de châssis Heavy Duty AF4-4 poids corporel de 121 à 190 kg

☐ A9016100091 € 766,30

- Tube supérieur du châssis avec tube intérieur Ø 20 x 2 mm
 - Tube intérieur du châssis Ø 20 x 2 mm sur le tube Inférieur du châssis au niveau du bloc de palier du volant
 - Renforcement du châssis par 2 tubes transversaux diagonaux supplémentaires et des renforts
 - Support de roue motrice renforcé
 - Goupille d'arrêt du dossier en acier inoxydable
 - Renfort du tube du dossier sur le filetage de la tôle latérale
 - Poignées de poussée en acier inoxydable
 - Tôle latérale en aluminium 3 mm
- Remarque: garde boue en aluminium avec fonction d'encliquetage amovible (A9000403210-K) nécessaire en supplément!
- Repose-pieds ou étriers de pied, version renforcée et continue
 - Boulon de frein à levier à genou en acier Inoxydable (avec jante en aluminium 5" à roulement facile A9000501210, la jante renforcée à 3 rayons est montée)

Veuillez sélectionner la fourche de volant „Heavy Duty“ sous fourche de volant!

Largeur d'assise

Largeur d'assise 28 cm - 29 cm

☐ A9016100040 € 213,30

☐ SB 28 cm ☐ SB 29 cm

Service

Conseil et adaptation par PRO ACTIV selon les exigences individuelles du client

☐ A9990000017 € 612,00

Exigences supplémentaires