



PROACTIV®



SPEEDY A1

ROBUSTA, VERSATILE,
ESATTAMENTE COME VI SERVE.

La **SPEEDY A1** è il multitool tra le carrozzine a telaio rigido. Il telaio estremamente robusto offre la massima stabilità e può essere dotato di un'ampia gamma di opzioni, accessori e costruzioni speciali. Ciò significa che la carrozzina può essere adattata e convertita in modo ottimale per persone che pesano fino a 300 kg o per persone alte fino a 2 metri.



#PiùMobilità

I bike adattivi e i potenti dispositivi di trazione possono essere collegati in pochi semplici passi grazie agli adattatori.




#Affidabilità

La **SPEEDY A1** convince per il suo telaio, progettato per carichi estremi e compatibile con vari azionamenti aggiuntivi e adattamenti.



#Flessibilità

Alcune regolazioni possono essere effettuate anche a posteriori: Il punto di inclinazione, l'altezza del sedile o l'inclinazione del sedile e l'angolo dello schienale possono essere regolati in base alle proprie esigenze.



#Autonomia

La **SPEEDY A1** è facile da trasportare grazie allo schienale ribaltabile e alla possibilità di rimuovere i gruppi senza attrezzi.



PERFETTA PERSONALIZZAZIONE. MASSIMA AFFIDABILITÀ.

La vostra **SPEEDY A1** è personalizzata in base alle vostre esigenze. Siete voi a stabilire le dimensioni del telaio e a scegliere tra un'ampia gamma di opzioni: dalle pedane, ai freni, alle maniglie di spinta, ai sistemi di seduta e schienale, alle ruote. La vostra carrozzina, esattamente come vi serve.


OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.



Il poggipiedi, ripiegabile verso la parte posteriore e dotato di un meccanismo a molla, è facile da maneggiare e flessibile per l'uso quotidiano.



Manovrabile con una sola mano e anello a doppia impugnatura per utenti con emiplegia o mobilità limitata su un lato del corpo (versione monoguida).






Grazie all'equipaggiamento per impieghi gravosi, la SPEEDY A1 è progettato per carichi estremi, come una persona che pesa fino a 300 kg.

DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Larghezza del sedile:	30 - 50 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	36 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	33 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	37 - 45 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	44 - 54 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	4 - 13 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	da 9,9 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg
Peso massimo dell'utilizzatore versione Heavy Duty:	fino a 300 kg Dimensioni personalizzate su richiesta

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PRO^oACTIV[®]

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 11/2025_01
Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.