




PROACTIV®



SPEEDY

4all

TON FAUTEUIL POLYVALENT POUR CHAQUE SITUATION DE VIE.

Le fauteuil roulant actif **SPEEDY 4all** t'offre la parfaite combinaison d'un design sportif et d'une fonctionnalité bien pensée. Avec son cadre rigide stable, il est synonyme de fiabilité et de longévité. Grâce au réglage intégré du point de basculement et de la hauteur d'assise, tu peux ajuster à tout moment la position d'assise de manière flexible. Que ce soit au quotidien ou pour des défis particuliers, le **SPEEDY 4all** est prêt à t'assister dans chaque situation de vie et à maîtriser chaque défi.




#PlusDeMobilité

Les appareils de traction et bikes adaptatifs peuvent s'accoupler en quelques gestes via un adaptateur ; extension d'empattement en option pour une traction supplémentaire.



#Fiabilité

Cadre stable et durable pour une mobilité maximale et une compatibilité avec des entraînements et des adaptateurs supplémentaires.



#Autonomie

La construction plate du cadre, le dossier pliant et le retrait sans outil des modules permettent un transport autonome sans complication.



#Flexibilité

Réglage intégré du point de basculement et de la hauteur d'assise en pas de 1 cm pour une adaptation optimale à tes besoins.






PARFAITEMENT ADAPTÉ À TA VIE.

Ton **SPEEDY 4all** est fabriqué sur mesure selon tes besoins. Avec neuf paramètres de cadre, tu peux parfaitement adapter ton SPEEDY 4all. Tu as un grand choix au niveau des repose-pieds, des freins, des poignées de poussée, des systèmes de dossier et d'assise, des protège-vêtements, des accoudoirs ainsi que des roues d'entraînement et des roues avant.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.



Le repose-pieds replié vers l'arrière avec mécanisme d'enclenchement à ressort se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.



Entraînement à double main courante maniable pour les utilisateurs souffrant d'une hémiplegie ou à mobilité réduite d'un côté d'un corps.




Avec l'équipement Heavy Duty, le SPEEDY A2 est conçu également pour les charges extrêmes et pour les utilisateurs pesant jusqu'à 190 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	30 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	36 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	37 - 50 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	39 - 47 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	44 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	-3 - 10 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 9,9 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 120 kg
Poids de charge max. Heavy Duty :	jusqu'à 190 kg Dimensions individuelles correspondantes sur demande

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11

D-72359 Dotternhausen

info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 09/2024
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.