



FREAK Bike Compatto

Omologato per portata massima 100 kg

Numero Repertorio 2928392

- Telaio con trave di rinforzo
- Lunghezza telaio 102 cm, SB 35 cm
- Unità di trasmissione sganciabile tramite chiusura eccentrica
- Unità di trasmissione nera con ruota motrice da 20"
- Maniglie a forma di A con comandi integrati
- Freno a cerchio Shimano V-Brake
- Schienale regolabile in inclinazione in modo continuo
- Carrozzamento ruota 6°, dimensione ruota posteriore 20"
- Bandierina di sicurezza
- Rivestimento sedile Body Contour

A9113000013

€ 4.640,00

Ruota motrice sul Freak con 26"

☐ A9113000014

€ 253,60

Il freno V-Brake viene sostituito da un freno a disco meccanico.
Non in combinazione con il mozzo Nexus a 8 velocità.

☐ Preventivo di spesa Data: _____

Numero di richiesta: _____

☐ Data dell'ordine: _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

Misure corporee

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Colore telaio

Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori/

Bianco RAL 9016

- ☐ lucido A9000100170-023
☐ opaco A9000100170-123 € 43,40

Argento brillante

- ☐ lucido A9000100170-011

Antracite RAL 7016

- ☐ lucido A9000100170-001
☐ opaco A9000100170-101 € 43,40

Nero RAL 9005

- ☐ lucido A9000100170-003
☐ opaco A9000100170-019 € 43,40

Nero profondo effetto argento

- ☐ lucido A9000100170-007

Orange puro RAL 2004

- ☐ lucido A9000100170-022

Fire Red

- ☐ lucido A9000100170-018
☐ opaco A9000100170-118 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

- ☐ lucido A9000100170-037
☐ opaco A9000100170-137 € 43,40

Sky Blue

- ☐ lucido A9000100170-017

Blu pastello RAL 5024

- ☐ lucido A9000100170-036
☐ opaco A9000100170-136 € 43,40

Blu marino

- ☐ lucido A9000100170-045
☐ opaco A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

- ☐ lucido A9000100170-015
☐ opaco A9000100170-115 € 43,40

Lemon Green

- ☐ lucido A9000100170-005
☐ opaco A9000100170-105 € 43,40

Violetto

- ☐ lucido A9000100170-044

Giallo RAL 1023

- ☐ lucido A9000100170-046
☐ opaco A9000100170-146 € 43,40

Rosso RAL 3001

- ☐ lucido A9000100170-047
☐ opaco A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

- ☐ lucido A9000100170-052
☐ opaco A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

- ☐ lucido A9000100170-050
☐ opaco A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

- ☐ lucido A9000100170-051
☐ opaco A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

- ☐ lucido A9000100170-038
☐ opaco A9000100170-138 € 43,40

Azionamento Neodrives

Versione e-assistant con Neodrives

- ☐ A9113200000 € 3.250,10

- Motore Neodrives Z10
 - Coppia 12/40 Nm, potenza 250 W
 - Display a colori sMMi Z15 Connect
 - Assistenza alla spinta per la guida senza pedalata assistita fino a 6 km/h
 - Batteria Neodrives RR G2 con 14,25 Ah / 513 Wh
 - Autonomia circa 40 - 70 km
- Non compatibile con cambi al mozzo!



Cambio al mozzo

Non in combinazione con la versione e-assistant.

Shimano „Nexus“

Cambio al mozzo a 8 velocità

- ☐ A9113000015
 Manopola del cambio „Grip-Shift“
 Trasmissione: corona dentata 32 denti,
 cassetta 20 denti
 con freno a contropedale
 Manopola del freno Shimano V-Brake sinistra

Shimano „Alfine“

Cambio al mozzo a 11 velocità

- ☐ A9113200026 € 833,70
 Manopola del cambio „Rapid Fire“
 Trasmissione: corona dentata 32 denti,
 cassetta 20 denti
 con freno a disco idraulico (Magura MT2)
 Manopola del freno a destra
 e manopola del freno Shimano V-Brake a sinistra



Cambio a catena

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire Cambio a catena a 11 velocità

☐ A9113200034 € 517,50

Cambio meccanico con comando sul manubrio
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti
Con freno a disco idraulico (Magura MT4)
Manopola del freno a destra
e manopola del freno Shimano V-Brake a sinistra
Corona superiore con dischi paracatena

Selezione della corona:

- ☐ 32 denti
☐ 38 denti

Shimano Deore XT 1x11 DI2 con comando a pulsante Cambio a catena a 11 velocità

☐ A9113200035 € 1.800,20

Cambio elettronico con comando sul manubrio
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti
Con freno a disco idraulico (Magura MT4)
Manopola del freno a destra
e manopola del freno Shimano V-Brake a sinistra
Corona superiore con dischi paracatena

Selezione della corona:

- ☐ 32 denti
☐ 38 denti



Sistema frenante

Potente sistema frenante con disco freno Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Consigliato a partire da un peso corporeo di 80 kg



Dimensioni

Tipo di Pedivelle e Larghezza dell'Impugnatura

Pedivella standard

- ☐ Larghezza della presa 40 cm
A9110500100-040
☐ Larghezza della presa 45 cm
A9110500100-045

Pedivella Tetra (in esposizione)

con bracci a manovella svasati per garantire il massimo spazio libero per il busto

- ☐ Larghezza della presa 48 cm
(176 mm)
A9110500100-048

Pedivella standard

- ☐ Lunghezza 155 mm
A9110600100-155
☐ Lunghezza 175 mm
A9110600100-175



Pedivella Tetra


- ☐ Lunghezza 155 mm € 136,10
A9100600105-155
☐ Lunghezza 175 mm € 136,10
A9100600105-175



Supporto movimento centrale rigido

(Disponibilità limitata – solo fino ad esaurimento scorte. In alternativa: supporto movimento centrale regolabile)

- ☒ S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Supporto movimento centrale regolabile

angolo regolabile tramite punto di rotazione fissato al ponte della forcella e lunghezza regolabile

- ☐ S (180 mm)
A9100500001-002 € 232,10
- ☐ M (240 mm)
A9100500001-003 € 232,10

Nota bene: se non specificato diversamente, il supporto regolabile verrà fornito nella misura M.



Pedane

Pedane divise

- ☒ A9100100008
Adattamento alla forcella per gambe corte
Possibile solo fino a un'altezza di 165 cm



Pedane per supporto gambe

- ☐ A9100100012 € 91,20



Equipaggiamento per la schiena

Schienale con pannello di riempimento e cuscino schienale

(Disponibilità limitata – solo fino ad esaurimento scorte)

- ☒ A9113800002
Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta

Rivestimento schienale Body Contour

- ☐ A9113800010 € 92,40
con cuscino schienale 3 cm
Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta



Cuscino

Cuscino „Standard“

- ☐ A9113000190 € 115,00
Per telaio 102 cm
SB: 35 cm
Altezza: 4 cm
Tessuto di rivestimento: nero, traspirante, superficie aperta



Copertoni

20x1,1" Schwalbe „Durano“

☒ A9113105001
(ETRTO: 406-28)
Pneumatici per bici da corsa



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

☐ A9113105120 € 71,10
(ETRTO: 406-47)
anti-foratura
con inserti anti-foratura Smart Guard



Accessori

Parafango a innesto

☐ A9100502100 € 58,10



Protezione antiurto fissata al tubo dell'asse

☐ A9100800100 € 218,10
con morsetto di fissaggio 40 mm



Poggiatesta

☐ A9100800150 € 261,00
regolabile in altezza
regolabile in inclinazione



Cintura di fissaggio per bacino

☐ A9100800200 € 121,70



Computer da bike SIGMA BC 8.0 ATS

☐ A9110901000 € 70,10
senza fili, con supporto
Non in combinazione con la versione e-assistant



SIGMA BC 14.0 WL CAD Computer da bike

☐ A9110900018 € 171,50
con set di cadenza
senza fili
Non in combinazione con la versione e-assistant



Supporto Ø 22 mm x 42 mm per il fissaggio di accessori (tachimetro, illuminazione o simili)

☐ A9110903271 Pz. á € 23,20
Colore: anodizzato naturale
_____ pezzo



Set di illuminazione SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90
Composto da luce anteriore e posteriore,
ricaricabile tramite presa micro USB,
cavo di ricarica micro USB incluso.
Set di illuminazione omologato StVZO



Opzioni per utenti con funzionalità limitate

Poggiamani sull'impugnatura

☐ A9110601200 € 102,80
imbottito, avvitato, regolabile in inclinazione.
Non in combinazione con altre impugnature.



Poggiamano Tetra orientabile e regolabile in base allo spessore della mano

☐ A9110601101 € 169,40



Staffe ferma mano per Tetra regolabili in inclinazione, profondità e distanza palmo

☐ A9110601102 € 191,60
Supporto esterno molto rigido con tubo tondo
Ø 20 mm con rivestimento in gomma espansa
Non abbinabile al bracciolo Tetra orientabile



Maniglie a conchiglia Tetra☐ A9110601100 € 172,40**Servizi****Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV**☐ A9990000000 € 354,50**Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV**☐ A9990000011 € 354,50**Commenti e note:****Luogo, data**

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 6 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

Modulo d'ordine FREAK Bike Compatto Rev. 00 IT

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato