


Im Hofstätt 11 D-72359 Dotternhausen Tel +49 (0)7427 9480-0 Fax +49 (0)7427 9480-7025 e-mail info @proactiv-gmbh.de www.proactiv-gmbh.eu/fr

CE





HUSK-E EP8

Modèle puissant, jusqu'à 120 kg de charge tractée

- pour utilisateurs avec puissance musculaire réduite et limitations plus importantes ou ayant besoin d'une assistance puissante.
- Pour terrains difficiles, terrains vallonnés et routes exigeantes Possibilité d'un moyeu à vitesses intégrées
- > Frein à disque avec levier de frein sur poignée; possible en combinaison avec le frein à rétropédalage du moyeu

Equipement de base

Moteur Shimano Steps central EP800 | 250W | 85Nm

- Plaque d'arrimage pour fixation rapide sur l'adaptateur "Quick-Snap"
- Support de pédalier ajustable et pliable pour minimiser l'encombrement et stockage.
- Frein de parking mécanique sur disque
- Béquille
- Kit d'éclairage
- Plaque de protection
- Roue motrice 20"
- Display E7000

A9117100030-020 **€ 7.150,00**

| Mesures du corps |
|------------------|
|------------------|

| Taille: | cm |
|-------------------|----|
| Hauteur du torse: | cm |
| Poids: | kg |

Display Ecran Steps EP8 Grand Ecran E6100 Inclus dans le prix de base A9117200100 € 58,30 Caractéristiques: Remplace display Standard EM800, - horloge Caractéristiques: - Mode d'assistance - Bouton de mise en marche/arrêt, démarrage - état de charge de la batterie du système à partir de l'affichage. - vitesse - Bouton d'éclairage (marche/arrêt sur l'écran) - Distance et temps de parcours - bouton choix differents modes - Kilométrage total - Affichage lisible, grande taille des textes - Autonomie estimée et aperçu de l'autonomie - plusieurs contenus d'affichage sur écran - Cadence de pédalage **Transmission** Plateau de pédalier avec 28 dents Plateau de pédalier avec 22 dents A9117200050 A9117200051 Pour une vitesse finale plus élevée Pour une réaction plus légère Dérailleur Shimano Deore 1x11 Rapid Fire Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire Shimano Deore XT 1x11 DI2 Dérailleur à 11 vitésses Dérailleur à 11 vitésses Commande par bouton-poussoir Dérailleur à 11 vitésses A9117200026 A9117200021 € 212,50 Dérailleur mécanique avec commande sur la A9117200022 € 846,00 Dérailleur mécanique avec commande sur la poignée. poignée. Dérailleur électronique avec commande sur la Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42 Cassette en 11 pignons n° de dents 11-46 poignée. avec une transmission de 381% Transmission de 418% avec frein à disque hydraulic Ø 203 mm Montage: droite ☐ gauche ☐ avec frein à disque hydraulic Ø 203 mm Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42 Transmission de 418% avec frein à disque hydraulic Ø 203 mm DEORE DEORE Shimano Deore XT 1x11 DI2 passage des vitesses au menton Dérailleur à 11-vitesses A9117200023 € 1.165,30 Dérailleur électronique avec passage de vitesses au menton (option tétraplégique). Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42 Transmission de 418% avec frein à disque hydraulic Ø 203 mm

| Moyeu à vitesses intégrées | | |
|---|---|--|
| Nexus 5 vitesses DI2 avec commande par boutons | Nexus 5 vitesses DI2 commande au menton | |
| A9117200032 € 586,80 Moyeu électrique avec changement de vitesse automatique et fonction de changement manuel par bouton de commande, bouton monté sur le guidon à droite. Avec frein à disque hydraulique Ø 180 mm. Avec un frein à disque de parking mécanique supplémentaire. | A9117200033 € 937,00 Moyeu électrique avec fonction de changement de vitesse manuelle par commande au menton bouton-poussoir monté au centre du support inférieur Avec frein à disque hydraulique Ø 180 mm Avec frein à disque de parking mécanique supplémentaire | |
| Dia | E Diz | |
| Système de frein | | |
| Double système de freinage indépendant "Magura" | Frein rétropédalage combiné avec le système de déverouillage du moyeu | Freins de route - complément pour freins de stationnement mécaniques |
| A9117300100 € 160,00 Deux pistons Magura, commande étrier de frein par levier Frein à disque de stationnement mécanique supprimé. | A9117300110 € 702,80 compatible avec passage de vitesses Shimano Deore et Shimano XT et déverouillage du moyeu Y compris un deuxième frein à disque mécanique, conçu comme frein de stationnement. Le frein à disque hydraulique est supprimé.en combinaison avec: - manivelles avec un écartement de 45 cm ou 50 cm - manivelles en longueur de 155 mm ou 175 mm | A9117300120 € 110,50 Le frein à disque de stationnement est complété par une poignée de frein sur la poignée gauche. Ainsi, le frein à disque mécanique peut être utilisé comme frein de route et comme frein de stationnement. |
| Batteries et accessoires | | |
| Les valeurs d'autonomie indiquées dépendent du | profil du trajet | |
| Batterie Shimano 36V 14Ah 504Wh Autonomie: ca. 45-75 km | Batterie Shimano 36V 17,5Ah 630Wh Autonomie: ca. 55-85 km | |
| A9117900100 Montage sur la fourche, gauche | A9117900105 € 177,60 Montage sur la fourche, gauche | |
| Battetrie supplémentaire Shimano 14Ah 504Wh Autonomie ca. 90-150 km ☐ A9117900120 € 1.397,30 Deuxième chargeur compris Pour un changement rapide de batterie sur le HUSK-E afin de doubler l'autonomie. | Battetrie supplémentaire Shimano 17,5Ah 630Wh Autonomie ca. 110-170 km ☐ A9117900125 € 1.782,50 Deuxième chargeur compris Pour un changement rapide de batterie sur le HUSK-E afin de doubler l'autonomie. | |
| | | |

| Couleur Plaque de protection Sauf indication contraire, le garde-boue et le prote | ège-chaîne sont livrés en anthracite RAL 7016 mat. | |
|---|---|---|
| Plaque de protection et protection de chaîne anthracite mat | Plaque de protection et protection de chaîne orange brillant | Plaque de protection et protection de chaîne lemon green brillant |
| A9117500004 | A9117500006 | A9117500007 |
| | | |
| Plaque de protection et protection de chaîne couleur individuelle | | |
| ☐ A9117500010 € 146,10 Choix de gamme coloris unicolor du fauteuil roulant A9000100170 | | |
| Couleur: | | |
| Pneus | | |
| 20x2,1 Schwalbe "Jumpin´Jack" (Disponibilité réduite - jusqu'à épuisement du stock. Alternative: Schwalbe "Smart Sam") A9117105100 | 20x2,35" Schwalbe "Smart Sam" A9117105101 (ETRTO 406-60) Pneus avec profil | 20x2,15" Schwalbe "Big Ben Plus" ☐ A9117105102 |
| (ETRTO 406-54) Niveau de protection 3,5 | Niveau de protection anti-crevaison 3,5 | Niveau de protection anti-crevaison 6 |
| | | |
| Dimensions | | |
| Manivelle standard | Manivelle Tetra (élargi a l'extérieur) | |
| Ecartement 40 cm A9117500100-040 | Avec manivelles elargies pour espace max. du torse | |
| Ecartement 45 cm A9117500100-045 | Ecartement 48 cm A9117500100-048 | |
| Ecartement 50 cm A9117500100-050 | Ecartement 53 cm A9117500100-053 | |
| | Ecartement 58 cm A9117500100-058 | |
| Longueur des manivelles | Longueur des manivelles | |
| Longueur 155 mm A9110600100-155 | Longueur 155 mm A9100600105-155 € 129,50 | |
| Longueur 175 mm A9110600100-175 | Longueur 175 mm A9100600105-175 € 129,50 | |
| Longueur 195 mm A9110600100-195 | Longueur indivduelle 140 mm a 195 mm A9100600100 € 246,30 | |
| C. J. J. D. J. L. D. J. C. D. C. | | |

| Poignées | | |
|---|---|--|
| Appui de main sur les poignées | Support de main Tétra | Support revers de la main tétra |
| ☐ A9110601200 € 97,80 rembourré, vissé, réglable en angle. Pas en combinaison avec d'autres poignées. | ☐ A9110601101 € 161,30 pivotable, écartement réglable | ☐ A9110601102 € 182,40 pivotable, profondeur réglable Support très rigide, tube rond ø 20mm avec housse en caoutchouc |
| 1 | | |
| Poignée ergonomique Tetra | Poignées tétra en demi-cercle | |
| A9100600001 € 156,70 Poignée verticale, combinaison possible avec Appui de main Tetra pivotable - élargissement de 8,6 cm de côté | ☐ A9110601100 € 164,10 | |
| | | |
| Accessoires Bike | ' | ' |
| Roulettes de manœuvre pour béquille | Béquille avec levier | Kit d'éclairage LED pour système |
| ☐ A9110900017 € 116,20 | pour un plus grand confort d'utilisation | STEPS |
| Vissées sur la béquille | A9110900004 € 55,90 avec un levier plus long et une force de ressort réduite. | ☐ A9117900200 € 123,40 Connecté sur le système Steps Feu arrière avec batterie Remplace le kit d'éclairage de l'équipement de base |
| | G OF THE PARTY OF | |
| Porte-bagages amovible | Satellite de commande monté sur la poignée | |
| ☐ A9117900210 € 309,40 Couleur: noir | Montage: droite gauche | |
| poids de charge max. 10 kg | avec câble de support existante (placée le long d'une conduite de frein) | |
| Si le porte-bagages est combiné avec le moyeu à vitesses intégrées ou la transmission Pinion, le tendeur de chaîne d'une valeur de 44,30 € est mentionné en plus. | A9116200000 € 85,20 sans câble de support (une ligne supplémentaire est nécessaire) | |
| / A) | ☐ A9116200001 € 120,80 | |
| | | |

| Options pour les utilisateurs à | fonctions limitées | |
|--|--|---|
| Levier additionnel ☐ A9110700004 | Blocage de la prolongation du levier par un boulon de sécurité ☐ A9199000084 € 82,90 Seulement utilisable pour la prolongation du levier de la pince | Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap ☐ A9110700006 € 70,30 Version courbée uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel |
| Aide pour simplifier le montagede l'adaptateur de cadre rigide audessous du siège ☐ A9110700002 € 52,40 Adaptateur central | Sangle pectorale pour le maintien de torse ☐ Taille S (105 cm) A9000800016 ☐ Taille M (125 cm) A9000800013 ☐ Taille L (145 cm) A9000800014 ☐ Taille XL (165 cm) A9000800017 Matière élastique et néoprène avec Velcro Couleur: Noir | |
| SPEEDY Bras de liaison de cadre rigide avec adaptation "Quick-Snap" | TRAVELER Bras de liaison de cadre pliant avec adaptation "Quick-Snap" | BUDDY Bras de liaison de cadre rigide avec adaptation "Quick-Snap" |
| commande à droite | commande à droite | commande à droite |
| ☐ A9110700142 € 492,50 Couleur: Noir | ☐ A9110701302 € 526,70 Couleur: Noir | A9110701401 € 492,50 Couleur: Noir |

| Adaptateur universel avec pince | | Levier de serrage adaptateur universel |
|---|---|--|
| universelle pour "adaptation Quick- Snap" | | ☐ A9199701507 € 101,00 |
| A9110701502 € 561,10 Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil roulant Commande à droite Possibilité de montage sur des fauteuils de PRO ACTIV Potences droites à partir de largeur d'assise SB 31 cm jusqu'à 54 cm Potences en V à partir de largeur d'assise SB 30 cm jusqu'à 50 cm ATTENTION: Sans une indication exacte du diamètre des | Veuillez choisir votre diamètre des tubes du cadre avant: A9110701525 Diamètre des tubes 23-27mm A9110701530 Diamètre des tubes 28-32mm A9110701535 Diamètre des tubes 33-37mm | monté à droite et à gauche pour une utilisation facile des pinces en cas de fonction manuelle limitée |
| tubes des potences du fauteuil roulant, nous livrons des pinces pour un diamètre de 23-27 mm | | |
| Accessives now favitavil | | |
| Accessoires pour fauteuil | | |
| Plaque porte axe pour déport de roues arrières □ pour Speedy A1/A2 A9110100100-002 □ pour BUDDY A9110100100-003 □ pour TRAVELER A9110100100-001 Carrossage 4° intégré, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard | Barre porte axes pour déport de roues amovible en poussant le cordon, avec axe tube monobloc Pour SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 Carrossage intégré 4° / 6°, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard | Barre porte axes pour déport des roues, amovible, réglable en angle ☐ Pour SPEEDY F2/ F4 A9015101000 avec tube d'axe continu, réglage en hauteur par articulation à denture réglable par pas de 6° d'angle décalage de la position des roues d'env.14 cm Carrossage 4° / 6° intégré, voie réglable |
| Service | | |
| Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV | | |
| ☐ A9990000000 € 327,80 | | |
| Remarques ou notes additionnelles: | | |