



SPEEDY F1

**Carrozzina sportiva a telaio fisso
geometria individuale del telaio, costruzione
su misura, asse ruote posteriori saldato**

Portata massima: 120 kg

Numero Repertorio 2962097

A9011100000 € 5.240,00

☐ **Preventivo di spesa Data:** _____

Numero di richiesta: _____

☐ **Data dell'ordine:** _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Destinazione: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**
☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Ragione sociale /
Cognome e Nome: _____
Via: _____
CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____
Cogn., Nome: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Dat. nasc.: _____
Ente erogatore: _____

Ind. fatt: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**
☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

☐ SPEEDY F1 basket



☐ SPEEDY F1 tennis



☐ SPEEDY F1 badminton



☐ SPEEDY F1 4dance



Diagramme misure

Misure corporee:

Altezza: _____ cm


Peso: _____ kg

Distanza da cavo
popliteo a terra: _____ cm
(misure anatomiche: da retroginocchio a sottosuola)

Note: _____

Queste informazioni sono necessarie per il controllo. Se le informazioni mancano, non è possibile verificare i criteri pertinenti!

Dimensioni della carrozzina:



- A: SB** Larghezza sedile _____ cm
- B: ST** Profondità sedile _____ cm
- C: RH** Altezza schienale _____ cm
- D: USL** Distanza telaio da piega a pedana _____ cm
- E: SHh** Altezza del sedile posteriore _____ cm
- F: SHv** Altezza del sedile anteriore _____ cm
- G: KP** Punto di ribaltamento (da faccia interna tubo schienale al centro mozzo ruota posteriore) _____ cm
- H: I** Inizio restringimento del telaio _____ cm (I - min. 6 cm)
- I:** Lunghezza del telaio fino alla curva delle ginocchia _____ cm
- J: KW** Angolo telaio alle ginocchia Oppure _____ °
- J1:** Angolo del tubo anteriore del telaio rispetto alla verticale _____ °
- M:** Larghezza arti inferiori sopra (subito sotto le ginocchia) _____ cm
- N:** Larghezza arti inferiori sotto (piedifine telaio) _____ cm
- O:** Posizione ruota/e antibaltamento (nel Basket per regolamento, le ruote antibaltamento devono essere NON dietro alle ruote posteriori) _____ cm
- P:** Posizione blocco forcella ruote anteriori (da faccia interna tubo schienale al centro mozzo ruota posteriore) _____ cm
- Q:** Distanza tra blocchi forcelle ruote anteriori _____ cm

Per la costruzione valgono le norme vigenti sulle tolleranze DIN EN ISO 13920 (dimensioni in mm)

Grado di precisione	Fino a 30	Da 30 a 120	Da 120 a 400	Da 400 a 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Colore del telaio - Design monocolore		
Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori		
Colore del telaio: scelta dalla tavolozza dei colori		
Il colore del telaio viene specificato al momento dell'ordine ☒ A9000100170-000	Grezza, sabbiata, non rivestita ☒ A9000100170-020 Nota: un telaio in alluminio non rivestito forma nel tempo uno strato di ossido che può causare macchie scure al contatto.	
Colori in polvere		
Bianco RAL 9016 ☒ lucido A9000100170-023 ☐ opaco A9000100170-123 € 43,40	Argento brillante ☒ lucido A9000100170-011	Antracite RAL 7016 ☒ lucido A9000100170-001 ☐ opaco A9000100170-101 € 43,40
Nero RAL 9005 ☒ lucido A9000100170-003 ☐ opaco A9000100170-019 € 43,40	Orange puro RAL 2004 ☒ lucido A9000100170-022 ☐ opaco A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ lucido A9000100170-037 ☐ opaco A9000100170-137 € 43,40
Blu pastello RAL 5024 ☒ lucido A9000100170-036 ☐ opaco A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ lucido A9000100170-005 ☐ opaco A9000100170-105 € 43,40	Giallo RAL 1023 ☒ lucido A9000100170-046 ☐ opaco A9000100170-146 € 43,40
Rosso RAL 3001 ☒ lucido A9000100170-047 ☐ opaco A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ lucido A9000100170-052 ☐ opaco A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ lucido A9000100170-050 ☐ opaco A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ lucido A9000100170-051 ☐ opaco A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ lucido A9000100170-038 ☐ opaco A9000100170-138 € 43,40	
Colori in polvere „Dormant”		
Nero profondo effetto argento ☒ lucido A9000100170-007	Sky Blue ☒ lucido A9000100170-017	Blu marino ☒ lucido A9000100170-045 ☐ opaco A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ lucido A9000100170-015 ☐ opaco A9000100170-115 € 43,40	Violetto ☒ lucido A9000100170-044	Fire Red ☒ lucido A9000100170-018 ☐ opaco A9000100170-118 € 43,40
Colore del telaio – Design monocolore Colori speciali „vernice liquida“		
€ 349,60		
Storm (blu ghiaccio) ☐ lucido A9000100170-500 ☐ opaco A9000100170-501	Prairie (roségold) ☐ lucido A9000100170-504 ☐ opaco A9000100170-505	Berry (bacca) ☐ lucido A9000100170-526 ☐ opaco A9000100170-527
Blue Ocean ☐ lucido A9000100170-522 ☐ opaco A9000100170-523	Emerald (smeraldo) ☐ lucido A9000100170-514 ☐ opaco A9000100170-515	Chili ☐ lucido A9000100170-516 ☐ opaco A9000100170-517

Colore telaio - Design bicolore

Nota: nel caso di un design bicolore, entrambi i colori corrispondono al grado di brillantezza del colore del design.

☐ Design bicolore composto da un colore di base (sul telaio posteriore) e un colore di design (sul telaio anteriore) € 268,50

Selezionare il colore qui sotto:

Colore di base (sul telaio posteriore)

Bianco RAL 9016

☐ A9000100170-200

Argento brillante

☐ A9000100170-201

Antracite RAL 7016

☐ A9000100170-202

Nero RAL 9005

☐ A9000100170-203

Blu pastello RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Giallo RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Colore del design (sulla parte anteriore del telaio)

Nero RAL 9005

☐ lucido A9000100170-259

☐ opaco A9000100170-260

Lemon Green

☐ lucido A9000100170-250

☐ opaco A9000100170-251

Chili

☐ lucido A9000100170-253

☐ opaco A9000100170-254

Orange puro RAL 2004

☐ lucido A9000100170-255

☐ opaco A9000100170-256

Emerald (smeraldo)

☐ lucido A9000100170-274

☐ opaco A9000100170-275

Storm (blu ghiaccio)

☐ lucido A9000100170-264

☐ opaco A9000100170-265

Prairie (roségold)

☐ lucido A9000100170-266

☐ opaco A9000100170-267

Berry (bacca)

☐ lucido A9000100170-284

☐ opaco A9000100170-285

Blue Ocean

☐ lucido A9000100170-280

☐ opaco A9000100170-281

Colore - Componenti aggiuntivi

Nota: i componenti aggiuntivi vengono sempre montati in nero.

Ruote posteriori: cerchio in alluminio, mozzo e raggi

☒ Nero A9000100171-003

Forcelle del volante e blocco cuscinetti

☐ Argento A9000100173-011

☒ Nero A9000100173-003

Componenti aggiuntivi con design cromatico personalizzato in base alle esigenze del cliente:

Ruote posteriori: cerchio in alluminio e rivestimento di design¹ secondo la selezione dei colori / mozzo e raggi neri

☐ Colore del telaio A9000100171-999 € 249,60

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100171-998 € 288,90

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Volante: cerchio in alluminio da 5"² (Design a 6 razze)

☐ Colore del telaio A9000100174-999 € 75,20

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100174-998 € 87,10

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Richiesta di colore speciale (colore della cornice - design monocoloro)

Colore del telaio Acquisto singolo Selezione dalla gamma di colori RAL

☐ A9000100170-100 € 414,40

grado di brillantezza

☐ lucido

☐ opaco

Denominazione del colore

Numero RAL

Nota: Componenti aggiuntivi **non** disponibili nei colori di design

¹ Solo in combinazione con mozzo Liteline

² Solo in combinazione con volante 5" cerchio in alluminio design a 6 razze buon smorzamento A900050121*, nonché con forcilla ammortizzata design a 5 razze A9000500160*

Schienale

Spondina in Alluminio

☒ A9015402470-002

schienale fisso, non abbattibile,
Angolo 90° verso il terreno
Avviso: Si prega di notare che il pneumatico
potrebbe non essere completamente coperto.




Spondina in Alluminio Contorno su misura

☐ A9015402470-001 € 167,70

Misure richieste:

- ☐ A = ____ cm / B = ____ cm
☐ Adattamento al bordo superiore dello pneumatico
☐ Adattamento al bordo superiore del cerchio

In assenza di indicazioni la spondina verrà adattata al bordo superiore dello pneumatico



Spondina in tubo saldato, segue bordo superiore ruota

☐ A9011400400-002 € 454,20

spondina in lamiera,
schienale fisso, non abbattibile
Segue contorno superiore ruota
(fornita con misura 3 cm sopra bordo copertone)
Non in combinazione con Body Contour
Colore telaio




Spondina in tubo saldato profilo superiore su richiesta

☐ A9011400400-001 € 524,60

in lamiera,
schienale fisso, non abbattibile
Segue contorno superiore ruota,
Colore telaio
Misure richieste:

A = ____ cm / B = ____ cm
Non in combinazione con Body Contour



Schienale abbattibile

☐ A9011400010 € 323,20

Regolabile in 7 posizioni di inclinazione,
con spondine salva abiti in alluminio integrate.



Tela schienale

Se non viene specificata, viene fornito lo „Schienale regolabile e imbottitura schienale“.

Schienale regolabile e imbottitura schienale

☒ A9000802010-K001

Tessuto di rivestimento: nero traspirante,
superficie aperta
Con barra dorsale 120 mm svasata



Schienale regolabile e imbottitura schienale „light“

☒ A9000802320-K001

Tessuto di rivestimento: nero traspirante,
superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore

☒ A9000802320-K002

Tessuto di rivestimento: nero traspirante,
superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Versione senza tubo stabilizzante posteriore



Schienale regolabile e imbottitura schienale „Comfort“

☐ A9000815101-K € 131,40

Tessuto di rivestimento: nero traspirante,
superficie aperta
Imbottitura anteriore: 20 mm
Imbottitura posteriore: 5 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore


Tela sedile

Se non viene specificato diversamente, verrà fornito il rivestimento per seduta „Body Contour“.

Body Contour


☒ A9000801025-K

Omologato fino a un peso corporeo di 120 kg.
Non in combinazione con la parte laterale con
staffa tubolare saldata, codici articolo
A9011400400-001 e A9011400400-002.





Telo seduta a fasce, chiusura a velcro

☐ A9000801010-K € 79,90



Cuscino



Cuscino per geometria personalizzata del telaio in profilo rettangolare
Fodera: standard

☐ A9000805190-K € 164,40

Cuscino per geometria del telaio personalizzata con profilo radiale posteriore
Fodera: standard

☐ A9000805320-K € 206,10

Altezza cuscino:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Cuscino per geometria personalizzata del telaio in profilo rettangolare
Fodera: antidecubito

☐ A9000805210-K € 484,40

Cuscino per geometria del telaio personalizzata con profilo radiale posteriore
Fodera: antidecubito

☐ A9000805310-K € 528,70

Altezza cuscino:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Tessuto di rivestimento:

- ☐ Nero, traspirante, superficie aperta
☐ Nero, traspirante, superficie chiusa

Se non viene specificato diversamente, il tessuto di rivestimento fornito sarà "nero, traspirante, superficie aperta".

☐ Cuscino già in uso

Campanatura

Campanatura 12°

☐ A9011202000-012

Campanatura 15°

☐ A9011202000-015

Campanatura 18°

☐ A9011202000-018

Campanatura 20°

☐ A9011202000-020

Pedane

Se non viene specificato diversamente, viene fornita la pedana intera.

Pedana intera

☐ A9016601010-K001
con staffa di supporto per tubi
regolabile in altezza +/- 3 cm



Pedana intera con copertura gommata antiscivolo

☐ A9011610000-K € 120,90
Regolabile in altezza +/- 3 cm.
Piastra appoggiapiedi sbordata anteriormente,
avvitata.
Profondità: 27 cm.



Pedana intera con piastra appoggiapiedi „Box-Form“


☐ A9011610020 € 214,50
Con copertura gommata, regolabile in altezza
+/- 3 cm,
Piastra di appoggio:
larghezza: 20 cm,
lunghezza: 31,5 cm + 1,5 cm regolabile



Baffi di protezione


„Offence“ baffo di protezione anteriore (forma radiale tonda)

☐ A9011100500 € 351,50



„Offence“ Baffo anteriore trapezoidale

☐ A9011100501 € 351,50



Baffo di protezione posteriore, rimovibile

☐ A9011100502 € 351,50



Baffo di protezione posteriore

☐ A9011100600 € 292,00
con tubo piegato



Antiribaltamento

Ruota antiribaltamento singola centrale oversized saldata

☐ Forcella ruota antiribaltamento fissa saldata A9011300378 € 358,50

☐ Forcella ruota antiribaltamento estraibile con asse quick pin A9011300374 € 401,90



Doppia ruota antiribaltamento con tubo Oversized


☐ Forcella ruota antiribaltamento fissa saldata A9011300170 € 464,50

☐ Forcella ruota antiribaltamento estraibile con asse quick pin A9011300270 € 586,80



Ruota antiribaltamento singola centrale Oversized telescopica (tennis)

☐ A9011300370 € 441,60
Forcella avviata fissa



Ruota antiribaltamento singola centrale estraibile 4Dance

☐ A9000300010 € 517,40
Estrazione rapida, con ruota skater 80 mm. regolabile in altezza e inclinazione
Colore: nero



Ruote anteriori da 3"

Ruote da skateboard da 3" (80 mm)

☐ A9000501110 € 70,80
non forabile



Ruote posteriori

Se non viene specificato diversamente, verranno fornite le ruote posteriori con cerchioni in alluminio a 36 raggi".

Ruote posteriori con cerchione in alluminio a 36 raggi

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
con mozzo Liteline (nella foto a sinistra),
a raggi radiali
fino a 120 kg di peso corporeo

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
con mozzo a flangia alta in alluminio (foto a
destra), a raggiera
oltre 120 kg di peso corporeo o in
combinazione con monoguida



Ruote posteriori con cerchione a doppia parete rinforzata 36 raggi


☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80

☐ 28" (ETRTO 622)
A9000203310 € 157,80

con mozzo alto in alluminio,
raggi radiali
Utilizzo per alte sollecitazioni e peso della
carrozzeria > 120 kg



Ruote Spinergy „Spox Sport” con 24 raggi PBO; cerchione, mozzo e raggi in nero

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 784,10


☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 784,10

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 784,10



Corrimani

x = Dimensioni del corrimano



Montaggio corrimano
standard:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Se non diversamente specificato, i corrimani vengono montati larghi (19 mm).

Acciaio inox Ø 20 mm

☐ Corrimani da 24" per
ruote da 24" e ruote
da 25"
A9000205010-004

☐ Corrimani da 26" per
ruote da 26"
A9000205010-006

☐ Corrimani da 28" per
ruote da 28"
A9000205010-008



Alluminio Ø 19 mm anodizzato argento

☐ Corrimani da 24" per
ruote da 24" e ruote
da 25"
A9000205019-004



Corrimani in alluminio Ø 19 mm anodizzati e lucidati

☐ Corrimani da 24" per
ruote da 24" e ruote
da 25"
A9000205030-004 € 164,90

☐ Corrimani da 26" per
ruote da 26"
A9000205030-006 € 164,90



Titanio Ø 19 mm

☐ Corrimani da 24" per
ruote da 24" e ruote
da 25" € 335,60
A9000205040-004

☐ Corrimani da 26" per
ruote da 26" € 335,60
A9000205040-006



Rivestimenti in silicone per corrimani

☐ per corrimani 24" € 232,80
A9000205100-004

☐ per corrimani 26" € 232,80
A9000205100-006

Superficie senza struttura,
Compatibile con corrimani Ø 19 mm o Ø 20 mm,
smontabile



Copriraggi

Protezioni per dita e raggi „trasparenti”

☐ per ruote da 24" € 207,10
A9000206300-004

☐ per ruote da 26" € 207,10
A9000206300-006

Non in combinazione con le ruote posteriori Spinergy



Copertoni per ruote posteriori

Se non specificato, vengono forniti i copertoni "Schwalbe RightRun nero".

Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Colore: Nero
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Colore: grigio, nero
7,5 bar



28x1" alta pressione, scorrimento leggero-lisci

☐ A9000204000-008
(ETRTO 622)
Colore: grigio, parete nera
7,5 bar

Accessori

Compressore d'aria manuale con manometro

☐ A9000901100 € 106,30
fino a 14 bar



Borsa per il trasporto delle ruote posteriori

☐ per ruote da 24" € 77,80
A9000903530-004
Ø 76 cm x 2 cm

☐ per ruote da 26" € 77,80
A9000903530-006
Ø 83 cm x 2 cm



Moduli d'ordine separati

Categoria „Accessori“

ad es. sistemi di seduta e schienale su:
<https://proactiv-gmbh.eu/it/download/>

Servizi

Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzione della carrozzina da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Osservazioni e note:

Luogo, data

Cliente / rivenditore

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.