



NJ1 Kompaktbike

**avec dérailleur ou moyeu à roue libre
et frein à disque**

Poids max. utilisateur 100 kg

- Châssis à poutre avec renforts
- Unité d'entraînement détachable grâce à une fermeture rapide excentrique
- Poignées en forme de A avec commandes de vitesse et de frein intégrées
- Dossier réglable en continu
- Carrossage de 6°
- Système de freinage hydraulique à disque „Magura“
- Frein à disque mécanique avec blocage de stationnement
- Fanion de sécurité
- Unité d'entraînement noire

A9100100001 € 5.200,00

Remarque: pour les personnes de petite taille et les enfants, il existe le vélo compact FREAK (bon de commande séparé). Le FREAK peut également être équipé d'une roue avant de 26" et d'une roue arrière de 20" pouces.

☐ **Date devis:** _____

N° de demande: _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

☐ **Adresse de facturation différente** (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

☐ **Adresse de livraison différente** (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____

Nom de famille,
prénom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Couleur du châssis

Vous trouverez de plus amples informations concernant le choix de couleur actuel ainsi que des exemples sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php

blanc RAL 9016

- ☐ brillant A9000100170-023
☐ mat A9000100170-123 € 43,40

argent brillant

- ☐ brillant A9000100170-011

anthracite RAL 7016

- ☐ brillant A9000100170-001
☐ mat A9000100170-101 € 43,40

noir RAL 9005

- ☐ brillant A9000100170-003
☐ mat A9000100170-019 € 43,40

noir intense avec effets argentés

- ☐ brillant A9000100170-007

orange pur RAL 2004

- ☐ brillant A9000100170-022

fire red

- ☐ brillant A9000100170-018
☐ mat A9000100170-118 € 43,40

pink magenta RAL 4010

- ☐ brillant A9000100170-037
☐ mat A9000100170-137 € 43,40

sky blue

- ☐ brillant A9000100170-017

bleu pastel RAL 5024

- ☐ brillant A9000100170-036
☐ mat A9000100170-136 € 43,40

bleu marine

- ☐ brillant A9000100170-045
☐ mat A9000100170-145 € 43,40

electric green

- ☐ brillant A9000100170-015
☐ mat A9000100170-115 € 43,40

lemon green

- ☐ brillant A9000100170-005
☐ mat A9000100170-105 € 43,40

violet

- ☐ brillant A9000100170-044

Revêtement transparent sablé

- ☐ brillant A9000100170-029

jaune RAL 1023

- ☐ brillant A9000100170-046
☐ mat A9000100170-146 € 43,40

rouge RAL 3001

- ☐ brillant A9000100170-047
☐ mat A9000100170-147 € 43,40

lagoon blue

- ☐ brillant A9000100170-052
☐ mat A9000100170-152 € 43,40

athletic grey RAL 7046

- ☐ brillant A9000100170-050
☐ mat A9000100170-150 € 43,40

muddy grey RAL 7033

- ☐ brillant A9000100170-051
☐ mat A9000100170-151 € 43,40

peach RAL 3022

- ☐ brillant A9000100170-038
☐ mat A9000100170-138 € 43,40

Dérailleur

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

- ☐ A9110200032
Dérailleur mécanique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents
☐ 38 dents



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

- ☐ A9110200034 € 192,20
Dérailleur mécanique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents
☐ 38 dents

Shimano Deore XT 1x11 Di2 commande par bouton-poussoir dérailleur à 11 vitesses

- ☐ A9110200035 € 1.486,10
Dérailleur électronique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Montage: à droite ☐ à gauche ☐

Si aucune indication n'est donnée, la commande „droite“ est livrée.

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents
☐ 38 dents



Shimano Deore XT 1x11 Di2 passage des vitesses au menton dérailleur à 11-vitesses

- ☐ A9110200033 € 1.631,10
Dérailleur électronique avec commande au menton (équipement Tetra). Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents
☐ 38 dents



Moyeu à vitesses intégrées

Shimano „Alfine“ 11-vitesses, moyeux à vitesses intégrées

☐ A9100200026 € 592,00

Poignée pour changer les vitesses „Rapid Fire“
Transmission: Couronne dentée 32 dents,
Cassette 19 dents



Rohloff „Speedhub 500/14“ 14-vitesses, moyeux à vitesses intégrées

☐ A9100200027 € 1.498,10

Poignée pour changer les vitesses „Grip Shift“
Transmission: Couronne dentée 32 dents,
Cassette 16 dents



Accessoires pour dérailleur

Mountaindrive 2,5 : 1 assistance en pente

☐ A9100200003 € 797,40

Engrenage planétaire pour doubler les vitesses.
Permet d'enclencher la réduction en côte à l'arrêt.
De série avec plateau à 38 dents.
Uniquement en combinaison avec une largeur de poignée de 40 cm, 45 cm, 48 cm et 53 cm.



Système de frein

Frein à disque efficace, disque de freinage Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Recommandé à partir d'un poids corporel de 80 kg.



Deuxième système de freinage indépendant „Magura“ disque de frein Ø 203 mm

☐ A9100300100 € 233,30

Option qui remplace le frein Shimano V-Brake.
Seulement en combinaison avec le frein à disque efficace.
Recommandé à partir de 100 kg de poids corporel.

Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Manivelle Standard

- ☐ Ecartement 40 cm
A9110500100-040
- ☐ Ecartement 45 cm
A9110500100-045
- ☐ Ecartement 50 cm
A9110500100-050

Manivelle Tetra (élargi a l'extérieur) avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum pour le torse

- ☐ Ecartement 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- ☐ Ecartement 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- ☐ Ecartement 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Manivelle Standard

- ☐ Longueur 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Longueur 175 mm
A9110600100-175
- ☐ Longueur 195 mm
A9110600100-195



Manivelle Tetra


- ☐ Longueur 155 mm € 136,10
A9100600105-155
- ☐ Longueur 175 mm € 136,10
A9100600105-175
- ☐ Longueur individuelle
140 mm jusqu'à 195 mm € 258,70
A9100600100



Manivelles fixe

(Faible disponibilité – uniquement jusqu'à
épuisement des stocks. Alternativement:
manivelles réglable)

- ☐ S (X/Y 67/153)
A9100501100-003
- ☐ M (X/Y 90/250)
A9100501100-001



Manivelles réglables

Réglable en angle via un point de pivotement
fixé au pont de fourche et en longueur.

Pour le pré-réglage, veuillez indiquer la taille du
support de pédalier qui se rapproche le plus de
la position souhaitée

- ☐ S (180 mm) € 232,10
A9100500001-002
- ☐ M (240 mm) € 232,10
A9100500001-003

Remarque: sans indication, la tige de pédalier
réglable est livrée en taille S.



Repose-pieds

Repose-pieds séparé

- ☐ A9100100008
Montage sur la fourche
pour des jambes courtes
Seulement recommandé jusqu'à une taille de
165 cm



Repose-pieds monobloc



- ☐ A9100100009
Adaptation à la fourche



Butée de pieds pour repose-pieds

- ☐ A9100100012 € 91,20



Support de cuisses ☐ A9100100013 € 215,10 		
Equipement du dossier		
Dossier avec tôle aluminium et mousse de dossier ☒ A9100800002 Housse: noire, respirante, surface ouvert	Toile de dossier Body Contour ☐ A9100800010 € 92,40 avec Rembourrage en mousse 3 cm Housse: noire, respirante, surface ouvert 	
Châssis		
Châssis-Geometrie ☒ Longueur 116 cm SB env. 39 cm A9100100000-002 ☐ Longueur 116 cm SB env. 43 cm A9100100000-003 € 204,60	☐ Version Heavy Duty Poids de l'utilisateur max. 120 kg A9100800013 (Recommandé pour une utilisation tout-terrain) Nécessaire en plus de A9100100000*. € 425,60	
Toile d'assise		
Toile d'assise système de sangle ouvert Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm ☒ A9100801010-002	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm ☒ A9100801010-003	
Toile d'assise Body Contour respirant, effet élastique Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm ☒ A9100801025-002	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm ☒ A9100801025-003	
Coussin		
Coussin Standard Housse: noire, respirante, surface ouvert Epaisseur: 4 cm Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm ☐ A9100000190-002 € 115,00	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm ☐ A9100000190-003 € 115,00	
Coussin avec soutien de cuisses Housse: noire, respirante, surface ouvert Epaisseur: 4 cm seulement possible avec support de cuisses Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm ☐ A9100800103-002 € 207,50	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm ☐ A9100800103-003 € 207,50	

Roues

Roues 26x1" avec jantes à double paroi

☒ A9100104260
(ETRTO 559)
Roues avants et arrières à 36 rayons

Roues 26x1" avec jantes à double paroi

☐ A9100104262 € 298,00
(ETRTO 559)
Modèle ultra léger : poids de la jante 395 g,
roue avant à 32 rayons,
roues arrière à 18 rayons
(gain de poids sur le vélo d'environ 600 g)

Pneus

26x1" Schwalbe „One“

☒ A9100105160
(ETRTO 559-25)
V-Guard WheelStar



26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

☐ A9100105140 € 71,10
(ETRTO 559-50)
Pneu randonnée



Accessoires

Garde-boue démontable

☐ A9100502100 € 58,10



Garde-boue avant

☐ A9100100231 € 171,00
Protection pour pneus VTT
Vissé sur le bras de fourche
Couleur: noir mat

Barre arrière anti-contact fixée sur tube support d'axe

☐ A9100800100 € 218,10
avec pince de fixation 40 mm
Couleur: noir



Appui-tête

☐ A9100800150 € 261,00
réglable en hauteur, réglable en angle



Fixation du pelvis

☐ A9100800200 € 121,70



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 € 70,10
sans fil, avec support



SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

☐ A9110900018 € 171,50
avec kit de fréquence de pédalage
sans fil



Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (compteur, éclairage, etc.)

☐ A9110903271 Pièce à € 23,20
Couleur: anodisé naturel
____ Pièces



Kit d'éclairage SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90
composé d'un éclairage avant et d'un éclairage
arrière, rechargeable via une prise micro USB,
avec câble de chargement micro USB.
Kit d'éclairage homologué StVZO



Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Appui de main sur les poignées

☐ A9110601200 € 102,80

rembourré, vissé, angle réglable.
Non compatible avec d'autres poignées



Support de main tétra, pivotable, écartement réglable

☐ A9110601101 € 169,40



Support revers de la main tétra, pivotable, profondeur réglable

☐ A9110601102 € 191,60

Support extérieur très rigide en tube rond Ø 20 mm avec revêtement en caoutchouc mousse. Non pivotant en combinaison avec l'accoudoir Tetra.



Poignées tétra en demi-cercle

☐ A9110601100 € 172,40



Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike / de l'appareil de traction par PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 7 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande NJ1 Kompaktbike Rev. 07 FR