



FOXX Offroad Bike Compatto

Omologato per portata massima a 120 kg

Numero Repertorio 2928399

Dotazione di base

- Ruote anteriori 24" (507-30) tubeless ready
- Ruota posteriore 27,5" (587-35) tubeless ready
- Sospensioni complete con escursione anteriore di 100 mm e escursione posteriore di 140 mm
- Manopole inclinate con comandi cambio e freno integrati
- Sistema frenante a disco idraulico anteriore e posteriore
- Schienale regolabile in inclinazione e distanza
- Posizione del movimento centrale regolabile
- Parafango per la ruota posteriore
- Protezione sottoscocca
- Set di illuminazione a batteria

A9105100000

€ 16.975,00

☐ Preventivo di spesa Data: _____

Numero di richiesta: _____

☐ Data dell'ordine: _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale/

Cognome e Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

Misure corporee

Altezza: _____ cm

Altezza del tronco: _____ cm

Peso: _____ kg

Note: _____

Informazioni indispensabili per l'elaborazione della pratica.

Motorizzazione Sistema Bafang

Le autonomie indicate dipendono dal percorso, dal peso dell'utente e dalla velocità.

Motore Bafang M560

Massima potenza per tutte le avventure fuoristrada

☒ A9105100010
500 W, coppia 130 Nm,
assistenza fino a 25 km/h,
assistenza alla partenza fino a 15 km/h



Batteria Bafang 48V 696Wh

Autonomia: circa 50 km - 75 km

☒ A9105900100
Batteria montata nel telaio principale sotto la seduta



Doppia batteria Bafang 48V 696Wh

Autonomia: circa 100 km - 150 km

☒ A9105900105 **€ 880,70**
Batterie montate nel telaio principale sotto la seduta.
Connettore intercambiabile montato sulla seduta per facilitare il cambio delle batterie.



Motorizzazione Sistema Shimano

Le autonomie indicate dipendono dal percorso, dal peso dell'utente e dalla velocità.

Motore Shimano EP6 Cargo

Sistema di trazione per fuoristrada e strada

☒ A9105100020 **€ 334,80**
250 W, coppia 85 Nm,
assistenza fino a 25 km/h,
assistenza alla partenza fino a 6 km/h
Sistema Pedelec omologato per la circolazione su strada



Batteria Shimano 36V 630Wh

Autonomia: circa 45 km - 70 km

☒ A9105900110 **€ 628,70**
Batteria montata nel telaio principale sotto la seduta



Doppia batteria Shimano 36V 630Wh

Autonomia: circa 90 km - 140 km

☒ A9105900115 **€ 1.447,50**
Batterie montate nel telaio principale sotto la seduta.
Connettore intercambiabile montato sulla seduta per facilitare il cambio delle batterie.



Colore componenti aggiuntivi

Se non diversamente specificato, il poggiatesta, il parafango posteriore e il paracatena vengono forniti in UDS nero.

Poggiatesta, parafango posteriore e paracatena UDS nero

☒ A9105100170-001

Poggiatesta, parafango posteriore e copricatena Orange puro RAL 2004 lucido

☒ A9105100170-002

Poggiatesta, parafango posteriore e copricatena Selezione personalizzata dei colori

☒ A9105100170-003 **€ 225,60**
dalla tabella colori Design monocolor
Colori in polvere carrozzina

A9000100170- ____ _

Colore: _____

Poggiatesta

Poggiatesta Misura M

per Altezza Utente 175 cm fino a 200 cm

☒ Incluso nella dotazione di base



Poggiatesta Misura S

per Altezza Utente 175 cm

☒ A9105100180



Cambio a catena

Shimano Cues U8000 Cambio a catena a 11 velocità

☒ A9105200010
con tecnologia Linkglide
Cassetta 11-50 Z



Sram GX-Eagle AXS Cambio a 12 velocità

☐ A9105200011 € 790,50
circuitto elettrico radio
Cassetta 11-50 Z



Cambio al mozzo

Cambio al mozzo Rohloff a 14 velocità con comando elettrico

☐ A9105200020 € 2.047,10
è alimentato dal sistema Bafang.



Telaio

Ammortizzatori Telaio Standard

☒ A9105400010
Fox Float DPS Performance anteriori e Manitou
Mara Inline posteriori con tre modalità ciascuna
(Open, Medium, Firm)
Regolabili in compressione ed estensione

Ammortizzatori per assetto fuoristrada di alta qualità

☐ A9105400020 € 865,20
Fox Float DPS Factory anteriore e Manitou
Mara Pro posteriore con tre modalità ciascuna
(Open, Medium, Firm)
Regolazione della compressione e
dell'estensione
Regolazione della compressione ad alta e
bassa velocità

Dimensioni

Tipo di Pedivelle e Larghezza dell'Impugnatura

Pedivella standard

- ☐ Larghezza della presa 40 cm
A9117500100-040
- ☐ Larghezza della presa 45 cm
A9117500100-045
- ☐ Larghezza della presa 50 cm
A9117500100-050

Pedivella Tetra (esposta)

con pedivelle svasate per garantire il
massimo spazio per il busto

- ☐ Larghezza della presa 48 cm
A9117500100-048
- ☐ Larghezza della presa 53 cm
A9117500100-053
- ☐ Larghezza della presa 58 cm
A9117500100-058

Pedivella standard

- ☐ Lunghezza 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Lunghezza 175 mm
A9110600100-175
- ☐ Lunghezza 195 mm
A9110600100-195



Pedivella Tetra

- ☐ Lunghezza 155 mm
A9100600105-155 € 136,10
- ☐ Lunghezza 175 mm
A9100600105-175 € 136,10
- ☐ Lunghezza
personalizzata
140 mm fino a 195 mm
A9100600100 € 258,70



Supporto movimento centrale regolabile

Regolabile in inclinazione tramite punto di rotazione fissato al ponte della forcella e in lunghezza.

Per la preimpostazione, specificare la dimensione del supporto del movimento centrale che più si avvicina alla posizione desiderata.

☐ S (180 mm)
A9105500010-01

☐ M (240 mm)
A9105500010-02

Nota bene: se non specificato diversamente, il supporto regolabile verrà fornito nella misura S.



Opzioni impugnatura

Poggiamani sull'impugnatura

☐ A9110601200 € 102,80
imbottito, avvitato, regolabile in inclinazione.
Non in combinazione con altre impugnature.



Poggiamano Tetra orientabile e regolabile in base allo spessore della mano

☐ A9110601101 € 169,40



Poggiamano Tetra orientabile e regolabile in base allo spessore della mano

☐ A9110601102 € 191,60
Supporto esterno molto rigido con tubo tondo Ø 20 mm con rivestimento in gomma espansa



Fissaggio del busto

Cintura toracica per il fissaggio della parte superiore del corpo

☐ Taglia S (105 cm) € 241,80
A9000800016

☐ Taglia M (125 cm) € 241,80
A9000800013

☐ Taglia L (145 cm) € 241,80
A9000800014

Composto da materiale elastico in combinazione con neoprene con chiusura a velcro e linguetta di comando.
Colore: nero



Pelvi.Loc Fissaggio della coscia


☐ A9105800000 € 339,90



Copertoni


Pneumatici da fuoristrada

☒ A9105105110
Anteriore: Smart Sam 24 x 2,1"
Posteriore: Magic Marry 27,5 x 2,6" Soft



Pneumatici da fuoristrada 2

☐ A9105105111 € 61,00
Anteriore: Hans Dampf 24 x 2,35"
Posteriore: Magic Marry 27,5 x 2,6" Soft



Pneumatici da trekking

☐ A9105105100 € 48,20
Anteriore: Land Cruiser Plus 24 x 2,0"
Posteriore: Johnny Watts 27,5 x 2,6"



Nastro Antiforature

☐ A9000206100-K € 55,80

Accessori

Illuminazione anteriore e posteriore

☐ A9105900000 € 225,60
riflettori inclusi per StVZO



Borraccia Fidlock TWIST

☐ A9105900003 € 52,60
montato sul tubo di sterzo
Capienza 590 ml



Distanziatori per il fissaggio della coscia

☐ A9105900010 € 38,90
con altezza di 20 mm ciascuno (altezza max. 60 mm / 3 paia)

_____ Paia



Parafanghi per le ruote anteriori

☐ A9105900001 € 213,20
UDS Verniciati in colore Nero



Pompa per Ammortizzatori

☐ A9105900015 € 40,90
fino a 20 bar



Borse e set di attrezzi

☐ A9105900004 € 142,00
Set composto da una borsa posizionata sul telaio accanto all'ammortizzatore (volume 1,1 litri) che offre spazio, ad esempio, per cellulare, portafoglio e camere d'aria, e da un'altra borsa posizionata tra i tubi del supporto del tubo di sterzo (volume 0,6 litri), ideale per riporre gli attrezzi.



Servizi

Consulenza e misurazione a cura di PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Commenti e note:

Luogo, data

Il campo della firma è riservato al consulente e all'assicurato. In questo modo si conferma che la dotazione prevista è stata concordata di comune accordo con l'assicurato.

- 5 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

Modulo d'ordine FOXX Offroad Bike Compatto Rev. 01 IT

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato

AVVISO LEGALE – Handbike fuoristrada FOXX con sistema di trasmissione SHIMANO o BAFANG

PRO ACTIV offre la handbike fuoristrada FOXX con due diversi sistemi di trazione a scelta. Le possibilità di utilizzo variano a seconda dell'equipaggiamento e delle disposizioni di legge vigenti.

Sistema di trasmissione SHIMANO (sistema Pedelec secondo EN 15194)

Il FOXX con sistema di trasmissione SHIMANO soddisfa i requisiti di una pedelec secondo la norma UE EN 15194.

Con questa dotazione, il veicolo è omologato per la circolazione sulle strade pubbliche e sui percorsi pubblici in Germania senza necessità di omologazione o targa assicurativa. Ciò vale anche per l'utilizzo sulle piste ciclabili.

Sistema di trasmissione BAFANG (sistema fuoristrada più potente)

Il FOXX con sistema di trasmissione BAFANG M560 ha una potenza motrice di 500 W e una coppia di 130 Nm. PRO ACTIV sottolinea espressamente che il FOXX con sistema di trasmissione BAFANG non può essere utilizzato in Germania su strade pubbliche o su vie, piazze o piste ciclabili pubbliche senza omologazione individuale e senza targa assicurativa. In questo caso, l'utilizzo è consentito esclusivamente su terreni privati e fuoristrada (ad es. su sentieri non pubblici o bike park). L'utilizzo in spazi pubblici senza un'omologazione valida costituisce una violazione della legge sull'assicurazione obbligatoria (§ 1 PflVG) e può essere perseguito penalmente ai sensi del § 6 comma 1 PflVG.

Si prega inoltre di notare quanto segue:

se si utilizza FOXX con motore BAFANG al di fuori della Germania, è responsabilità dell'utente informarsi in anticipo sulle disposizioni di legge e sulle norme di circolazione vigenti nel Paese in questione.

Conferma di presa visione

Con la mia firma confermo di aver letto, compreso e preso atto delle indicazioni di cui sopra.

Mi impegno a utilizzare il FOXX con sistema di trazione BAFANG in Germania esclusivamente con un'omologazione valida per la circolazione su strade pubbliche o, in assenza di omologazione, solo su terreni privati o fuoristrada.

In caso di utilizzo in altri paesi, mi informerò sotto la mia responsabilità sulle disposizioni di legge vigenti in loco e mi atterrò alle stesse.

Nome del cliente in stampatello

Luogo, data

Firma (cliente finale)