

Fabrication sur mesure - Modèle „TRAVELER“

Conception du cadre

Conception du cadre Heavy Duty T1-4 jusqu'à 150 kg de poids corporel

☐ A9030100300-K € 634,30

- Plateau de roue motrice renforcé 2 fentes, épaisseur 12 mm
- Incrustation de renfort de tube arrière sur le pas de vis du panneau latéral
- Boulons de verrouillage du dossier en acier inoxydable
- Poignées de poussée en acier inoxydable
- Plaque latérale aluminium 3 mm
- Repose-pieds continu ou repose-pieds, version renforcée
- Boulon de frein à genouillère de frein en acier inoxydable

Un avis:

Veuillez sélectionner la fourche de volant "Heavy Duty" sous la fourche de volant

Conception du cadre Heavy Duty T1-4 151 kg - 180 kg de poids corporel

☐ A9030100301-K € 170,50

Chambre à air du cadre dans le tube de selle
Goussets de cadre dans la zone de
Fixation du bras pliable

Requis en plus du A9030100300-K.

Châssis

Potence à cadre réduite

☐ A9030100071 € 1.869,00

Construction du cadre selon les spécifications du client

Tige de cadre enlevée, longueur de cadre spéciale

Enlèvement: 2,5 cm / côté

Longueur du cadre jusqu'à l'arc du cadre: _____ cm

La fonction de pliage du dossier peut être limitée.

Fabrication sur mesure longueur du cadre


☐ A9030100070 € 503,10

Longueur du cadre jusqu'à l'arc du cadre
_____ cm (pour ST _____ cm)

Fabrication sur mesure pour le client hauteur du cadre

☐ A9030100072 € 3.255,00

Géométrie du cadre en version haute:
hauteur du cadre + 6 cm (non variable)



Largeur d'assise

Largeur d'assise 54 cm

☐ A9030100061-054 € 2.282,20

Largeur d'assise 56 cm

☐ A9030100061-056 € 2.282,20

Angle du genou

Fabrication sur mesure angle du genou

☐ A9000100050-003 € 534,50

☐ 90° ☐ 100° ☐ 110° ☐ 115°

Service

Conseil et adaptation par PRO ACTIV
selon les exigences individuelles du
client

☐ A9990000017 € 612,00

Exigences supplémentaires