

FOXX



BUILT FOR THE WILD. MADE FOR YOU.

FOXX off-road compact bike – le vélo de montagne adaptatif repensé.

Qu'il s'agisse de montées raides, de sentiers techniques ou de passages fluides, le FOXX est votre compagnon fiable. Avec sa cinématique innovante à pivot élevé, sa géométrie sophistiquée et son puissant système d'entraînement, il vous emmènera partout – avec un maximum de contrôle, de confort et de puissance.

De grandes performances. Taille compacte.

Malgré sa puissance tout-terrain, le FOXX reste compact et facile à transporter avec une longueur de 2 mètres, un empattement de 1,20 mètre et un poids de seulement 53 kg. La taille du pack de la FOXX peut être ajustée en quelques étapes simples pour faciliter le transport.

Performances maximales grâce à une cinématique à pivot élevé.

Le système de tringlerie à 4 barres assure une adhérence, une efficacité et un confort parfaits. Grâce à la démultiplication intelligente et au comportement anti-squat sophistiqué, vous pouvez pédaler avec puissance et efficacité, tandis que la suspension sensible absorbe les bosses avec facilité. Idéal pour tous les terrains, que ce soit en montée, en descente ou en cross-country.



FR

Roues avant | Roue arrière
24" | 27,5"

Tout suspendu
100 mm | 140 mm

Moteurs jusqu'à
500 W & 130 Nm

Portée
jusqu'à 150 km

LARGE GAMME D'OPTIONS

Précision et traction sur toutes les surfaces

L'innovante suspension à triangulation indépendante de la FOX vous garantit une traction et un contrôle maximums. La suspension réglable individuellement et le stabilisateur entre les roues assurent la stabilité dans les virages et la sécurité.

Suspension personnalisée

Choisissez parmi des options de suspension de haute qualité, parfaitement adaptées à votre style de conduite et à votre domaine d'utilisation. Tous les amortisseurs disposent de trois modes de conduite qui peuvent être réglés en fonction du terrain et du comportement souhaité.



Le confort rencontre le contrôle

Le système de dossier personnalisable avec angle de dossier réglable, le coussin d'assise ergonomique et les repose-jambes réglables individuellement garantissent une position de conduite parfaite et une stabilité de conduite maximale.

Double batterie et changement rapide

Deux systèmes d'entraînement puissants sélectionnables garantissent une puissance pure. Il est possible de combiner avec un système de batterie double pour une autonomie allant jusqu'à 150 km.

DONNÉES TECHNIQUES

Suspension :	Suspension intégrale avec débattement de 100 mm à l'avant et 140 mm à l'arrière Suspension standard : essieu avant : FOX Float DPS Performance essieu arrière : Manitou Mara Inline Suspension tout-terrain : essieu avant : FOX Float DPS Factory essieu arrière : Manitou Mara Pro
Moteur central :	Bafang M560 130 Nm 500 W 3,3 kg Shimano 85 Nm 250 W 2,7 kg
Batteries :	Bafang 48 V 14,5 Ah 696 Wh autonomie env. 50 - 75 km 3,77 kg Shimano LiMn 36 V 17,5 Ah 630 Wh autonomie env. 45 - 70 km 3,5 kg
Taille des roues :	Taille de la roue avant : 24" Taille de la roue arrière : 27,5"
Garde au sol :	19 cm
Largeurs d'assise :	37 cm
Poids total :	à partir de 53 kg (avec batterie)
Dimensions de transport :	à partir de 110 x 80 x 56 cm

MADE IN GERMANY

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11

D-72359 Dotternhausen

E-mail: info@proactiv-gmbh.de | Tel. +49 (0) 7427 9480-0

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 05/2025

Toutes les informations sont données sous réserve de modifications de conception, d'ajustements techniques, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleur.



SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

