




PRO  ACTIV®



TRAVELER

4all Ergo

ASSISE ERGONOMIQUE, VOYAGE SANS PEINE.

Le fauteuil roulant pliant actif **TRAVELER 4all Ergo** se caractérise par une géométrie de cadre filigrane avec pliage du siège ergonomique. Tu peux sélectionner neuf paramètres de cadre pour l'accorder parfaitement à tes besoins. Avec des dimensions de transport compactes à partir de 17 x 35 x 58 cm, il entre même dans un sac de sport. En raison de la géométrie réduite du cadre, du mécanisme de pliage éprouvé, du repliage aisé du dossier et de la possibilité de démontage de composants sans outillage, il est par ailleurs idéal pour le chargement autonome.




#Fiabilité

Grâce à l'excellente stabilité, tu peux combiner ton TRAVELER 4all Ergo avec des bikes adaptatifs, des appareils de tractions et des fourches ainsi que d'autres adaptateurs.




#Flexibilité

Tu peux ajuster à tes besoins également a posteriori de nombreux réglages, comme le point de basculement, la hauteur d'assise, l'inclinaison de l'assise ou l'angle du dossier.




#Autonomie

Avec ses petites dimensions de transport, le dossier pliant et le retrait sans outil des modules, le TRAVELER 4all Ergo se transporte aisément.



#PlusDeMobilité

Grâce au pliage simple, tu peux réduire la largeur d'assise (assis dans le fauteuil) de 15% ou de 5-10 cm pour pouvoir passer sans peine les passages étroits.



PARFAITEMENT ADAPTÉ À TA VIE.

Ton **TRAVELER 4all Ergo** est fabriqué sur mesure selon tes souhaits, depuis les dimensions du cadre jusqu'à l'équipement. Tu as le choix parmi les options telles que les repose-pieds, les freins, les poignées de poussée, les systèmes d'assise et de dossier, les protège-vêtements, les accoudoirs ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant, pour que ton TRAVELER 4all Ergo soit parfaitement adapté à toi.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.



Le repose-pieds replié vers l'arrière avec mécanisme d'enclenchement à ressort se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.



Frein de stationnement intégral esthétique avec commande confortable et sûre.




Les jantes élégantes en alu à trois rayons unissent la stabilité maximale à un poids ultra-léger, pour des exigences maximales sans compromis.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	33 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	36 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	37 - 51 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	39 - 45 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	44 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	3 - 11 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 11,2 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 120 kg

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/