



STABILITÉ. QUI PEUT SE PLIER.

Aussi grandes sont les performances du **TRAVELER** au quotidien, aussi petit est-il pour le transport. Le transport en voiture te donne de l'autonomie, car tu peux le charger et le décharger toi-même. Le TRAVELER, avec son mécanisme de pliage fiable et très résistant aux torsions, allie les performances d'un cadre rigide aux avantages d'un fauteuil roulant pliant.

TRAVELER



#Fiabilité

Grâce à l'excellente stabilité, tu peux combiner ton TRAVELER avec des bikes adaptatifs, des appareils de tractions et des fourches ainsi que d'autres adaptateurs.



#Flexibilité

Tu peux ajuster à tes besoins également a posteriori de nombreux réglages, comme le point de basculement, la hauteur d'assise, l'inclinaison de l'assise ou l'angle du dossier.



#Autonomie

Avec ses petites dimensions de transport, le dossier pliant et le retrait sans outil des modules, le TRAVELER se transporte aisément.



#Plusdemobilité

Grâce au pliage simple, tu peux réduire la largeur d'assise (assis dans le fauteuil) de 15% ou de 5-10 cm pour pouvoir passer sans peine les passages étroits.



FLEXIBLE, STABLE ET TOUJOURS BON POUR UN VOYAGE.

Ton **TRAVELER** est fabriqué sur mesure selon tes souhaits, depuis les dimensions du cadre jusqu'à l'équipement. Tu as le choix parmi les options telles que les repose-pieds, les freins, les poignées de poussée, les systèmes d'assise et de dossier, les accoudoirs ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant, pour que le TRAVELER soit parfaitement adapté à toi.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



► VIDÉO



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.



► VIDÉO



Le repose-pieds replié vers l'arrière avec mécanisme d'enclenchement à ressort se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.



► VIDÉO



Entraînement à double main courante maniable pour les utilisateurs souffrant d'une hémiplegie ou à mobilité réduite d'un côté d'un corps.



jusqu'à 180 kg

Avec l'équipement Heavy Duty, ton TRAVELER est conçu également pour les charges extrêmes et pour les utilisateurs pesant jusqu'à 180 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	33 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	36 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	37 - 51 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	37 - 43 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	44 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	4 - 13 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 11,5 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 120 kg
Poids de charge max. Heavy Duty :	jusqu'à 180 kg Dimensions individuelles correspondantes sur demande

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 09/2024
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.