



Trazione Elettrica a manubrio - WHEEL-E

Numero Repertorio 2928452

Peso Massimo trainato a 150 kg + 10 kg di carico
utile, dotato di:

- Piastra di aggancio per il collegamento rapido all'adattatore "Quick- Snap"
- Display per la velocità di marcia, il livello di assistenza e l'indicatore di carica
- Velocità di marcia fino a 6 km/h, con retromarcia, regolabile tramite acceleratore a destra
- Con sistema frenante idraulico a disco e freno a disco meccanico aggiuntivo con funzione di freno di stazionamento
- Cavalletto con rotelle di manovra
- Manubrio regolabile in inclinazione
- Set di illuminazione a batteria Sigma LED con luce anteriore e posteriore
- Campanello
- Ruota motrice 20" (ETRTO 406), cerchio nero
- Unità di trasmissione nera

**„Il motore potente ed efficiente
per chi ha esigenze elevate"**

Pendenza superabile fino al 15%

A9130100031-020

€ 6.530,00

Motore standard

55 Nm Coppia / Potenza nominale 1000 W

☐ Incluso nel prezzo base

Controllo del comfort di guida con motore HT più potente

70 Nm Coppia / Potenza nominale 1000 W

☐ A9130100050

€ 511,20

Inclusa funzione di frenata in discesa nella funzione di regolatore di velocità tramite freno motore attivo. Possibilità di comando con una sola mano. Accelerazione e frenata con l'acceleratore a pollice.

Misure corporee

Altezza: _____ cm

Altezza del tronco: _____ cm

Peso: _____ kg

Informazioni indispensabili per l'elaborazione della pratica.

☐ Preventivo di spesa Data: _____

Numero di richiesta: _____

☐ Data dell'ordine: _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale /

Cognome e Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

Note: _____

Sistema frenante

Freno di stazionamento a disco leva di comando montata sul tubo di supporto del manubrio

☐ A9130300106 € 164,30

Realizzato come distanziatore a trazione.
Non in combinazione con il sistema frenante a
doppio disco.

Sistema frenante a doppio disco „Magura“ Disco freno Ø 203 mm

☐ A9130300105 € 203,00

Consigliato per carichi rimorchiabili superiori a
80 kg e forti pendenze, funzione di frenata e
bloccaggio tramite staffa di bloccaggio



Batterie e accessori

Batteria 48V 10,5Ah 504Wh

☐ A9130900016

Autonomia: circa 25 km - 45 km
Montaggio della batteria a destra, contrappeso
montato a sinistra



Doppia batteria 48V 10,5Ah 504Wh

☐ A9130900017 € 1.558,60

Autonomia: circa 50 km - 90 km
Posizionate sul piantone dello sterzo tramite
connettore magnetico intercambiabile
Incl. 2° caricabatteria



Display LCD a colori da 4,3" con connessione USB

☐ A9130200030 € 232,50

Montaggio a destra sul morsetto del manubrio
(Sostituisce il display standard da 2,6")

Copertoni

20x2,15" Schwalbe "Marathon 365"

☐ A9117105103

(ETRTO 406-55)
Pneumatici profilati
Livello di protezione forature 5



20x2,40" Schwalbe „Super Moto-X“

☐ A9130105132 € 28,70

(ETRTO 406-62)
Livello di protezione forature 6



20x4,0" Pneumatici BFT

☐ A9130105130 € 44,00

(ETRTO 406-100)
Pneumatici profilati, Fat Tire



Manubrio

Piantone dello sterzo

☐ A9130600001

Lunghezza del piantone
dello sterzo 220 mm


☐ A9130600002

Lunghezza del piantone
dello sterzo 280 mm

☐ A9130600003

Lunghezza del piantone
dello sterzo 340 mm

angolo regolabile tramite perno di rotazione
fissato al ponte della forcella



Accessori

Parafango SKS

☒ A9130500003
rimovibile



Parafango MX Colore: orange

☒ A9130500002
fissato saldamente



Parafango MX Colore: nero

☒ A9130500004
fissato saldamente



Portapacchi in alluminio „cargo systems“

☒ A9110903290 € 188,80

Colore: nero.
Carico massimo 10 kg sulla piattaforma di carico,
max. 15 kg in combinazione con borse portabagagli con carico più basso.



Portabottiglie con borraccia inclusa

☒ A9130900001 € 23,90

Montato sulla guida di fissaggio della batteria a sinistra
Non in combinazione con doppia batteria



Fari anteriori a LED

☒ A9130900004 € 121,80

Alimentazione del faro anteriore a LED tramite la batteria del sistema di azionamento. Luce posteriore come luce a innesto con alimentazione a batteria. Set di illuminazione non necessario.

Specchietto retrovisore sinistro

☒ A9130900002 € 93,30

Specchietto retrovisore destro

☒ A9130900003 € 93,30

Opzioni per utenti con funzionalità limitate

Manopola dell'acceleratore Triride

☒ A9130200019 € 46,70

Al posto dell'acceleratore a pollice viene installata la manopola acceleratore. Montaggio sul lato destro del manubrio.



Assistenza per WHEEL-E

☒ A9130200017 € 19,20

Fissabile senza attrezzi alla manopola dell'acceleratore del WHEEL-E



Comando a manopola per Tetra

☒ A9130400100 € 344,40

destra



Azionamento dei freni per Tetra

☒ A9130400101 € 375,80

Lato di azionamento del freno a sinistra, con azionamento del freno tramite funzione rotante con poggia mano



Cintura toracica per il fissaggio della parte superiore del corpo

☒ Taglia S (105 cm) A9000800016 € 241,80

☒ Taglia M (125 cm) A9000800013 € 241,80

☒ Taglia L (145 cm) A9000800014 € 241,80

☒ Taglia XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

Composto da materiale elastico in combinazione con neoprene con chiusura in velcro e linguetta di comando. Colore: nero



Prolunga leva Chiusura eccentrica per collegamento Quick Snap


Facilita l'apertura e la chiusura dell'adattatore Quick Snap. Versione Tetra

☒ A9110700005 € 73,90

Versione dritta solo in combinazione con adattatore per telaio rigido

☒ A9110700006 € 73,90

Versione curva solo in combinazione con adattatore frontale



Facilitatore aggancio su funghetto di predisposizione all'adattatore telaio

☐ A9110700002 € 55,00

per facilitare l'inserimento dell'adattatore centrale

**Supporto con leva di comando per un elevato comfort di utilizzo**

☐ A9110900004 € 58,70

con leva di azionamento più lunga

Adattatore per telaio**Adattatore per telaio fisso SPEEDY con „adattamento Quick-Snap”**

con morsetto a serraggio rapido e attacco per perno di centraggio
Colore: nero

☐ A9110700141 € 537,20

Versione Heavy Duty

☐ A9110700143 € 816,70

fino a un peso corporeo massimo di 200 kg

Inoltre selezionare di conseguenza:

Perno di centraggio per Ø 25 mm
per A1 e A2

☐ A9110700022

Perno di centraggio per Ø 40 mm
per 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 e 4teen

☐ A9110700023

**Adattatore per telaio pieghevole TRAVELER con „adattamento Quick-Snap”**

☐ A9110701300 € 537,20

con morsetto a sgancio rapido e attacco per perno di centraggio sul meccanismo pieghevole
Colore: nero

**Adattatore per telaio fisso BUDDY con „adattamento Quick-Snap”**

☐ A9110701400 € 537,20

con morsetto a sgancio rapido e attacco per perno di centraggio sul telaio
Colore: nero

**Adattatore frontale per carrozzina con morsetto universale e „adattamento Quick-Snap”**

☐ A9110701500 € 572,30

Fissaggio dell'adattatore al telaio della carrozzina

Adattatore anteriore per carrozzina Heavy Duty > 120 kg - 200 kg con morsetto universale e „adattamento Quick-Snap”

☐ A9199701510 € 871,60

Adattatore con doppio tubo rinforzato per il collegamento alla testa dello sterzo per adattamenti con carrozzina per utenti con peso > 120 kg – 200 kg
Fissaggio dell'adattatore al telaio della carrozzina

**Selezionare una delle seguenti opzioni:**

☐ A9110701525
Diametro tubo telaio 23 mm - 27 mm

☐ A9110701530
Diametro tubo telaio 28 mm - 32 mm

☐ A9110701535
Diametro tubo telaio 33 mm - 37 mm

Situazione di montaggio dei prodotti PA:

Attacco manubrio a forma di G da SB 31 cm a 54 cm

Attacco manubrio a forma di V da SB 30 cm a 50 cm

ATTENZIONE:

Se non viene specificato il diametro esatto del tubo, verrà fornito di serie un adattatore per un diametro del tubo compreso tra 23 mm e 27 mm.

☐ Manicotto di serraggio [80 mm]
Incluso nella versione standard
Per una distanza ridotta tra la pedana e la ruota motrice

☐ Manicotto di serraggio € 46,70
[110 mm]
A9199000117
Per distanza media tra pedana e ruota motrice

☐ Manicotto di serraggio € 56,60
[170 mm]
A9199000154
Per una distanza ampia tra la pedana e la ruota motrice

ATTENZIONE:

Se non specificato diversamente, il manicotto di serraggio viene fornito con una lunghezza di 80 mm.

Leva di serraggio con manopola a stella tripla per l'azionamento del bloccaggio del telaio

☐ A9199701507 € 106,10

Montato a destra e a sinistra per facilitare l'uso dei morsetti in caso di funzionalità limitata delle mani

Solo in combinazione con l'adattatore frontale



Accessori per carrozzina

Piastra allungata per bike


☐ per SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 € 370,00

☐ per BUDDY A9110100100-003 € 370,00

☐ per TRAVELER A9110100100-001 € 370,00

4° Campanatura integrata

Scia regolabile indipendentemente



Estensione del passo rimovibile (posteriorizzazione ruote motrici)

☐ per SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 € 564,70

rimovibile, con tubo assiale continuo
Carreggiata regolabile indipendentemente

Selezionare la campanatura di seguito:

☐ campanatura di 1°

☐ campanatura di 4°

☐ campanatura di 6°



Prolunga del passo regolabile in inclinazione e rimovibile

☐ per SPEEDY F2 / F3 A9015100005 € 746,80

con tubo assiale continuo,
regolazione dell'altezza tramite giunto dentato regolabile con incrementi angolari di 6°
Spostamento della posizione delle ruote di circa 14 cm, carreggiata regolabile
La possibilità di montaggio deve essere verificata da PRO ACTIV.

Possibile solo in combinazione con la piastra di supporto di base.

Carico rimorchiabile fino a 120 kg.

Selezionare la campanatura di seguito:

☐ campanatura di 1°

☐ campanatura di 4°

☐ campanatura di 6°



Accessori per uso su Strada

Attivazione velocità massima 15 km/h

☐ A9130900101 € 145,00

Utilizzo solo su terreni privati, al di fuori dell'ambito di applicazione del codice della strada tedesco (StVZO)

Attivazione velocità massima 24 km/h

☐ A9130900106 € 145,00

Utilizzo solo su terreni privati, al di fuori dell'ambito di applicazione del codice della strada tedesco (StVZO)

Freno anteriore

☐ A9125500120 € 152,50

Come ausilio alla partenza in salita con dispositivo antiritorno,
compatibile per il montaggio in combinazione con il freno a leva della carrozzina.

Necessario per WHEEL-E con omologazione individuale a 15 km/h.



Da abbinare alla posteriorizzazione del passo.
Sono inoltre necessari:

Scine sostegno,
Campo di regolazione 295 mm 4all

☐ A9000700000 € 216,70

Scine sostegno,
Campo di regolazione 295 mm Ergo

☐ A9000700173 € 430,30

Selezionare l'opzione desiderata:

Leva eccentrica (2 pezzi) per freno a leva, rimovibile

☐ A9000700207 € 152,50

Viti zigrinate per freno a leva regolabile, con 2 fermi di posizione

☐ A9010708100 € 129,50

Servizi

Consulenza, chiarimento e misurazione da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Montaggio della handbike / del dispositivo di traino alla carrozzina da parte di PRO ACTIV

su una carrozzina PRO ACTIV

☐ A9990000012 € 230,00

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

☐ A9990000013 € 366,90

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / dispositivo di trazione da parte del rivenditore specializzato compreso il montaggio dell'adattatore per telaio

su una carrozzina PRO ACTIV

☒ A9990000008

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

☒ A9990000005

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Commenti e note:

Luogo, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 6 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

Modulo d'ordine WHEEL-E Rev. 03 IT

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato

AVVISO LEGALE per il dispositivo di traino WHEEL-E

Dotazione opzionale con una velocità massima aggiuntiva attivabile di 15 km/h o 24 km/h. Come optional è possibile ordinare una seconda velocità massima di 15 km/h o 24 km/h. Questa velocità può essere attivata tramite un "interruttore a chiave" situato sull'alloggiamento del comando con una chiave separata rimovibile. PRO ACTIV sottolinea che l'utilizzo del WHEEL-E in questa velocità aggiuntiva è consentito solo in combinazione con un'omologazione individuale (15 km/h) o con 24 km/h in determinati paesi nel traffico stradale e, in caso contrario, solo su terreni privati. Senza targa assicurativa e omologazione, la guida del WHEEL-E a una velocità massima di 15 km/h o 24 km/h in Germania su aree pubbliche, strade, sentieri e piazze non è consentita ai sensi del codice della strada. Anche l'uso sulle piste ciclabili non è consentito dal codice della strada. PRO ACTIV sottolinea inoltre che l'utilizzo del WHEEL-E con una velocità massima di 15 km/h o 24 km/h, senza autorizzazione, su aree pubbliche, strade, sentieri e piazze in Germania costituisce una violazione dell'obbligo di assicurazione ai sensi del § 1 della legge sull'assicurazione obbligatoria e che in tal caso l'utente è punibile ai sensi del § 6 comma 1 della legge sull'assicurazione obbligatoria.

Con la firma del contratto, confermate di aver preso atto di quanto sopra.

Conferma di aver preso visione e di rispettare le norme:

Con la presente confermo di aver preso visione del fatto che il WHEEL-E, con una velocità massima attivabile di 15 km/h o 24 km/h, in Germania, in conformità con il codice della strada, può essere utilizzato solo su terreni privati e che lo utilizzerò sulle strade pubbliche in Germania solo con un'autorizzazione di circolazione valida. Se desidero utilizzare il WHEEL-E con una seconda velocità sbloccabile di 15 km/h o 24 km/h in un altro Paese, mi informerò prima sulle disposizioni e sulle norme vigenti in tale Paese.

Nome del cliente in stampatello

Luogo, data

Firma (cliente finale)