



PROACTIV®



SPEEDY

F2

MOBILITÉ VÉCUE SANS COMPROMIS

Le SPEEDY F2 est ton fauteuil roulant à cadre rigide personnalisé avec un cadre soudé, donnant une tenue de route inégalée sur les chemins plats ou irréguliers. Chaque cadre est une pièce unique fabriquée selon tes mesures et tes souhaits, parfait pour un utilisateur de fauteuil roulant expérimenté. Choisis 14 paramètres de cadre comme l'angle de potence, le retrait du cadre, l'empattement ainsi que la largeur de potence en haut et en bas. Le SPEEDY F2 est incroyablement polyvalent grâce à ses possibilités de conception individualisée du cadre, ses différentes versions de dossier ainsi que ses nombreuses options.



#ConceptionLibre

Accompagnateur au quotidien et appareil de sport en même temps. Que ce soit la danse, le parapente, le tennis, le crossfit ou le tennis de table au niveau mondial, le SPEEDY F2 s'adapte de manière flexible à tes activités.



#Personnalisation

Les dimensions sont si flexibles que le cadre peut être conçu pour les personnes de petite taille ainsi que pour les personnes de plus de 2 m ou les personnes amputées des jambes.



#Fiabilité

Le SPEEDY F2 séduit par son cadre stable et durable qui assure une mobilité maximale et est compatible avec différents entraînements et adaptateurs supplémentaires.



#Autonomie

Grâce au dossier se pliant facilement et au retrait sans outil des modules, le SPEEDY F2 est facile à transporter.



PERFECTION DANS CHAQUE DÉTAIL.

Ton **SPEEDY F2** est fabriqué sur mesure selon tes besoins. Tu choisis parmi de nombreuses options, depuis les dimensions du cadre en passant par les repose-pieds, les freins et les poignées de poussée jusqu'aux systèmes de dossier et d'assise, de protège-vêtements, d'accoudoirs ainsi que des roues d'entraînement et des roues avant. Ton fauteuil roulant, ta décision.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



► VIDÉO



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.



Convertis ton fauteuil roulant en un appareil de sport en quelques gestes avec une roulette anti-bascule centrale qui se retire sans outil.



Tu peux choisir entre une extension d'em-pattement soudée ou amovible pour plus de traction avec handbike ou appareil de traction.



jusqu'à 200 kg

Avec l'équipement Heavy Duty, ton **SPEEDY F2** est conçu également pour les charges extrêmes et pour les utilisateurs pesant jusqu'à 200 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	25 - 55 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	23 - 55 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 60 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	> 20 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	35 - 50 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	36 - 58 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	-5 - 17 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 8,5 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 120 kg
Poids de charge max. Heavy Duty :	jusqu'à 200 kg Dimensions individuelles correspondantes sur demande

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 09/2024
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.