



PROACTIV®



STABILITÀ,  
CHE PUÒ ESSERE RIPIEGATO.

Per quanto le prestazioni della TRAVELER siano eccezionali nell'uso quotidiano, è altrettanto piccola quando deve essere trasportata. La possibilità di caricare e scaricare la carrozzina in modo indipendente durante il trasporto in auto offre indipendenza. Grazie al suo meccanismo di ripiegamento estremamente resistente alla torsione e affidabile, la TRAVELER combina la manovrabilità di una carrozzina a telaio rigido con i vantaggi di una carrozzina pieghevole.

# TRAVELER



## #Affidabilità

Grazie alla sua straordinaria stabilità, è possibile combinare il TRAVELER con bike adattiva, dispositivi di trazione e aggancio e altri adattamenti.



## #Flessibilità

Molte impostazioni, come il punto di ribaltamento, l'altezza del sedile, l'inclinazione del sedile o l'angolo dello schienale, possono essere regolate in base alle vostre esigenze anche in un secondo momento.



## #Autonomia

Grazie alle dimensioni ridotte, allo schienale ribaltabile e ai componenti staccabili senza attrezzi, la TRAVELER è facile da trasportare.



## #Più Mobilità

Semplicemente ripiegando il sedile, è possibile ridurre la larghezza della seduta (quando si è seduti nella carrozzina) del 15% o di 5-10 cm, in modo da poter passare agevolmente attraverso passaggi stretti.



## FLESSIBILE, STABILE E SEMPRE OTTIMA PER VIAGGIARE.

La **TRAVELER** viene personalizzata in base ai vostri desideri, dalle dimensioni del telaio all'equipaggiamento. È possibile scegliere tra opzioni quali poggiatesta, freni, maniglie di spinta, sistemi di sedili e schienali, braccioli e ruote motrici e sterzanti per personalizzare perfettamente la vostra TRAVELER.

### OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.



Il poggiatesta, ripiegabile verso la parte posteriore e dotato di un meccanismo a molla, è facile da maneggiare e flessibile per l'uso quotidiano.



Manovrabile con una sola mano e anello a doppia impugnatura per utenti con emiplegia o mobilità limitata su un lato del corpo (versione monoguida).



Grazie all'equipaggiamento pesante, la TRAVELER è progettata anche per carichi più elevati ed è adatto a un peso dell'utente fino a 180 kg (versione Heavy Duty).



## DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Larghezza del sedile:	33 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	36 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	37 - 51 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	37 - 43 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	44 - 52 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	4 - 13 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	da 11,5 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg
Peso massimo dell'utilizzatore versione Heavy Duty:	fino a 180 kg Dimensioni personalizzate su richiesta

## SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

[www.proactiv-gmbh.eu/it/](http://www.proactiv-gmbh.eu/it/)