



Devis date: _____

Commande date: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Adresse du magasin:

N° Client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: adresse du magasin
 autre adresse
(voir ci-dessous)

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Adresse de la facture: adresse du magasin
 autre adresse
(voir ci-dessous)

N°Client _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur _____

PRO ACTIV Systèmes d'assise et de dossier

Nom de l'utilisateur:

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Aspect de la maladie: _____

Commande du système d'assise ou de dossier pour le produit suivant:

commande pour fauteuil nouveau

Utilisateur.: _____)

Montage ultérieur pour un fauteuil PRO ACTIV¹

- Type: _____
- N° de série: _____
- année de construction: _____
- Largeur d'assise: _____
- Profondeur d'assise: _____
- Hauteur du dossier: _____

Montage ultérieur pour un fauteuil d'un autre fabricant¹


- Largeur d'assise: _____
- Profondeur d'assise: _____
- Hauteur du dossier: _____

Veillez prendre en considération les dessins.
Il n'y a pas d'examen concernant la compatibilité par la société
Pro Activ!


¹Les prix indiqués sont valables pour des commandes des nouveaux fauteuils de Pro Activ. Si vous commandez les articles pour un montage ultérieur, des prix individuels peuvent différer. Veuillez demander un devis!

Système d'assise

"Coussin d'assise / Plaque d'assise rectangulaire"



"Coussin d'assise / Plaque d'assise rayon de contour"




Plaque d'assise

Plaque d'assise en alu, rayon de contour, montée sur des appuis soudés

- pour Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, Buddy et Lift A9000801210-K

€ 270,70



Couleur: Anthracite mat (sauf indication contraire)

Coussin d'assise rectangulaire

Coussin d'assise rectangulaire Mousse: standard

- Epaisseur: 3 cm A9000805180-K003 € 106,60
- Epaisseur: 4 cm A9000805180-K004 € 106,60
- Epaisseur: 5 cm A9000805180-K005 € 106,60
- Epaisseur: 6 cm A9000805180-K006 € 106,60



Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Anti-Escarre

- Epaisseur: 4 cm
- jusqu'à 30x30 cm A9000805204-K004 € 276,20
- >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000805200-K004 € 401,90
- Epaisseur: 6 cm
- jusqu'à 30x30 cm A9000805204-K006 € 276,20
- >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000805200-K006 € 401,90



Housse:

- Tissu de revêtement respirant avec surface ouverte
- Tissu de revêtement respirant avec surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte

Coussin d'assise rayon de contour

Coussin d'assise, rayon de contour Mousse: standard

- Epaisseur: 3 cm A9000800300-K003 € 148,00
- Epaisseur: 4 cm A9000800300-K004 € 148,00
- Epaisseur: 5 cm A9000800300-K005 € 148,00
- Epaisseur: 6 cm A9000800300-K006 € 148,00



Coussin d'assise, rayon de contour Mousse: Anti-Escarre

- Epaisseur 4 cm:
- jusqu'à 30x30 cm A9000800311-K004 € 326,50
- >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000800310-K004 € 443,70
- Epaisseur 6 cm:
- jusqu'à 30x30 cm A9000800311-K006 € 326,50
- >30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000800310-K006 € 443,70




Housse:

- Tissu de revêtement respirant avec surface ouverte
- Tissu de revêtement respirant avec surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte

Dossier ergonomique

Le rembourrage du dossier ergonomique doit être choisis séparément !



Dimensions	Mesures	Renseignements			
A Largeur d'assise	_____ cm				
B Largeur du dossier en-haut		SB 18 – 22: 13 cm	SB 23 – 30: 14 cm	SB 31 – 38: 17 cm	SB 39 – 50: 19,5 cm
C Flèche	_____ cm	SB 18 – 22: 5 cm	SB 23 – 30: 6 cm	SB 31 – 38: 6,8 cm	SB 39 – 50: 7,5 cm
F Hauteur max. du support lombaire	_____ cm	< SB 24 cm sans sangles lombaires	SB 27 – 36 cm 18,5 – 20,5 cm	SB 37 – 43 cm 20,5 – 22,5 cm	SB 44–50: 22,5–24 cm
G Hauteur du dossier	_____ cm	min. 24 cm			
H		< RH 25 cm: 4,5 cm	RH 25 – 48: 5,5 cm	RH 49 – 52: 7,0 cm	

Dossier ergonomique en aluminium hauteur du dossier RH 24cm et largeur d'assise SB 30cm

- pour Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen et Lift
A9000802210-K
avec support lombaire
Couleur: anthracite mat
(sauf indication contraire sous coloris) **€ 408,30**



Dossier ergonomique en aluminium à partir RH 34cm et SB 33cm

- pour Traveler A9030802210-K **€ 573,30**
avec support lombaire, fixation sur la barre de maintien de dossier, amovible
Couleur: anthracite mat
(sauf indication contraire sous coloris)



Rembourrage dossier ergonomique

- A9000802220-K **€ 201,80**
Épaisseur 2 cm
Housse:
 Tissu de revêtement respirant avec surface ouverte
 Tissu de revêtement respirant avec surface fermée
Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte




Dossier ERGO BACK pour dossier ergonomique à partir de RH 24cm et SB 30 cm

- pour Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen et Lift
A9000802019-K **€ 224,30**
Couleur: anthracite
(sauf indication contraire sous coloris)
Si vous avez besoin d' un dossier ergonomique, nous vous prions de marquer cette option séparée! Non compatible avec des poignées à pousser



Dossier ERGO Back



Dimensions	Mesures	Renseignements
A Largeur d'assise	_____ cm	
B Hauteur de dossier	_____ cm	
C	_____ cm	min. 10,5 cm, Standard 12 cm
F Hauteur lordose	_____ cm	La hauteur lordose dépend des conditions corporelles ainsi que du système d'assise monté. Sauf indication contraire, nous faisons une hauteur de 23 cm.
G Profondeur lordose	_____ cm	Recommandation: 2 - 3 cm Sans indication: Standard 2 cm
H Ecartement vers l'extérieur	_____ cm	dossier rabattable = max. 1 cm dossier fixe = max. 2 cm
I Angle d' écartement	_____ °	Standard: 120° (min. 95° - max. 135°)

Dossier ERGO BACK droite à partir de RH 20 et SB 30 cm

- pour Speedy A1, A2, **€ 269,20**
F1, F2, F4, 4all, 4you,
4teen et Lift
A9000802018-K

cintré pour un maniement agréable par l'accompagnant,
toile de dossier rembourrée réglable en tension
Couleur: anthracite mat
(sauf indication contraire sous coloris)
Non compatible avec poignées à pousser



Dossier ERGO BACK avec cintrage lombaire de RH 31 cm et SB 30 cm

- pour Speedy A1, A2, **€ 293,90**
F1, F2, F4, 4all, 4you,
4teen et Lift
A9000802016-K



Couleurs

Veillez visiter notre site www.proactiv-gmbh.de pour des nouvelles de notre gamme des couleurs

Sans indication contraire, le Système d'assise et de dossier sera livré en couleur standard „Anthracite mat“

Anthracite RAL 7016 brillant

- A9000100179-995
- Dossier ergonomique
 - Dossier ERGO Back
 - Plaque d'assise en alu

En couleur du châssis

- A9000100179-999 **€ 85,30**
- Dossier ergonomique
 - Dossier ERGO Back
 - Plaque d'assise en alu

Pour châssis design bicolore:

Veillez indiquer, si vous vous aimeriez choisir l'option marquée en couleur de base ou en couleur design.

- A9000100179-999 **€ 85,30**
- Dossier ergonomique
 - Couleur de base
 - Couleur Design
 - Dossier ERGO Back
 - Couleur de base
 - Couleur du Design
 - Plaque d'assise en alu
 - Couleur de base
 - Couleur du Design

Si vous souhaitez une autre couleur, veuillez faire votre choix de notre gamme des couleurs:

Couleur de notre gamme unicolore:

- A-9000100179-998 **€ 138,10**

Veillez noter les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (gamme unicolore):

A9000100170-

- Dossier ergonomique
- Dossier ERGO Back
- Plaque d'assise en alu

Couleur de notre gamme bicolore:

- A9000100179-997 **€ 223,60**

Veillez noter les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (gamme unicolore):

A9000100170-

- Dossier ergonomique
- Dossier ERGO Back
- Plaque d'assise en alu

Notes et remarques:

Lieu, Date

Par la présente, je confirme que mes indications faites cidessus sont correctes

Signature Utilisateur / Revendeur

- 5 - 2023-02-16 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d'expédition

= compris dans le prix de base

= Position nécessaire

Systemes d'assise et de dossier Rev. 04 FR