



☐ **Preventivo di spesa Data:** \_\_\_\_\_

**Numero di richiesta:** \_\_\_\_\_

☐ **Data dell'ordine:** \_\_\_\_\_

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Numero d'ordine:** \_\_\_\_\_

**Rivenditore / Indirizzo rivenditore:**

Codice cliente: \_\_\_\_\_  
Ragione sociale: \_\_\_\_\_  
Via: \_\_\_\_\_  
CAP / Città: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_

**Destinazione:** ☐ **come l'indirizzo rivenditore**

☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Ragione sociale /  
Cognome e Nome: \_\_\_\_\_  
Via: \_\_\_\_\_  
CAP / Città: \_\_\_\_\_

**Ind. fatt:** ☐ **come l'indirizzo rivenditore**

☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: \_\_\_\_\_  
Ragione sociale: \_\_\_\_\_  
Via: \_\_\_\_\_  
CAP / Città: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_



## PRO ACTIV

### Sistemi di seduta e schienale

**Nome utente / Commissione:**

ID- / N. comm.: \_\_\_\_\_  
Cogn., Nome: \_\_\_\_\_  
Via: \_\_\_\_\_  
CAP / Città: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Dat. nasc.: \_\_\_\_\_  
Ente erogatore: \_\_\_\_\_  
Indicazione: \_\_\_\_\_

**Ordine del sistema seduta e/o schienale per il seguente prodotto:**

☐ **Nuovo ordine di carrozzina**

(vedi modulo d'ordine allegato separatamente)

☐ **Retrofit per una carrozzina PRO ACTIV<sup>1</sup>**

- Tipo: \_\_\_\_\_
- Numero del prodotto: \_\_\_\_\_
- Anno di costruzione: \_\_\_\_\_
- Larghezza sedile SB: \_\_\_\_\_
- Profondità sedile ST: \_\_\_\_\_
- Altezza schienale RH: \_\_\_\_\_

☐ **Retrofit per una carrozzina PRO ACTIV<sup>1</sup>**


- Larghezza sedile SB: \_\_\_\_\_
- Profondità sedile ST: \_\_\_\_\_
- Altezza schienale RH: \_\_\_\_\_

Si prega di osservare attentamente i disegni,  
PRO ACTIV non effettua alcun controllo di compatibilità

<sup>1</sup> I prezzi indicati sono aggiuntivi all'ordine di una nuova carrozzina. Se gli articoli vengono ordinati successivamente, i prezzi dei singoli articoli possono variare. Si prega di richiedere un preventivo.

## Dotazione posteriore con guscio posteriore

Cuscini per la schiena, se desiderati, selezionarli separatamente!



| Misure                                                                                          | Dimensioni                                        | Note                                  |                                    |                                      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A</b> Larghezza sedile                                                                       | s. RS-BB                                          | SB 20 – 48 cm                         | Da SB 49 cm disponibile su         |                                      |                                    |
| <b>B</b> Larghezza superiore della schiena                                                      |                                                   | SB 18 – 21: <b>13 cm</b>              | SB 22 – 26: <b>14 cm</b>           | SB 27 – 36: <b>17 cm</b>             | SB 37 – 50: <b>19,5 cm</b>         |
| <b>C</b> Sagittatura                                                                            | _____ cm                                          | SB 18 – 22: <b>5 cm</b>               | SB 23 – 30: <b>6 cm</b>            | SB 31 – 38: <b>6,8 cm</b>            | SB 39 – 50: <b>7,5 cm</b>          |
| Si prega di notare che in caso di abbassamento > 7 cm potrebbe essere applicato un supplemento. |                                                   |                                       |                                    |                                      |                                    |
| <b>F</b> Altezza Supporto lordosi                                                               | _____ cm                                          | con RH 24 cm senza cinghie lordotiche | RH 25 – 36 cm<br><b>14 – 19 cm</b> | RH 37 – 43 cm<br><b>20 – 22,5 cm</b> | RH 44 – 50:<br><b>23 – 26,5 cm</b> |
|                                                                                                 | <input type="checkbox"/> senza fessure lordotiche |                                       |                                    |                                      |                                    |
| <b>G</b> Altezza schienale                                                                      | s. RS-BB                                          | <b>min. 24 cm</b>                     |                                    |                                      |                                    |
| <b>H</b>                                                                                        |                                                   | < RH 25 cm: <b>4,5 cm</b>             | RH 25 – 48: <b>5,5 cm</b>          | indiv. ab RH 49: <b>7,5 cm</b>       |                                    |

### Schienale ergonomico in alluminio da RH 24 cm

- ☐ per SPEEDY A1, A2, F1, F2, F3, 4all, 4you, 4teen, BUDDY e LIFT A9000802210-K € 441,60  
con supporto lordosi  
Colore: antracite opaco  
(Se non specificato nella selezione del colore)



### Schienale ergonomico in alluminio da RH 34 cm e SB 33 cm

- ☐ per TRAVELER A9030802210-K € 620,10  
con supporto lordosi, fissaggio alla barra trasversale posteriore, rimovibile tramite fermo a scatto  
Colore: antracite opaco  
(se non diversamente specificato nella selezione del colore)



### Cuscino per schiena per schienale ergonomico

- ☐ A9000802220-K € 221,30

Spessore imbottitura 2 cm

Tessuto di rivestimento:

- ☐ Nero, traspirante, superficie aperta  
☐ Nero, traspirante, superficie chiusa

Se non viene specificato diversamente, il tessuto di rivestimento fornito sarà "nero, traspirante, superficie aperta".




### ERGO Back Staffa schienale diritta per scocca ergonomica da RH 24 cm e SB 30 cm

- ☐ per SPEEDY A1, A2, F1, F2, F3, 4all, 4you, 4teen, BUDDY e LIFT A9000802019-K € 242,60  
Colore: antracite opaco  
(se non specificato nella selezione del colore)  
Selezionare separatamente lo schienale, non in combinazione con maniglie di spinta o BUDDY compatibile solo con maniglia di spinta n. art.: A9041401082



## Dotazione schienale con supporto schienale ERGO Back



| Misure                                                                                          | Dimensioni | Note                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Larghezza sedile                                                                       | s. RS-BB   |                                                                                                                                                                         |
| <b>B</b> Altezza schienale                                                                      | s. RS-BB   |                                                                                                                                                                         |
| <b>C</b>                                                                                        | _____ cm   | min. 10,5 cm, standard 12 cm                                                                                                                                            |
| <b>F</b> Altezza della curvatura lombare<br>Selezione solo per il numero articolo A9000802016-K | _____ cm   | L'altezza della curvatura lordosica dipende dalle caratteristiche fisiche e dal sistema di seduta. Se non viene specificato diversamente, l'altezza fornita è di 23 cm. |
| <b>G</b> Curvatura lombare                                                                      | _____ cm   | Raccomandazione: 1 - 3 cm<br>Senza indicazione: standard 2 cm                                                                                                           |
| <b>H</b> Esposizione verso l'esterno                                                            | _____ cm   | max. 1 cm con schienale ribaltabile<br>max. 2 cm con schienale fisso                                                                                                    |
| <b>I</b> Angolo di esposizione                                                                  | _____ °    | Standard: 120°<br>(min. 95° - max. 135°)                                                                                                                                |

### ERGO Back Staffa dello schienale dritta da RH 20 cm e SB 30 cm

- ☐ per SPEEDY A1, A2, F1, F2, F3, 4all, 4you, 4teen, BUDDY e LIFT A9000802018-K

€ 317,90

con zona impugnatura incassata, rivestimento schienale e imbottitura regolabili  
Colore: antracite opaco  
(se non specificato nella selezione colore)  
Non in combinazione con maniglie di spinta o BUDDY compatibile solo con maniglia di spinta n. art.: A9041401082



### ERGO Back Staffa dello schienale con curvatura lordosale da RH 31 cm e SB 30 cm

- ☐ per SPEEDY A1, A2, F1, F2, F3, 4all, 4you, 4teen, BUDDY e LIFT A9000802016-K


€ 317,90

con zona impugnatura incassata, rivestimento schienale e imbottitura regolabili  
Colore: antracite opaco  
(se non specificato nella selezione colore)  
Non in combinazione con maniglie di spinta o BUDDY compatibile solo con maniglia di spinta n. art.: A9041401082




### Gancio per zaino per supporto schienale ERGO Back

- ☐ A9000400055 € 55,20




## Cuscino

„Cuscino o seduta senza profilo arrotondato“



„Cuscino o seduta con profilo arrotondato“




## Seduta

Seduta in alluminio con profilo arrotondato montata su supporti saldati

- ☐ per SPEEDY A1, A2, F1, F2, F3, 4all, 4you, 4teen, BUDDY e LIFT A9000801210-K

€ 292,70



Colore: antracite opaco  
(se non specificato nella selezione del colore)

## Cuscino di forma rettangolare

Cuscino di forma rettangolare  
Fodera: standard

- ☐ Altezza: 3 cm A9000805180-K003 € 118,30
- ☐ Altezza: 4 cm A9000805180-K004 € 118,30
- ☐ Altezza: 5 cm A9000805180-K005 € 118,30
- ☐ Altezza: 6 cm A9000805180-K006 € 118,30



Cuscino di forma rettangolare  
Fodera: antidecubito

- Altezza: 4 cm
- ☐ fino a 30x30 cm A9000805204-K004 € 301,70
- ☐ da >30x30 a 50x50 cm A9000805200-K004 € 437,70
- Altezza: 6 cm
- ☐ fino a 30x30 cm A9000805204-K006 € 301,70
- ☐ da >30x30 a 50x50 cm A9000805200-K006 € 437,70



Tessuto di rivestimento:

- ☐ Nero, traspirante, superficie aperta
- ☐ Nero, traspirante, superficie chiusa

Se non viene specificato diversamente, il tessuto di rivestimento fornito sarà „nero, traspirante, superficie aperta“.

## Cuscino con profilo radiale

Cuscino con profilo radiale posteriore  
Fodera: standard

- ☐ Altezza: 3 cm A9000800300-K003 € 163,10
- ☐ Altezza: 4 cm A9000800300-K004 € 163,10
- ☐ Altezza: 5 cm A9000800300-K005 € 163,10
- ☐ Altezza: 6 cm A9000800300-K006 € 163,10



Cuscino con profilo radiale posteriore  
Fodera: antidecubito

- Altezza 4 cm:
- ☐ fino a 30x30 cm A9000800311-K004 € 356,10
- ☐ da >30x30 a 50x50 cm A9000800310-K004 € 482,90
- Altezza 6 cm:
- ☐ fino a 30x30 cm A9000800311-K006 € 356,10
- ☐ da >30x30 a 50x50 cm A9000800310-K006 € 482,90



Tessuto di rivestimento:

- ☐ Nero, traspirante, superficie aperta
- ☐ Nero, traspirante, superficie chiusa

Se non viene specificato diversamente, il tessuto di rivestimento fornito sarà „nero, traspirante, superficie aperta“.

## Colore

Informazioni sui colori attualmente disponibili e sulla loro disponibilità sono disponibili all'indirizzo: [www.proactiv-gmbh.eu/it/colori/](http://www.proactiv-gmbh.eu/it/colori/)

Se non diversamente specificato, il sistema seduta e schienale viene fornito nel colore standard „antracite opaco”.

### antracite RAL 7016 lucido

- ☒ A9000100179-995
- ☐ Guscio dello schienale
- ☐ ERGO Back Staffa dello schienale
- ☐ Seduta in alluminio

### colore del telaio

- ☐ A9000100179-999 € 92,30
- ☐ Guscio dello schienale
- ☐ ERGO Back Staffa dello schienale
- ☐ Seduta in alluminio

### Per rivestimento del telaio in design bicolore

Si prega di specificare se l'opzione desiderata deve essere rivestita nel colore base o del design

- ☐ A9000100179-999 € 92,30
- ☐ Guscio dello schienale
- ☐ Colore di base
- ☐ Design
- ☐ ERGO Back Staffa dello schienale
- ☐ Colore di base
- ☐ Design
- ☐ Piano seduta in alluminio
- ☐ Colore di base
- ☐ Design

### Se si desidera un altro colore

Prego sceglierlo dalla tabella colori carrozzina:

- ☐ A9000100179-998 € 149,40

Inserisci le ultime 3 cifre del colore desiderato:

A9000100170-

- ☐ Guscio dello schienale
- ☐ ERGO Back Staffa dello schienale
- ☐ Seduta in alluminio

### Osservazioni e note:

### Luogo, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 5 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Modulo d'ordine Sistemi di seduta e schienale Rev. 02 IT

### Cliente / rivenditore

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato