



FREAK Kompaktbike

Poids max. utilisateur 100 kg

- Cadre rigide par un tube additionnel qui connectent les tubes inférieures du châssis
- Châssis Longueur 102 cm, Largeur d'assise 35 cm
- Fourche à démontage rapide via verrouillage excentrique
- Fourche noire avec roue avant 20"
- Poignées en forme de A avec changement de vitesses et frein
- Frein Shimano V-Brake
- Dossier inclinable et réglable en continu
- Carrossage des roues arrière 6°, taille des roues arrière 20"
- Fanion de sécurité
- Toile d'assise „Body contour“

A9113000013

€ 4.640,00

Roue motrice sur Freak avec 26"

☐ A9113000014

€ 253,60

Le frein V-Brake est remplacé par un frein à disque mécanique.
Non compatible avec le moyeu Nexus 8 vitesses.

☐ Date devis: _____

N° de demande: _____

☐ Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

☐ Adresse de facturation différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

☐ Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____

Nom de famille,
prénom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Couleur de la fourche - Design unicolore

www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php

blanc RAL 9016

- ☐ brillant A9000100170-023
☐ mat A9000100170-123 € 43,40

argent brillant

- ☐ brillant A9000100170-011

anthracite RAL 7016

- ☐ brillant A9000100170-001
☐ mat A9000100170-101 € 43,40

noir RAL 9005

- ☐ brillant A9000100170-003
☐ mat A9000100170-019 € 43,40

noir intense avec effets argentés

- ☐ brillant A9000100170-007

orange pur RAL 2004

- ☐ brillant A9000100170-022
☐ mat A9000100170-122 € 43,40

fire red

- ☐ brillant A9000100170-018
☐ mat A9000100170-118 € 43,40

pink magenta RAL 4010

- ☐ brillant A9000100170-037
☐ mat A9000100170-137 € 43,40

sky blue

- ☐ brillant A9000100170-017

bleu pastel RAL 5024

- ☐ brillant A9000100170-036
☐ mat A9000100170-136 € 43,40

bleu marine

- ☐ brillant A9000100170-045
☐ mat A9000100170-145 € 43,40

electric green

- ☐ brillant A9000100170-015
☐ mat A9000100170-115 € 43,40

lemon green

- ☐ brillant A9000100170-005
☐ mat A9000100170-105 € 43,40

violet

- ☐ brillant A9000100170-044

jaune RAL 1023

- ☐ brillant A9000100170-046
☐ mat A9000100170-146 € 43,40

rouge RAL 3001

- ☐ brillant A9000100170-047
☐ mat A9000100170-147 € 43,40

lagoon blue

- ☐ brillant A9000100170-052
☐ mat A9000100170-152 € 43,40

athletic grey RAL 7046

- ☐ brillant A9000100170-050
☐ mat A9000100170-150 € 43,40

muddy grey RAL 7033

- ☐ brillant A9000100170-051
☐ mat A9000100170-151 € 43,40

peach RAL 3022

- ☐ brillant A9000100170-038
☐ mat A9000100170-138 € 43,40

Entraînement Neodrives

Version e-assistant avec Neodrives

- ☐ A9113200000 € 3.250,10

- Moteur Neodrives Z10
 - Couple 12/40 Nm, puissance 250 W
 - Écran couleur sMMi Z15 Connect
 - Aide à la poussée pour rouler sans assistance au pédalage jusqu'à 6 km/h
 - Batterie Neodrives RR G2 avec 14,25 Ah / 513 Wh
 - Autonomie d'env. 40 km - 70 km
 Non compatible avec les moyeux à vitesses intégrées.



Moyeu à vitesses intégrées

Non compatible avec la version e-assistant.

Shimano „Nexus“ 8-vitesses, Moyeu à vitesses intégrées Poignée „Grip-shift“

- ☐ A9113000015
 Poignée tournante „Grip-Shift“.
 Démultiplication: couronne 32 dents,
 cassette 20 dents
 avec frein à rétropédalage
 Poignée de frein Shimano V-Brake à gauche

Shimano „Alfine“ moyeu à 11 vitesses

- ☐ A9113200026 € 833,70
 Poignée de commande „Rapid Fire“.
 Transmission: couronne 32 dents,
 Cassette 20 dents
 avec frein à disque hydraulique (Magura MT2)
 poignée de frein droite
 et poignée de frein Shimano V-Brake à gauche



Dérailleur

Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

☐ A9113200034 € 517,50

dérailleur mécanique avec commande sur la poignée
cassette 11 vitesses 11-42 dents
avec frein à disque hydraulique (Magura MT4)
poignée de frein droite
et poignée de frein V-Brake Shimano à gauche
plateau supérieur avec disques de protection de la chaîne

Sélection de plateaux:

☐ 32 dents

☐ 38 dents

Shimano Deore XT 1x11 DI2 commande par bouton-poussoir dérailleur à 11 vitesses

☐ A9113200035 € 1.800,20

dérailleur électronique avec commande sur la poignée
cassette 11 vitesses 11-42 dents
avec frein à disque hydraulique (Magura MT4)
poignée de frein droite
et poignée de frein V-Brake Shimano à gauche
Plateau supérieur avec disques de protection de la chaîne

Sélection de plateaux:

☐ 32 dents

☐ 38 dents



Système de frein

Frein à disque efficace, disque de freinage Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Recommandé à partir d'un poids corporel de 80 kg.



Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Manivelle Standard

☐ Ecartement 40 cm
A9110500100-040

☐ Ecartement 45 cm
A9110500100-045

Manivelle Tetra (élargi a l'extérieur)

avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum pour le torse

☐ Ecartement 48 cm (176 mm)
A9110500100-048

Manivelle Standard

☐ Longueur 155 mm
A9110600100-155

☐ Longueur 175 mm
A9110600100-175



Manivelle Tetra

☐ Longueur 155 mm
A9100600105-155 € 136,10


☐ Longueur 175 mm
A9100600105-175 € 136,10



Manivelles fixe

(Faible disponibilité – uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Alternativement: manivelles réglable)

- ☐ S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Manivelles réglables

Angle réglable via un point de pivotement fixé au pont de fourche et réglable en longueur

- ☐ S (180 mm) A9100500001-002 € 232,10
☐ M (240 mm) A9100500001-003 € 232,10

Remarque: sans indication, la tige de pédalier réglable est livrée en taille M.



Repose-pieds

Repose-pieds séparé

- ☐ A9100100008
Montage sur la fourche pour des jambes courtes
Seulement recommandé jusqu'à une taille de 165 cm



Butée de pieds pour repose-pieds

- ☐ A9100100012 € 91,20



Equipement du dossier

Dossier avec tôle aluminium et mousse de dossier

(Faible disponibilité – uniquement jusqu'à épuisement des stocks.)

- ☐ A9113800002
Housse: noire, respirante, surface ouvert

Toile de dossier Body Contour


- ☐ A9113800010 € 92,40
avec Rembourrage en mousse 3 cm
Housse: noire, respirante, surface ouvert



Coussin

Coussin „Standard“

- ☐ A9113000190 € 115,00
pour Châssis 102 cm
SB: 35 cm
Épaisseur: 4 cm
Housse: noire, respirante, surface ouvert



Pneus

20x1,1" Schwalbe „Durano“

- ☐ A9113105001
(ETRTO 406-28)
Pneus vélo de route



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

- ☐ A9113105120 € 71,10
(ETRTO 406-47)
increvable, avec bande anti-crevaison Smart Guard



Accessoires

Garde-boue démontable

☐ A9100502100 € 58,10



Barre arrière anti-contact fixée sur tube support d'axe

☐ A9100800100 € 218,10

avec pince de fixation 40 mm



Appui-tête

☐ A9100800150 € 261,00

réglable en hauteur, réglable en angle



Fixation du pelvis

☐ A9100800200 € 121,70



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 € 70,10

sans fil, avec support

Pas en combinaison avec la version e-assistant



SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

☐ A9110900018 € 171,50

avec kit de fréquence de pédalage sans fil

Pas en combinaison avec la version e-assistant



Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (compteur, éclairage, etc.)

☐ A9110903271 Pièce à € 23,20

Couleur: anodisé naturel

____ Pièces



Kit d'éclairage SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90

composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB.

Kit d'éclairage homologué StVZO



Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Appui de main sur les poignées

☐ A9110601200 € 102,80

rembourré, vissé, angle réglable.

Non compatible avec d'autres poignées



Support de main tetra, pivotable, écartement réglable

☐ A9110601101 € 169,40



Support revers de la main tetra, pivotable, profondeur réglable

☐ A9110601102 € 191,60

Support extérieur très rigide en tube rond Ø 20 mm avec revêtement en caoutchouc mousse.

Non pivotant en combinaison avec l'accoudoir Tetra.



Poignées tétra en demi-cercle

☐ A9110601100 € 172,40



Service

Conseil technique et prise de mesure
par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike / de
l'appareil de traction par PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 6 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande FREAK Kompaktbike Rev. 05 FR