



FORTE NELL'USO,  
FLESSIBILE IN ALTEZZA.

La LIFT solid è un vero e proprio "cavallo di battaglia". Grazie alla regolazione continua dell'altezza del sedile, meccanica o elettrica, consente di lavorare in modo flessibile in un'ampia gamma di professioni e di utilizzare mobili e attrezzature da cucina convenzionali. La LIFT solid mostra la sua vera forza negli ambienti più difficili: robusta, resistente e pronta ad affrontare sfide sempre più grandi.

# LIFT solid



## #L'indipendenza

Con la LIFT solid, potete gestire la vostra vita quotidiana e professionale in modo indipendente. Vi dà la libertà di agire in modo indipendente in quasi tutte le situazioni.



## #All'altezzaDegliOcchi

Grazie alla regolazione continua dell'altezza, il sedile si solleva fino a 30 cm. In questa posizione ci si trova all'altezza degli occhi di una persona in piedi di circa 1,75 m di altezza.



## #Flessibilità

La vostra LIFT solid si adatta a voi: Il punto di ribaltamento può essere regolato successivamente per adattarsi alle vostre esigenze.



## #Autonomia

Grazie allo schienale pieghevole e alla rimozione senza attrezzi dei componenti, è possibile trasportare facilmente la LIFT solid.





## REALIZZATA PER OGNI SFIDA.

La vostra **LIFT solid** è personalizzata per voi, su misura per le vostre esigenze. Avete un'ampia scelta di equipaggiamenti: dalle pedane e dai freni alle maniglie di spinta, ai sistemi di schienale e di seduta, alle ruote motrici e alle rotelle. La vostra LIFT activ sarà esattamente ciò di cui avete bisogno.

### OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.



Le pedane rimovibili e girevoli con poggipiedi diviso offre molto spazio per i trasferimenti.



Il poggipiedi è ripiegabile sul retro per una maggiore maneggevolezza e flessibilità nell'uso quotidiano.



Grazie all'equipaggiamento pesante, la vostra LIFT solid è progettata per carichi elevati ed è adatta a un peso dell'utente fino a 140 kg.

## DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Larghezza del sedile:	35 - 50 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	25 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 48 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	20 - 50 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	42, 45 cm
Altezza del sedile anteriore:	44 - 54 cm (con intervalli di 2 cm)
Punto di ribaltamento:	6 - 10 cm (con intervalli di 1 cm, a seconda dell'opzione)
Peso totale del prodotto:	meccanico da 19 kg   elettrico da 35 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg
Peso massimo dell'utilizzatore versione Heavy Duty:	fino a 140 kg Dimensioni personalizzate su richiesta

## SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

[www.proactiv-gmbh.eu/it/](http://www.proactiv-gmbh.eu/it/)

Rev. 09/2024\_01  
Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.