



Date devis: _____

Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Adresse du magasin:

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: **adresse du magasin**
 autre adresse

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____



SPEEDY 4teen

Fauteuil à cadre rigide


Poids max. utilisateur 100 kg

A9050100000 € 3.880,00

Adresse de facturation: **adresse du magasin**
 autre adresse

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Mesures du corps:



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg


Longueur du segment jambier: _____ cm

(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: _____

Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

Mesures



Taille L (Longueur du châssis R 39 cm jusqu'au cintrage des potences)

Largeur d'assise SB	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32				
	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38					
	Option individuelle (moyennant un supplément):						<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43
Profondeur d'assise ST	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40		
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
Hauteur du dossier RH	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45					
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
Longueur des potences USL	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
Hauteur assise arrière SHh	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	pour roue 24"	
Hauteur assise avant SHv	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47			
Centre de gravité KP (Avant du tube arrière au centre de l'axe de la roue arrière)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	

Taille XL (Longueur du châssis R 43 cm jusqu'au cintrage des potences)

Largeur d'assise SB	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32				
	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38					
	Option individuelle (moyennant un supplément):						<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43
Profondeur d'assise ST	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43			
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
Hauteur du dossier RH	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48		
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
Longueur des potences USL	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	
	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
Hauteur assise arrière SHh	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	pour roue 24"	
Hauteur assise avant SHv	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47			
Centre de gravité KP (Avant du tube arrière au centre de l'axe de la roue arrière)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	

Taille XXL (Longueur du châssis R 47 cm jusqu'au cintrage des potences)

Largeur d'assise SB	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32				
	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38					
	Option individuelle (moyennant un supplément):						<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43
Profondeur d'assise ST	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48		
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
Hauteur du dossier RH	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48		
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
Longueur des potences USL	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	
	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
Hauteur assise arrière SHh	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	pour roue 24"	
Hauteur assise avant SHv	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50			
Centre de gravité KP (Avant du tube arrière au centre de l'axe de la roue arrière)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	

Couleur châssis design unicolore

Vous pouvez trouver des nouvelles de notre gamme ainsi que des exemples sur notre site www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Couleur du châssis: sélection dans la palette de couleurs

La couleur du châssis est indiquée à la commande

A9000100170-000

Brut, sablé, non revêtu

A9000100170-020

Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.

Revêtement en poudre

blanc RAL 9016

brillant A9000100170-023

mat A9000100170-123

€ 42,10

argent

brillant A9000100170-011

anthracite RAL 7016

brillant A9000100170-001

mat A9000100170-101

€ 42,10

noir RAL 9005

brillant A9000100170-003

mat A9000100170-019

€ 42,10

orange RAL 2004

brillant A9000100170-022

mat A9000100170-122

€ 42,10

pink magenta RAL 4010

brillant A9000100170-037

mat A9000100170-137

€ 42,10

bleu pastel RAL 5024

brillant A9000100170-036

mat A9000100170-136

€ 42,10

lemon green

brillant A9000100170-005

mat A9000100170-105

€ 42,10

jaune RAL 1023

brillant A9000100170-046

mat A9000100170-146

€ 42,10

rouge RAL 3001

brillant A9000100170-047

mat A9000100170-147

€ 42,10

lagoon blue

brillant A9000100170-052

mat A9000100170-152

€ 42,10

athletic grey

brillant A9000100170-050

mat A9000100170-150

€ 42,10

muddy grey

brillant A9000100170-051

mat A9000100170-151

€ 42,10

Revêtement en poudre „Dormant“

noir pailleté argent

brillant A9000100170-007

sky blue

brillant A9000100170-017

bleu marine

brillant A9000100170-045

mat A9000100170-145

€ 42,10

electric green

brillant A9000100170-015

mat A9000100170-115

€ 42,10

violet

brillant A9000100170-044

fire red

brillant A9000100170-018

mat A9000100170-118

€ 42,10

Couleur châssis design unicolore „peinture liquide“

€ 339,40

storm (bleu glacier)

brillant A9000100170-500

mat A9000100170-501

café

brillant A9000100170-520

mat A9000100170-521

prairie (rose)

brillant A9000100170-504

mat A9000100170-505

pearl (blanc nacré)

brillant A9000100170-524

mat A9000100170-525

berry (baies)

brillant A9000100170-526

mat A9000100170-527

blue ocean

brillant A9000100170-522

mat A9000100170-523

emerald (vert émeraude)

brillant A9000100170-514

mat A9000100170-515

mint

brillant A9000100170-528

mat A9000100170-529

chili

brillant A9000100170-516

mat A9000100170-517

Couleur du châssis design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du châssis) et d'une couleur Design (à l'avant du châssis)

€ 260,70

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du châssis):

blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> A9000100170-200	argent <input type="checkbox"/> A9000100170-201	anthracite RAL 7016 <input type="checkbox"/> A9000100170-202
noir RAL 9005 <input type="checkbox"/> A9000100170-203	Bleu pastel RAL 5024 <input type="checkbox"/> A9000100170-206	lemon green <input type="checkbox"/> A9000100170-207
jaune RAL 1023 <input type="checkbox"/> A9000100170-208	lagoon blue <input type="checkbox"/> A9000100170-212	athletic grey <input type="checkbox"/> A9000100170-210
muddy grey <input type="checkbox"/> A9000100170-211		

Couleur Design (à l'avant du châssis):

noir RAL 9005 <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-259 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-260	lemon green <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-250 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-251	chili <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-253 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-254
orange RAL 2004 <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-255 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-256	café <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-278 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-279	mint <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-286 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-287
emerald (vert émeraude) <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-274 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-275	storm (bleu glacier) <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-264 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-265	prairie (rose) <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-266 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-267
pearl (blanc nacré) <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-282 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-283	berry (baies) <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-284 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-285	blue ocean <input type="checkbox"/> brillant A9000100170-280 <input type="checkbox"/> mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

noir A9000100171-003

Fourche roue avant et pivot de fourche

argent A9000100173-011

noir A9000100173-003

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue arrière: Jante en aluminium et inlet design¹

Couleur du châssis A9000100171-999 € 242,30

Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100171-998 € 280,50

Couleur: _____

A9000100170-

Roues avant: 5" jante aluminium² (3-rayons)

Couleur du châssis A9000100174-999 € 73,00

Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100174-998 € 84,60

Couleur: _____

A9000100170-

Couleur individuelle (châssis ou pièces rapportées)

Couleur du châssis achat individuel au choix les couleurs RAL

A9000100170-100 € 402,30

Surface:

brillant

mat

Nom de la couleur

Numéro RAL

Attention: Pièces rapportées pas en couleur design bicolore


¹ Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline (pour la roue arrière, jante en aluminium à 18 ou 36 rayons, jante simple paroi)

² Uniquement en combinaison avec roues avant 5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort" A900050121*, ainsi qu'avec fourches avec amortisseurs A9000500160*

Châssis


Potences droites

- A9050100010-K*
Angle du genou 100°



Châssis avec abduction

- A9050100030-K* € 371,90
Angle du genou 100°
2,5 cm par côté
Début de l'abduction à:
ST 31 cm, Taille L
ST 35 cm, Taille XL
ST 39 cm, Taille XXL
Longueur du tube connectant les tubes
d'assise avec les tubes d'abduction pour
réaliser le pliage d'abduction d'environ 55 mm.



Mesures spéciales largeur d'assise SB 39 – 43 cm

- A9050100060-K001 € 501,20
avec renforcement du cadre par deux raccords
de tubes transversaux

Fixation des pivots des fourches

Pivots des fourches fixes, soudées

- A9050500000
X (voir croquis) pour une taille de cadre
Taille L: 63 mm
Taille XL: 74 mm
Taille XXL: 80 mm



Poignées à pousser

Poignées à pousser fixes en Aluminium

- A9050401050
minimum hauteur du dossier RH 23 cm



Poignées à pousser intégrées, Hauteur réglable en continue

- A9050401060* € 83,80
fixation dans le tube de dossier, hauteur du
dossier min.
RH 30 cm pour la toile de dossier, réglable
RH 43 cm pour le dossier ergonomique
RH 35 cm pour tube de dossier avec cintrage
lombaire



Poignées à pousser déplacées à l'arrière du dossier

- Longueur 45 cm
A9050401075-K001 € 83,80
 Longueur 55 cm
A9050401075-K002 € 83,80
réglable en hauteur en continu, montage sur
la barre de maintien de dossier, jusqu'à
largeur d'assise SB 42 cm ou poids
corporelle de 95 kg.



Poignées à pousser en aluminium, décalées avec décalage latéral de la poignée 145 mm

A9050401080-K* € 159,10

réglable en hauteur en continu, poignées déplacées à l'arrière
Montage sur la barre de maintien du dossier
Longueur 55 cm
jusqu'à largeur d'assise SB 38 cm ou poids corporelle de 60 kg.



Poignées à pousser centrale, inclinable

A9050401086-K € 183,40


réglable en hauteur et pliable au niveau de la poignée grâce à une articulation dentée
Support soudé au milieu de la traverse arrière
Jusqu'à SB 38 cm ou poids corporel 50 kg
non compatible avec le support d'appui-tête
Attention: Ne convient pas pour transporter le fauteuil roulant – pour ce faire, saisissez la barre arrière.



Poignée à pousser centrale pour levier de frein, inclinable

A9050401070-K € 226,00

cintre fermé, réglable en hauteur en continue, revêtement en mousse caoutchouc, largeur d' assise max. SB 38 cm, poids max. de l'utilisateur 50 kg.
Seulement en combinaison avec freins pour l'accompagnateur ou freins à tambour



Poignée à pousser central triangulaire, inclinable

A9050401069-K € 462,30

Réglable en hauteur en continu, poignées de poussée déplacées à l'arrière
Jusqu'à SB 38 cm ou poids corporel 60 kg



Équipement sans poignées de poussée

A9000401000



Dossier

Dossier fixe

A9047400020

vissé avec les tôles latérales, angle du dossier 90°, non rabattable

Dossier rabattable

A9000400024 € 297,40

Tôles latérales en aluminium intégrées, réglable en inclinaison 7 positions



Tubes de dossier avec cintrage lombaire

A9000400005-K € 111,10

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



Toiles de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier rembourrée, réglable en tension“ est livré.

Toile de dossier rembourrée, réglable en tension

A9000802010-K

Housse: noir, respirant, surface ouverte
Barre de maintien de dossier incluse



Sans toile de dossier et sans rembourrage de dossier resp. système de dossier

A9000802011 € - 53,00

barre de maintien de dossier incluse

Pour nos autres modèles de dossier (ex. Dossier ergonomique) Déférez-vous à la fiche de dossier séparée: PRO ACTIV Système d'assise et de dossier



Vous trouverez notre système d'accroche pour taxi sur la fiche Système d'accroche pour taxi




Toile d'assise

En l'absence d'indication, le „toile d'assise Body Contour“ est livré.

Body Contour


A9000801025-K



Plaque d'assise en alu

A9000801210-K € 284,20



Montage entre les tubes du châssis, vissée sur des supports soudés
Couleur: anthracite mat (sauf indication contraire sous coloris)



Sans toile de d'assise

A9000801050

Coussins d'assise



Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Standard

A9000805180-K* € 111,90

Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Standard

A9000800300-K* € 155,40

Epaisseur:

3 cm 5 cm
 4 cm 6 cm

Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Anti-Escarre

Jusqu'à 30x30 cm A9000805204-K* € 290,00

>30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000805200-K* € 422,00

Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Anti-Escarre

Jusqu'à 30x30 cm A9000800311-K* € 342,80

>30x30 jusqu'à 50x50 cm A9000800310-K* € 465,90

Epaisseur:

4 cm
 6 cm

Housse:

Noir, respirant, surface ouverte

Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

Coussin d'assise existant

Pour les autres coussins d'assise comme p. ex. "coussin préventif", référez-vous à la fiche séparée: PRO ACTIV Système d'assise et de dossier

Garde Boue

Garde-boue en aluminium amovible

réglable au niveau de la roue,
Seulement disponible avec le dossier rabattable



Anthracite mat

A9000403210-K € 236,10

Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore)

A9000403211-K € 302,00

Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore)

A9000403212-K € 335,00

Garde-boue en aluminium monté de manière fixe sur le panneau latéral

Seulement disponible avec le dossier fixe



Noir brillant

A9000403100-K € 236,10

Couleur du châssis (couleur de base pour design bicolore)

A9000403101-K € 302,00

Couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)

A9000403102-K € 335,00

Garde-boue Carbon amovible

A9000400012-K € 547,30

réglable au niveau de la roue.
Seulement disponible avec le dossier rabattable.



Accoudoirs

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue

garde-boue en alu inclus,
avec rembourrage de bras de 25 cm de long
amovible par encliquetage,
seulement avec dossier rabattable

Anthracite mat

A9000400008-K € 553,00

Couleur du châssis (couleur de base pour design bicolore)

A9000400009-K € 603,80

Couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)

A9000400010-K € 629,20



Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue

A9000400018-K € 836,90

garde-boue en carbone inclus,
avec rembourrage de bras de 25 cm de long
amovible par encliquetage,
seulement avec dossier rabattable

Manchettes d'accoudoirs longueur 25 cm vissées au garde boue

A9000403151 € 161,00

Bord supérieur de l'accoudoir monté environ 20 - 24 cm au-dessus du tube d'assise, selon du réglage du garde boue.
Seulement disponible avec garde-boue



Accoudoirs pivotants vers l'arrière, amovibles

A9000403141-K € 348,10

avec manchettes 25 cm de long,
bord supérieur de l'accoudoir monté environ 25 - 31 cm au-dessus du tube d'assise, réglable tous les 1,5 cm.
Non compatible avec les poignées de poussée déplacées vers l'arrière.




Plaques porte axe

Diamètre axes arrière / porte axe 12 mm en standard. Autres plaques porte axe sur demande.

Plaque porte-axes standard

A9016201000


Hauteur assise arrière:
Châssis taille L (22") ca. 33,5 - 37,5 cm
Châssis taille L/XL (24") ca. 36 - 40 cm
Châssis taille XXL (24") ca. 39 - 43 cm



Plaque porte-axes longue

A9016201020 € 227,90

Hauteur assise arrière:
Châssis taille L (22") ca. 35,5 - 41,5 cm
Châssis taille L/XL (24") ca. 38 - 44 cm
Châssis taille XXL (24") ca. 41 - 47 cm



Barre porte axes pour déport des roues, amovible, Speedy 4teen

A9016102001 € 564,40

Déplacement de la position des roues d'environ 14 cm
Carrossage 4° / 6° intégré, alignement réglable



Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

1° Carrossage

A9016202010
Largeur totale = environ SB + 20 cm*

2,5° Carrossage

A9016202051

4° Carrossage

A9016202030
Largeur totale = environ SB + 26 cm*

6° Carrossage

A9016202040
Largeur totale = environ SB + 30 cm*

8° Carrossage

A9016202050 **€ 74,80**
Largeur totale = environ SB + 33 cm*
Poids maximum de l'utilisateur 50 kg

Electriques

Plaque d'adaptation pour la propulsion „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

A9016201200-K **€ 488,30**

Équipement: Béquille de couple e-motion, axe de 1/2" et longueur de la douille 50,8 mm (2").
PRO ACTIV et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec propulsion „e-motion“, le montage d'une paire de roulettes anti bascule arrière. Veuillez choisir sous „Adaptations“ ou commander à Alber directement.

Plaque d'adaptation pour la propulsion „e-fix“

A9016201210-K **€ 488,30**

avec support d'adaptation "e-fix", axe 1/2", longueur de porte axe 50,8 mm (2").
Pro Activ et la société Alber recommande pour un fauteuil avec propulsion "e-fix" le montage d'une paire de roulettes anti-bascule arrière. Veuillez choisir sous "Adaptations" et passer votre commande pour la roulette anti-bascule arrière e-fix avec "fourche standard" directement à la société Alber.

Freins

Si aucune indication n'est fournie, le "système de freinage standard avec poignées standard" est livré.

Recommandation: pour KP 7 cm ou plus petit, nous recommandons le système de freinage à genouillère avec poignées de frein 20° écartées.

Freins à pousser standard, poignées standard

A9000701010-001



Freins à pousser standard, poignées longues

A9000701010-002



Freins à pousser standard, poignées basses

A9000701010-003



Freins à pousser standard, poignées de frein 20° écartées

poignées standard
A9000700002

poignées longues
A9000701010-004



Freins à pousser avec adaptateur M8 et avec boule en plastique

A9000706001 **€ 162,40**

uniquement en combinaison avec système de freinage à genouillère, levier de frein standard ou long



Poignées de frein rabattables

A9000706008 **€ 154,00**

Longueur: 9 cm



Freins à pousser pour l'utilisation par une seule main

A9000707020-K € 380,90

sur câble bowden

Utilisation:

- droite
 gauche



Freins pour l'accompagnateur

A9000701020 € 450,60

utilisable à partir des poignées à pousser, utilisation sur câble bowden



Frein à pousser avec blocage

poignées standard A9000700214 € 154,00

poignées longues A9000700215 € 154,00

Bloc de verrouillage pour levier de frein

Evitez le freinage lors de la poussée des accompagnateurs

Pas en combinaison avec un frein à levier à levier avec commande d'une seule main, un levier de frein incliné à 20° et un frein à levier à levier verrouillable pour l'accompagnateur.



Freins à tambour

A9000702010-K* € 460,20

utilisable à partir des poignées à pousser, largeur totale + 3 cm (voir carrossage).

En fonction de la hauteur d'assise, la plaque de roue longue est montée pour protéger l'ancre du frein à tambour.

Veuillez noter:

- uniquement en combinaison avec une roue motrice en aluminium Jante 36 rayons
- pas en combinaison avec une conduite à une main, e-fix ou e-motion



Repose pieds

Si aucune indication n'est donnée, la „repose pieds tube monobloc“ est livrée.

Repose pieds tube monobloc

A9016601010-K*

avec étrier de support tubulaire

réglable en hauteur + / - 3 cm:

Taille L / XL à partir de USL 26 cm

Taille XXL à partir de USL 29 cm

Sélectionner plaque en caoutchouc sous „Divers repose-pieds“



Repose pieds tube monobloc, relevable

A9016601300-K* € 168,80

avec étrier de support tubulaire

réglable en hauteur + / - 3 cm

non amovible

Taille L / XL à partir de USL 25 cm

Taille XXL à partir de USL 28 cm

seulement pivotante à 180° avec les mesures suivantes:

Taille L / XL à partir de USL 29 cm

Taille XXL à partir de USL 32 cm

Sélectionner plaque en caoutchouc sous

„Divers repose-pieds“



Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

A9016602005-K* € 279,00

avec étrier de support tubulaire

Taille L / XL à partir de USL 31 cm

Taille XXL à partir de USL 35 cm.

Sélectionner plaque en caoutchouc sous

„Divers repose-pieds“



<p>Repose pieds tube monobloc, pliable à l'arrière</p> <p><input type="checkbox"/> A9016602010-K* € 298,90</p> <p>avec étrier d'appui tubulaire continu et verrouillage par levier d'actionnement de 20 mm</p> <p>Veuillez noter: Taille L / XL à partir de USL 39 cm Taille XXL à partir de USL 42 cm Pour cadre potences droites minimum largeur d'assise SB 33 cm Sélectionner plaque en caoutchouc sous „Divers repose-pieds“</p>	<p>Repose pied tube monobloc rabattable vers l'arrière pour USL <39 cm et à partir de SB 33 cm</p> <p><input type="checkbox"/> A9000600007-K € 342,20</p> <p>articulation de l'arceau de pied bloquée sur le cadre, avec étrier d'appui tubulaire continu et levier d'actionnement de 20 mm</p> <p>Sélectionner plaque en caoutchouc sous „Divers repose-pieds“ Pas en combinaison avec une table thérapeutique.</p> 	<p>Palettes séparées</p> <p><input type="checkbox"/> A9016603200-K € 327,00</p> <p>Palettes revêtues en caoutchouc, réglables en hauteur +/- 3 cm, pivotantes à 180° extérieur et relevables à un côté, y compris le renfort du cadre</p> <p>Veuillez noter: Taille L / XL à partir de USL 31 cm Gr. XXL à partir de USL 34 cm non amovibles</p> 
<p>Potences escamotables „Swing Away“</p> <p><input type="checkbox"/> A9016604100-K € 392,90</p> <p>avec revêtement en caoutchouc, divisé au centre, pivotantes à 180° extérieur, amovibles, relevables, réglables en hauteur, réglables en inclinaison, avec renfort du châssis</p> <p>Veuillez noter: Possible avec cadre potences droites taille L / XL / XXL et avec abduction taille XXL</p> 	<p>Repose pieds élevée</p> <p><input type="checkbox"/> A9041606010-K</p> <p>réglable en hauteur</p> <p>Attention: Seulement possible à partir d'une longueur des potences USL de 20 cm jusqu'à USL 25 cm. Palette revêtue en caoutchouc nécessaire. Veuillez la choisir sous „Divers repose-pieds“</p> 	
Divers repose-pieds		
<p>Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc, 14 cm profondeur</p> <p><input type="checkbox"/> A9000610000-K € 122,20</p> <p>vissée, réglable en inclinaison</p> 	<p>Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc, 18 cm profondeur</p> <p><input type="checkbox"/> A9000610005-K € 136,00</p> <p>vissée, réglable en inclinaison</p> 	<p>Cales latérales</p> <p><input type="checkbox"/> A9000610100 € 58,00</p> <p>réglable</p> <p>Veuillez noter que: Uniquement en combinaison avec le repose-pied caoutchouté</p> 
<p>Rouleaux déflecteurs montés sur le repose-pied</p> <p><input type="checkbox"/> A9000600006 € 114,00</p> <p>Uniquement en combinaison avec le repose-pied caoutchouté</p> 		

Adaptations

Roulettes anti-bascule arrière

droite
A9000300100-K001 € 164,20

gauche
A9000300100-K002 € 164,20

avec ressort de traction et adaptateur universel, orientable, pour un comportement de pivotement optimal, la la pente du siège doit être > 3 cm



Adaptateur universel préparé pour les roulettes anti-bascule e-fix, e-motion

A9016300105 € 288,10

Sans roulettes anti-bascule et sans levé pour les roulettes anti-bascule
Veuillez passer la commande pour les roulettes anti-bascule à la société Alber.



Roulettes de transit

A9000301100 € 320,00

avec adaptateur universel, amovible
Non-compatible avec des roulettes anti-bascule



Levier de basculement

droite
A9000302100-K001 € 136,00

gauche
A9000302100-K002 € 136,00

avec adaptateur universel et Quickpin
Non-compatible avec roulette anti-bascule a droite ou à gauche



Roue Outdoor avec fourche dirigeable

A9000900100 € 821,10

avec déplacement en ligne droite, détachable du fauteuil roulant par une pince de serrage rapide, avec roue directrice pivotante 12.1/2 x 2.1/4" sur pneus à air démontable du tube de support par axe enfichable pour une pression maximale au sol sur le appareil frontal de 30 kg



Vouz trouverez notre système d'accroche pour taxi sur la fiche système d'accroche pour taxi



3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

A9000501110 € 68,70

anti-crevaison



4" Roues avant

4" Roue avant „Standard“ noir

A9000501011-004 (82A), anti-crevaison



4" Roller (100 mm)

A9000501120 € 68,70
anti-crevaison



4" Roller lumineuse (100 mm)

A9000501220 € 92,00
anti-crevaison



4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

A9000501230 € 206,30

avec bandage changeable 6 mm en noir, anti-crevaison.

Couleur jante: argent
incl. distance 5,3 mm en noir



5" Roues avant

5" Roue avant „Standard“ PU noir

A9000501036-005
(82A), anti-crevaison



5" Roue avant „Standard“ PU gris

A9000501031-005
(82A), anti-crevaison



5" Roller lumineuse (125 mm)

A9000501221 € 92,00
anti-crevaison



5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort“

argent anodisé
A9000501210 € 174,60

noir
A9000501211 € 174,60

avec bandage changeable 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison
incl. distance 3 mm en noir



5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

A9000501232 € 206,30

avec bandage changeable 6 mm en noir, anti-crevaison.

Couleur jante: argent
incl. distance 5,3 mm en noir



6" Roues avant

6" Roue avant „Standard“ PU gris

A9000501010-006
(82A), anti-crevaison



6" Pneumatiques

A9000501050 € 55,50

Hauteur d'assise avant min. 42 cm



6" Roue avant „Système Flexel“

A9000501070 € 55,50

anti-crevaison



Fourches des roues avant

Pour les couleurs de la fourches des roues avant voir à la page 4.
Si aucune indication n'est donnée, la "fourche des roues avant standard avec fourch fixe" est livrée.

Fourches „Standard“

A9000500100-K001
Fourche fixe

A9000500100-K002 € 162,50
Fourche à démontage rapide



Fourche renforcées „Heavy Duty“

en cas de charges élevées ou
en cas d'utilisation d'entraînements électriques

A9000510111-K001 € 52,40
Fourche fixe

A9000510111-K002 € 212,50
Fourche à démontage rapide



Fourches avec amortisseurs

5" jantes en aluminium „roule confort“ inclus

A9000500160-K002 € 598,90
Fourche à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires „Standard“

A9000500300-K € 288,10
Fourche „Standard“ à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires „Heavy Duty“


A9000500301-K € 328,10
Fourche „Heavy Duty“ à démontage rapide



Article sans roue avant:
Si vous avez besoin des roues avant,
veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique
roues avant.

Ecartement des fourches

Ecartement des fourches



A9000500400* € 57,40
10 mm / côté

A9000500401* € 57,40
15 mm / côté

A9000500410* € 57,40
20 mm / côté

Roues arrière

Informations sur d'autres types de jantes, finitions et disponibilités sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr
En l'absence d'indication, les „roues arrière jante simple paroi en aluminium 36 rayons“ est livrée.

Aluminium, Jante simple paroi, 18 rayons

- 24" (ETRTO 540)
A9000203122

Avec moyeu Liteline, rayonnage radial
Pas possible avec:

- Bandages pneus pleins
- Entraînement à double main courante
- Frein à tambour
- Système d'accroche pour taxi
- Adaptivbike

Poids d'utilisateur max. 70 kg

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Aluminium, Jante simple paroi, 36 rayons

- 24" (ETRTO 540)
A9000203000*

en standard avec moyeu Liteline (photo de gauche), en combinaison avec l'entraînement d'une seule main avec moyeu haut en aluminium (photo de droite), à rayons radiaux



Aluminium, Jante double parois, 36 rayons

- 24" (ETRTO 540) € 153,20
A9000203100
- 25" (ETRTO 559) € 153,20
A9000203200
- 26" (ETRTO 590) € 153,20
A9000203300

avec moyeu en alu, rayons radiaux, utilisation pour des charges élevées



Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

- 24" (ETRTO 540) € 761,30
A9000203550
- 25" (ETRTO 559) € 761,30
A9000201559
- 26" (ETRTO 590) € 761,30
A9000203555



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO jante et moyeu en noir, rayons en blanc

- 24" (ETRTO 540) € 929,30
A9000203554
- Recommandation: jusqu'à 70 kg de poids corporel, pas en combinaison avec l'utilisation de handbike/appareils de traction.




Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO jante, moyeu et rayons en noir

- 24" (ETRTO 540) € 929,30
A9000203552
- Recommandation: jusqu'à 70 kg de poids corporel, pas en combinaison avec l'utilisation de handbike/appareils de traction.



Mains courantes

x = Mesure de l'écartement



Ecartement:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Ecartement Curve + Gekko:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm).

Mains courantes acier inox Ø 20 mm

- Pour Roues 24" et 25"
A9000205010-004
- Pour Roues 26"
A9000205010-006



Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisé argent

- Pour Roues 24" et 25"
A9000205019-004



Mains courantes aluminium Ø 19 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

- = surface brillant
- = surface mat

Remarque: un revêtement mat n'est pas recommandé en raison du faible grip.

- Pour Roues 24" et 25"
A9000205020-004 € 66,30
- Pour Roues 26"
A9000205020-006 € 66,30



Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dures

- Pour Roues 24" et 25"
A9000205030-004 € 160,10
- Pour Roues 26"
A9000205030-006 € 160,10



Mains courantes titane Ø 19 mm

- Pour Roues 24" et 25"
A9000205040-004 € 325,80
- Pour Roues 26"
A9000205040-006 € 325,80



Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

- Pour mains courantes 24"
A9000205100-004 € 226,00
- Pour mains courantes 26"
A9000205100-006 € 226,00

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm.



Mains courantes antidérapantes noires

- Pour Roues 24" et 25"
A9000205070-004 € 390,70
- Pour Roues 26"
A9000205070-006 € 390,70



Mains courantes Cuvette Grip

- Pour Roues 24" et 25"
A9000205080-004 € 396,80
- Pour Roues 26"
A9000205080-006 € 396,80

Montées directement sur la jante.

Remarque: en raison de la complexité de la géométrie, des écarts de concentricité de +/- 2-3 mm sont possibles.



Mains courantes Curve anodisé noir, profil ergonomique

- Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 24 mm
A9000205130-004 € 389,10
- Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 31 mm
Taille L
A9000205140-004 € 389,10
- Pour Roues 26"
Hauteur 31 mm
Taille L
A9000205140-006 € 389,10



<p>Mains courantes Curve anodisées profil ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205160-004 € 394,30</p> 	<p>Mains courantes Curve, peinte en couleur, profil ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> = couleur de châssis (surface brillante) <input type="checkbox"/> = noire (surface brillante)</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" Hauteur 24 mm A9000205135-004 € 454,00</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-004 € 454,00</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 26" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-006 € 454,00</p> 	<p>Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" Hauteur 24 mm A9000205155-004 € 505,50</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205150-004 € 505,50</p> 
<p>Mains courantes Quadro, profil ergonomique</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" A9000205170-004 € 517,50</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 25" A9000205170-005 € 517,50</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 26" A9000205170-006 € 517,50</p> 	<p>Mains courantes Gekko noir anodisé</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" A9000205175-004 € 501,20</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 25" A9000205175-005 € 501,20</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 26" A9000205175-006 € 501,20</p> <p>avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil Hauteur du profil 31 mm</p> 	<p>Mains courantes Gekko argent anodisé</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" A9000205185-004 € 513,20</p> <p>avec du caoutchouc intégré, robuste et échangeable Hauteur du profil 31 mm</p> 
<p>Mains courantes Gekko S noir anodisé</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" A9000205195-004 € 501,20</p> <p>avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil Hauteur du profil 24 mm</p> 	<p>Sans main courante</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	

Flasques

Flasques „transparents“

Pour Roues 24" € 201,10
A9000206300-004

Pour Roues 26" € 201,10
A9000206300-006

Pas en combinaison avec les roues motrices Spinergy



Pneus

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés „Schwalbe RightRun noir“.

Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

24x1" (540-25) € 47,80
A9000204001-004
couleur: noir
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

24x1" (540-25) € 47,80
A9000204000-004

25x1" (559-23) € 47,80
A9000204000-005

26x1" (590-25) € 47,80
A9000204000-006
couleur: gris, paroi noir
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Pneus crantés haute pression

24x1" (540-25) € 90,30
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaisson

24x1" (540-25) € 47,80
A9000204030-014

25x1" (559-25) € 47,80
A9000204030-015

26x1" (590-25) € 47,80
A9000204030-016

couleur: noir
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaisson

24x1" (540-25) € 47,80
A9000204030-004

couleur: gris, paroi noir
10 bar



Schwalbe „One“

24x1" (540-25) € 90,30
A9000204123-004
couleur: noir
9 bar



Pannensichere Bereifung Bandages pneus pleins, anti-crevaisson

24x1" (540-25) € 119,10
A9000204201-004

couleur: noir
non compatible avec des jantes 18 rayons,
pour des roues Spinergy et utilisation à une
seule main



Accessoires

24" Roues VTT supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes en inox
Pneus tout terrain au choix:

A9000203410 € 682,90
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“
Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"



A9000203413 € 682,90
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"



ATTENTION: Si l'option du frein à tambour choisie, nous facturons un prix supplémentaire

A9000200004 € 221,10

Axe à démontage rapide bouton-poussoir plat

A9000200096 € 102,70
longueur de verrouillage: 122/110 mm
diamètre axe: 12 mm
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“



Axes à démontage rapide pour tétraplégiques

A9000206400 € 161,60
Non compatible pour des roues Spinergy, entraînement à double main courante, freins à tambour ou moyeu Liteline



Pompe manuelle avec manomètre

A9000901100 € 103,20
jusqu'à 14 bar



Ceinture de sécurité réglable en longueur avec boucle

A9000902100 € 78,30



Ceinture de sécurité avec longueur réglable et fermeture velcro

A9000902110 € 62,60



Porte-canne flexible

A9000902310* € 133,40



Système d'éclairage SIGMA

A9000903270 € 104,80
composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB.
Kit d'éclairage homologué StVZO



Sac de transport des roues arrière

Pour Roues 24" A9000903530-004 € 75,50
Ø 76 cm x 2 cm
 Pour Roues 26" A9000903530-006 € 75,50
Ø 83 cm x 2 cm



Pour d'autres accessoires comme p. ex. bikes adaptatifs, guidons etc. veuillez voir les fiches séparées ou visitez notre site Internet www.proactiv-gmbh.eu/fr

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 20 - 2024-06-14 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d'expédition

= compris dans le prix base

= Option

Bon de commande SPEEDY 4teen Rev. 06 FR