



☐ **Date devis:** _____

N° de demande: _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ **adresse du revendeur**
☐ **autre adresse**

Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____
Nom de famille, prénom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____

PRO ACTIV

Systèmes d'accroche taxi

Pour les fauteuils roulants testés et homologués
par PRO ACTIV

Adresse de facturation: ☐ **adresse du revendeur**
☐ **autre adresse**

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____


Commande d'accroche taxi pour le produit suivant:

☐ **Nouvelle commande pour fauteuil roulant**
(voir bon de commande joint séparément)


☐ **Montage ultérieur pour un fauteuil PRO ACTIV existant**

- Modèle: _____
- N° de série: _____
- Année de construction: _____
- Largeur d'assise SB: _____
- Profondeur d'assise ST: _____
- Hauteur du dossier RH: _____

Choix de la ceinture ventrale



N° d'article	Désignation	Longueur A	Longueur B	Longueur C
E8000900007 A9000900001	Ceinture ventrale 1350 mm avec serrure	660 mm - 1410 mm	360 mm	230 mm
E8000900009 A9000900007	Ceinture ventrale 1670 mm avec serrure	910 mm - 1730 mm	480 mm	360 mm



Variante	Pour modèles suivants	Mesure X
1	SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY	ca. 30 mm
2	TRAVELER 4all Ergo, SPEEDY 4all / 4all Ergo / 4teen	ca. 50 mm
3	SPEEDY 4you / 4you Ergo et TRAVELER 4you Ergo dans la version à cadre haut	ca. 90 mm

Accroche taxi lors d'une nouvelle commande de fauteuil roulant

Point de fixation soudé à l'arrière du cadre avec oeillet de fixation

€ 365,40

Pièce soudée au cadre pour accueillir la ceinture abdominale et le rétracteur arrière.
Ceinture ventrale avec boucle à sélectionner séparément si nécessaire
(A9000900001 / A9000900007)

☐ SPEEDY A1 / A2 Option
TRAVELER A9000900030-K

☐ BUDDY Option
A9041910001



Point de fixation monté dans le tube du cadre avec oeillet de fixation

Pour les modèles suivants: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo

€ 382,30

pour accueillir la ceinture ventrale et le rétracteur arrière.
Ceinture ventrale avec boucle à sélectionner séparément si nécessaire.
(A9000900001 / A9000900007)

☐ Option
A9000900020



Accessoires pour nouvelle commande d'accroche taxi (pour tous les articles de base - voir ci-dessus)

Plaque entre pivots de fourche et cadre avec oeillet pour fixer le rétracteur avant

Veuillez noter: La largeur augmente de 12 mm par côté.

☐ Couleur: noir
Option
A9000900008-001 € 181,80

☐ Couleur: argent
Option
A9000900008-002 € 181,80



Ceinture ventrale 1350 mm avec serrure, montage sur les points de fixation ☐ Option A9000900001 € 169,10 Ceinture réglable en longueur. Avec des languettes de verrouillage des deux côtés pour la fixation. Couleur de la ceinture: rouge	Ceinture ventrale 1670 mm avec serrure, montage sur les points de fixation ☐ Option A9000900007 € 169,10 Ceinture réglable en longueur. Avec des languettes de verrouillage des deux côtés pour la fixation. Pour fauteuils roulants avec coque d'assise. Couleur de la ceinture: rouge	Ceinture d'épaule avec serrure automatique. Déflexion inclus. ☐ Option A9000900002 € 139,70 longueur 3200 mm
Rétracteurs pour système d'accroche taxi ☐ Option A9000900003 € 536,50 Fixation au fauteuil roulant par un oeillet de fixation ou une languette de verrouillage. Fixation au sol du véhicule par un système de fixation à 4 points. Ensemble composé de: 2 rétracteurs avant semi automatique sans roue de tension manuelle 2 rétracteurs arrière semi automatique avec roue de tension manuelle	Appui-tête avec rembourrage segmenté ☐ Option A9000900004 € 415,60 3 segments tube de support Ø 25 mm 	Support pour l'appui-tête Ø 25 mm pour SPEEDY, BUDDY ☐ Option A9000900005-K001 € 279,60 pour la fixation de l'appui-tête avec rembourrage segmenté sur le tube transversal. Version renforcée avec double tube transversal. pour TRAVELER (amovible) ☐ Option A9000900005-K002 € 279,60 pour la fixation de l'appui-tête avec rembourrage segmenté sur les poignées. Version renforcée avec double tube transversal. Veillez noter: Pour plier le fauteuil roulant, il faut dévisser le tube transversal avec le support d'appui-tête par un levier de serrage. 
Support d'appui-tête avec fixation carrée ☐ Dimension du tube de support 15 x 15 mm Option A9000400850-001 € 289,80 ☐ Dimension du tube de support 12,7 x 12,7 mm Option A9000400850-002 € 289,80 Montage sur le tube transversal du dossier. Version renforcée avec double tube transversal. Possible à partir de SB 23 cm. Pas en combinaison avec la poignée de poussée centrale.		

Equipement ultérieure d'accroche taxi pour un fauteuil roulant existant

pour les modèles: SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic

Condition pour la modification: le fauteuil roulant ne doit pas avoir plus de 3 ans.
Si cette condition n'est pas remplie, la modification n'est pas possible.

pour accueillir la ceinture ventrale et le rétracteur arrière.
Ceinture ventrale avec boucle à sélectionner séparément si nécessaire.

☐ Option R8000900004 **€ 1.032,40**



Pour la mise à niveau du point de fixation sur le cadre, il est nécessaire d'effectuer les étapes de travail suivantes dans notre usine:

- Démontage du fauteuil roulant
- Décapage de peinture du cadre
- Soudage du point de fixation
- Revêtement du cadre
- Remontage du fauteuil

pour les modèles: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo Point de fixation monté dans le tube du cadre avec oeillet de fixation. ☐ Option E8000900005 € 269,10 pour fixer la ceinture ventrale et le rétracteur arrière 	pour modèle: BUDDY 4all avec oeillet de fixation. ☐ Option E8047900001 € 383,20 pour fixer la ceinture ventrale et le rétracteur arrière 	pour modèle: BUDDY avec oeillet de fixation. ☐ Option E8041910001 € 383,20 pour fixer la ceinture ventrale et le rétracteur arrière 
Accessoires pour équipement ultérieure d'accroche taxi pour fauteuil roulant existant		
Plaque entre pivots de fourche et cadre Avec oeillet de fixation pour le rétracteur avant, et matériel de fixation Veuillez noter que la largeur de voie des roues avant augmente de 12 mm de chaque côté. ☐ Couleur: noir Option E8000900046-001 € 287,70 ☐ Couleur: argent Option E8000900046-002 € 287,70		
Ceinture ventrale 1350 mm avec serrure, montage sur les points de fixation ☐ Option E8000900007 € 253,10 Ceinture réglable en longueur. Avec des languettes de verrouillage des deux côtés pour la fixation. Couleur de la ceinture: rouge	Ceinture ventrale 1670 mm avec serrure, montage sur les points de fixation ☐ Option E8000900009 € 253,10 Ceinture réglable en longueur. Avec des languettes de verrouillage des deux côtés pour la fixation. Pour fauteuils roulants avec coque d'assise. Couleur de la ceinture: rouge	Ceinture d'épaule avec serrure automatique. Déflexion inclus. ☐ Option E8000900003 € 218,40 longueur 3200 mm
Rétracteurs pour système d'accroche taxi ☐ Option E8000900014 € 835,20 Fixation au fauteuil roulant par un oeillet de ceinture ou une languette de verrouillage. Fixation au sol du véhicule par un système de fixation à 4 points. Ensemble composé de: 2 rétracteurs avant semi automatique sans roue de tension manuelle 2 rétracteurs arrière semi automatique avec roue de tension manuelle	Appui-tête avec rembourrage segmenté ☐ Option E8000900004 € 646,80 3 segments 	Support pour l'appui-tête Ø 25 mm pour SPEEDY, BUDDY ☐ Option E8000900006-K001 € 435,10 pour la fixation de l'appui-tête avec rembourrage segmenté sur le tube transversal. Version renforcée avec double tube transversal. pour TRAVELER (amovible) ☐ Option E8000900006-K002 € 435,10 pour la fixation de l'appui-tête avec rembourrage segmenté sur les poignées. Version renforcée avec double tube transversal. Veuillez noter: Pour plier le fauteuil roulant, il faut dévisser le tube transversal avec le support d'appui-tête par un levier de serrage. 
Montage des accessoires par PRO ACTIV ☐ Option R8000900003 € 280,50		

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est.

- 4 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande Accroche taxi Rev. 03 FR