



WHEEL-E

MASSIMA POTENZA DI TRAZIONE E CONTROLLO PER QUALSIASI TERRENO

Il dispositivo di trazione **WHEEL-E** trasforma la vostra sedia a rotelle in un potente compagno per qualsiasi percorso. Grazie alle ruote da 20", ai pneumatici larghi e al baricentro basso, potrete affrontare con facilità sentieri asfaltati, piste forestali e pendenze. La batteria offre un'autonomia fino a 45 km, estendibile a 90 km con una doppia batteria. Grazie al cruise control e alla stabile geometria dello sterzo, potrete godere del massimo comfort e della massima sicurezza. Gli accessori versatili consentono la personalizzazione, per una mobilità indipendente su qualsiasi terreno!



#ViaggiareInModoIndipendente

Attivate l'acceleratore con un semplice gesto del polso e rotolate senza fatica su marciapiedi, sentieri forestali o pendenze grazie alla ruota da 20" e ai pneumatici larghi.



#PiùVelocità

A seconda dell'equipaggiamento, è possibile raggiungere velocità di 6 km/h, 15 km/h (in opzione con licenza di esercizio individuale) o 24 km/h. In città, fuori strada o su strade private: la scelta è vostra.



#FortePendenza

Capacità di arrampicata fino al 15%. Con la potente trasmissione al mozzo Triride, potrete affrontare anche le pendenze più impegnative. Perfettamente combinata con 5 livelli di supporto e una retromarcia per una maggiore flessibilità.



#DueVoltePiùLontano

Per viaggi brevi o lunghi: fino a 45 km di autonomia con una sola batteria. Con la doppia batteria opzionale, l'autonomia può essere raddoppiata e il collegamento a spina intercambiabile facilita la sostituzione della batteria.



PERSONALIZZATO PER VOI.

Il **WHEEL-E** si adatta perfettamente alle vostre esigenze: Grazie al piantone dello sterzo regolabile in lunghezza, angolo e altezza, è possibile trovare la posizione ideale del manubrio. Anche l'adattatore flessibile può essere regolato in altezza, lunghezza e angolazione, per il massimo comfort e controllo.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Il robusto adattatore centrale o anteriore può essere montato con poche semplici operazioni e non aggiunge quasi alcun peso alla carrozzina.



Controllo della velocità di crociera per viaggi rilassati. Per godere di una velocità costante basta premere un pulsante. Nessuna regolazione, nessuno stress: solo puro piacere di guida.



L'individualità conta. Grazie ad accessori come parafanghi, portapacchi e specchietti retrovisori, il WHEEL-E può essere personalizzato in base alle proprie esigenze, anche per gli utenti con disabilità funzionali.



150 kg sono già possibili di serie. In singoli casi, l'omologazione per pesi di carico superiori può essere possibile con attrezzature speciali. PRO ACTIV verificherà caso per caso.



DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Motore:	Motore al mozzo: Triride I max. 1000 W
Batterie:	Triride 48 V 10,5 Ah 504 Wh autonomia di ca. 25 - 45 km 3,3 kg
Doppia batteria:	Possibile; commutazione tramite dispositivo di riposizionamento sul supporto del cuscinetto di movimento
Peso totale senza adattatore:	da 14,7 kg (senza batteria)
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 150 kg di carico rimorchiato e 10 kg di carico utile
Ingombro:	ab 90-110 x 63 x 62 cm
Dimensioni della ruota motrice:	20"
Velocità sistema di azionamento:	6 km/h (Svizzera: 10 km/h), 15 km/h (consentito solo con licenza individuale di esercizio in Germania in aree pubbliche e nel traffico stradale), 24 km/h (consentito solo su proprietà private in Germania)

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PRO ACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 05/2025
Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.