



## LITTY 4all

### Fauteuil roulant pour des enfants

Poids max. utilisateur 50 kg

Poids à partir de 6,7 kg

A9043100000-\* € 3.830,00

**Date devis:** \_\_\_\_\_

**Date commande:** \_\_\_\_\_

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

#### Adresse du magasin:

N° du client: \_\_\_\_\_  
Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Interlocuteur: \_\_\_\_\_

Adresse de livraison:  **adresse du magasin**  
 **autre adresse**

Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_


#### Nom de l'utilisateur:

Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Date de naissance: \_\_\_\_\_

Adresse de facturation:  **adresse du magasin**  
 **autre adresse**

N° du client: \_\_\_\_\_  
Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Interlocuteur: \_\_\_\_\_

#### Mesures du corps:



Taille: \_\_\_\_\_ cm

Poids: \_\_\_\_\_ kg

Longueur du segment jambier: \_\_\_\_\_ cm

(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: \_\_\_\_\_


Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

# Mesures

## Plaque d'assise et dossier ergonomique vissés sur protégé vêtement

Attention: Veuillez marquer additionnellement les options plaque d'assise et le dossier ergonomique

### Dimensions du fauteuil:



Largeur d'assise **SB**

<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Profondeur d'assise **ST**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Renseignement: Réglage par un trou ovale +/- 2 cm

Hauteur du dossier **RH**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Renseignement: Réglage à l'aide de la grille prédéfinie +/- 2 cm

Longueur des potences **USL**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44					

Sélection de la taille de la roues arrière  
(nécessaire pour les autres dimensions)

<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 22"	<input type="checkbox"/> 24"
------------------------------	------------------------------	------------------------------

Hauteur assise arrière **SHh**

20":	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35
22":	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38
24":	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41

Hauteur assise avant **SHv**

20":	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38
22":	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41
24":	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44

Centre de gravité **KP**

(Avant du tube arrière au centre de l'axe de la roue arrière)

20":	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
22":	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
24":	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9

**H:** Position des fourches avant  
(uniquement pour information)

20":	22":	24":
37	40	43

**I:** Distance bord avant palette jusqu'au dossier

\_\_\_\_\_ cm (Sans votre choix: profondeur d'assise + 15 cm)

Différentes dimensions sont possibles moyennant un supplément

Les tolérances dimensionnelles conformément à la DIN EN ISO 13920 sont valables.

Degré de précision	Jusqu'à 30	De 30 à 120	> 120 jusqu'à 400	> 400 jusqu'à 1000
<b>C</b>	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

## Couleur châssis design unicolore

### Châssis, pièces latérales et système de sièges

Informations sur les designs de couleurs actuels et exemples de photos sur: [www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/)

#### Couleur du châssis: sélection dans la palette de couleurs

La couleur du châssis est indiquée à la commande

A9000100170-000

Brut, sablé, non revêtu

A9000100170-020

Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.

#### Revêtement en poudre

**blanc RAL 9016**

brillant A9000100170-023

mat A9000100170-123 € 42,10

**argent**

brillant A9000100170-011

**anthracite RAL 7016**

brillant A9000100170-001

mat A9000100170-101 € 42,10

**noir RAL 9005**

brillant A9000100170-003

mat A9000100170-019 € 42,10

**orange RAL 2004**

brillant A9000100170-022

mat A9000100170-122 € 42,10

**pink magenta RAL 4010**

brillant A9000100170-037

mat A9000100170-137 € 42,10

**bleu pastel RAL 5024**

brillant A9000100170-036

mat A9000100170-136 € 42,10

**lemon green**

brillant A9000100170-005

mat A9000100170-105 € 42,10

**jaune RAL 1023**

brillant A9000100170-046

mat A9000100170-146 € 42,10

**rouge RAL 3001**

brillant A9000100170-047

mat A9000100170-147 € 42,10

**lagoon blue**

brillant A9000100170-052

mat A9000100170-152 € 42,10

**athletic grey**

brillant A9000100170-050

mat A9000100170-150 € 42,10

**muddy grey**

brillant A9000100170-051

mat A9000100170-151 € 42,10

#### Revêtement en poudre „Dormant“

**noir pailleté argent**

brillant A9000100170-007

**sky blue**

brillant A9000100170-017

**bleu marine**

brillant A9000100170-045

mat A9000100170-145 € 42,10

**electric green**

brillant A9000100170-015

mat A9000100170-115 € 42,10

**violet**

brillant A9000100170-044

**fire red**

brillant A9000100170-018

mat A9000100170-118 € 42,10

## Couleur châssis design unicolore „peinture liquide“

### Châssis, pièces latérales et système de sièges

€ 339,40

**storm (bleu glacier)**

brillant A9000100170-500

mat A9000100170-501

**café**

brillant A9000100170-520

mat A9000100170-521

**prairie (ou rose)**

brillant A9000100170-504

mat A9000100170-505

**pearl (blanc nacré)**

brillant A9000100170-524

mat A9000100170-525

**berry (baies)**

brillant A9000100170-526

mat A9000100170-527

**blue ocean**

brillant A9000100170-522

mat A9000100170-523

**emerald (vert émeraude)**

brillant A9000100170-514

mat A9000100170-515

**mint**

brillant A9000100170-528

mat A9000100170-529

**chili**

brillant A9000100170-516

mat A9000100170-517

## Couleur du châssis design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

- Design bicolore:**  
Se composant d'une couleur du châssis et d'une autre couleur pour les  
tôles latérales resp. pour la plaque d'assise et pour le dossier ergonomique € 260,70  
A9042100170-200

### Couleurs sélectionner ci-dessous:

Revêtement bicolore "LITTY" composé d'une couleur de base sur le cadre avec tube d'essieu et d'un deuxième revêtement de couleur pour les parties latérales et, si souhaité, pour le système d'assise. Choix de nos couleurs design unicolor:

A: Couleur du châssis: A9000100170-

B: Couleur des tôles laterales: A9000100170-

Couleur plaque d'assise et dossier ergonomique:  A ou  B

## Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

### Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

- noir A9000100171-003

### Fourche roue avant et pivot de fourche

- argent A9000100173-011  
 noir A9000100173-003

## Couleur individuelle des pièces rapportées:

### Roue arrière: Jante en aluminium et inlet design

- Couleur du châssis A9000100171-999 € 242,30  
 Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100171-998 € 280,50  
Couleur: \_\_\_\_\_  
A9000100170-

### Roues avant: 5" jante aluminium<sup>1</sup> (3-rayons)

- Couleur du châssis A9000100174-999 € 73,00  
 Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100174-998 € 84,60  
Couleur: \_\_\_\_\_  
A9000100170-

## Couleur individuelle (châssis ou pièces rapportées)

### Couleur du châssis achat individuel au choix les couleurs RAL

- A9000100170-100 € 402,30

### Surface:

- brillant  
 mat

### Nom de la couleur

\_\_\_\_\_

### Numéro RAL

\_\_\_\_\_

**Attention:** Pièces rapportées **pas** en couleur design bicolore

<sup>1</sup> Uniquement en combinaison avec roues avant 5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort“ A9000501210 respectivement A9000501211

## Kits pour élargir la largeur d'assise

### Kit d'évolution LITTY SB + 2 cm

A9043100020 € 172,70

pour élargir la largeur d'assise du LITTY 4all de 2 cm.

### Kit d'évolution LITTY SB + 4 cm

A9043100040 € 189,60

pour élargir la largeur d'assise du LITTY 4all de 4 cm.

## Poignées à pousser

### Poignée à pousser centrale

A9042401085-K

Hauteur réglable.

Support soudé au milieu de la barre du dossier



### Poignée à pousser centrale, poignée réglable en inclinaison

A9042401084-K € 99,60

réglable en hauteur et inclinable dans la partie de la poignée.

Support pour la poignée soudée au milieu du barre de maintien de dossier. Pour un poids max de l'utilisateur de 50 kg.



### Poignée à pousser centrale en aluminium avec zone de poignée pliable

A9042401086-K € 137,80

réglable en hauteur et pliable au niveau de la poignée grâce à une articulation à denture

Support soudé au milieu de la barre transversale du dossier

Homologué jusqu'à 50 kg de poids corporel

Uniquement en combinaison avec

A9042701020 Frein de stationnement à

genouillère pour accompagnateur



### Poignées à pousser déplacées à l'arrière

Longueur: 45 cm  
Hauteur max. = SH arrière + ca. 53 cm  
A9042401075-K001

Longueur: 55 cm  
Hauteur max. = SH arrière + ca. 63 cm  
A9042401075-K002

réglable en hauteur en continu

montage dans la barre de maintien de dossier



### Poignée à pousser central triangulaire, inclinable

A9042401069-K € 378,50

réglable en hauteur en continu

poignée de poussée reculée



### Équipement sans poignées de poussée

A9000401000



## Équipement du dossier

En l'absence d'indication, le „Dossier ergonomique en alu“ est livré.

### Dossier ergonomique en alu

A9042802210-K € 428,70

En couleur du châssis  
(hauteur du dossier min RH 20 cm, l'argeur d'assise min. SB 18 cm)



### Rembourement dossier ergonomique

A9042802220-K € 211,90

Housse:

Noir, respirant, surface ouverte

Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.



### Sans toile de dossier et sans rembourrage de dossier resp. Système de dossier

A9042802011



## Toile d'assise

### Plaque d'assise en alu

A9042801210-K  
en couleur du châssis  
vissée entre les pièces laterales  
réglable en hauteur, en inclinaison et en  
profondeur



## Coussins d'assise



### Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Standard

A9000805180-K\* € 111,90

### Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Standard

A9000800300-K\* € 155,40

#### Epaisseur:

3 cm  5 cm

4 cm  6 cm

### Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Anti-Escarre

Jusqu'à 30x30 cm  
A9000805204-K\* € 290,00

>30x30 Jusqu'à 50x50 cm  
A9000805200-K\* € 422,00

### Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Anti-Escarre

Jusqu'à 30x30 cm  
A9000800311-K\* € 342,80

>30x30 Jusqu'à 50x50 cm  
A9000800310-K\* € 465,90

#### Epaisseur:

4 cm

6 cm

#### Housse:

Noir, respirant, surface ouverte

Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

Coussin d'assise existant

Pour les autres coussins d'assise comme p. ex. "coussin préventif", référez-vous à la fiche séparée:  
PRO ACTIV Systèmed'assise et de dossier

## Carrossage

### Carrossage 11°

A9042202030

## Freins

Si aucune indication n'est fournie, le "freins à pousser standard" est livré.

### Freins à pousser

A9042701010  
poignées des freins fix dans le garde-boue



### Frein à pousser pour l'accompagnateur

A9042701020 € 450,60

Commande depuis la poignée de poussée  
par Câbles Bowden  
Uniquement en combinaison avec système  
de freinage à genouillère et poignées de  
poussée



## Repose pieds

Si aucune indication n'est donnée, la „Palette fixe“ est livrée.

### Palette fixe

A9042601010-K  
réglable en hauteur, en inclinaison et en  
profondeur recouvert d'une feuille antidérapante



### Palette pliable à l'arrière

A9042602010-K € 278,40  
Palette monobloc en aluminium inclus  
recouvert avec une feuille antidérapante



## Adaptations

### Roulette anti-bascule pivotable vers le haut

droite € 201,10  
A9042301160-12\*

gauche € 201,10  
A9042301160-22\*  
amovible par Quickpin



### Roue Outdoor avec fourche dirigeable

A9042900200-K € 821,10  
avec déplacement en ligne droite, détachable  
du fauteuil roulant par une pince de serrage  
rapide, avec roue directrice pivotante 12.1/2 x  
2.1/4" sur pneus à air démontable du tube de  
support par axe enfichable pour une pression  
maximale au sol sur le appareil frontal de  
30 kg



### Roue Outdoor avec fourche fixe

A9042900100-K € 730,60  
convient pour être poussé par un  
accompagnateur, avec roue directrice  
12.1/2 x 2.1/4" sur pneus à air pour une  
pression au sol maximale sur le outil frontal de  
30 kg



## 3" Roues avant

### 3" Roller (80 mm)

A9000501110 € 68,70  
anti-crevaison



## 4" Roues avant

### 4" Roue avant „Standard“ noir

A9000501011-004  
(82 A), anti-crevaison



### 4" Roller (100 mm)

A9000501120 € 68,70  
anti-crevaison



### 4" Roller lumineuse (100 mm)

A9000501220 € 92,00  
anti-crevaison



### 4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

A9000501230 € 206,30  
avec bandage changeable 6 mm en noir,  
anti-crevaison.  
Couleur jante: argent  
incl. distance 5,3 mm en noir



## 5" Roues avant

### 5" Roue avant „Standard“ PU noir

A9000501036-005  
(82A), anti-crevaisson



### 5" Roue avant „Standard“ PU gris

A9000501031-005  
(82A), anti-crevaisson



### 5" Roller lumineuse (125 mm)

A9000501221 € 92,00  
anti-crevaisson



### 5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort“

argent anodisé € 174,60  
A9000501210

noir € 174,60  
A9000501211

avec bandage changeable 6 mm, moyennement dur, anti-crevaisson incl. distance 3 mm en noir



### 5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

A9000501232 € 206,30

avec bandage changeable 6 mm en noir, anti-crevaisson.

Couleur jante: argent incl. distance 5,3 mm en noir



## Fourches des roues avant

Pour les couleurs de la fourches des roues avant voir à la page 4.

Si aucune indication n'est donnée, la "fourche des roues avant standard avec fourch fixe" est livrée.

### Fourches Standard

A9000500100-K001  
Fourche fixe

A9000500100-K002 € 162,50  
Fourche à démontage rapide



### Paire de fourches supplémentaires LITTY

A9000500300-K € 288,10

Fourche à démontage rapide

Article sans roue avant:  
Si vous avez besoin des roues avant, veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique roues avant



## Roues arrière

### Aluminium, Jante simple paroi, 18 rayons, moyeu Slimline noir

rayonnage radial

Inlet en couleur du châssis

Sélectionner la taille de la roue motrice conformément à la page 2

20" (ETRTO 451)  
A9000203053


22" (ETRTO 489)  
A9000203063

24" (ETRTO 540)  
A9000203123



## Mains courantes

x = Mesure de l'écartement



Ecartement:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Ecartement Curve + Gekko:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (11 mm / 10 mm).

### Mains courantes acier inox Ø 20 mm

- Pour Roues 20"  
A9000205010-001
- Pour Roues 22"  
A9000205010-002
- Pour Roues 24"  
A9000205010-004



### Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisé argent

- Pour Roues 24"  
A9000205019-004



### Mains courantes aluminium Ø 16 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

- = surface brillant
- = surface mat

Remarque: un revêtement mat n'est pas recommandé en raison du faible grip.

- Pour Roues 20" A9000205021-001 € 66,30
- Pour Roues 22" A9000205021-002 € 66,30



### Mains courantes aluminium Ø 19 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

- = surface brillant
- = surface mat

Remarque: un revêtement mat n'est pas recommandé en raison du faible grip.

- Pour Roues 20" A9000205020-001 € 66,30
- Pour Roues 22" A9000205020-002 € 66,30
- Pour Roues 24" A9000205020-004 € 66,30



### Aluminium Ø 16 mm polies et anodisées dures

- Pour Roues 20" A9000205031-001 € 160,10
- Pour Roues 22" A9000205031-002 € 160,10



### Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dures

- Pour Roues 20" A9000205030-001 € 160,10
- Pour Roues 22" A9000205030-002 € 160,10
- Pour Roues 24" A9000205030-004 € 160,10



<p><b>Mains courantes titane Ø 19 mm</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" A9000205040-004      <b>€ 325,80</b></p> 	<p><b>Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 20" A9000205100-001      <b>€ 226,00</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 22" A9000205100-002      <b>€ 226,00</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" A9000205100-004      <b>€ 226,00</b></p> <p>Surface sans profil / structure Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm</p> 	<p><b>Mains courantes antidérapantes noires</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 20" A9000205070-001      <b>€ 390,70</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 22" A9000205070-002      <b>€ 390,70</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" A9000205070-004      <b>€ 390,70</b></p> 
<p><b>Mains courantes Cuvette Grip</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 20" A9000205080-001      <b>€ 396,80</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 22" A9000205080-002      <b>€ 396,80</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" A9000205080-004      <b>€ 396,80</b></p> <p>Montées directement sur la jante</p> <p>Remarque: en raison de la complexité de la géométrie, des écarts de concentricité de +/- 2-3 mm sont possibles.</p> 	<p><b>Mains courantes Maxgrepp, revêtement en caoutchouc naturel et cellulaire, douces</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 20" A9000200788      <b>€ 396,80</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 22" A9000200789      <b>€ 396,80</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" A9000200787      <b>€ 396,80</b></p> 	<p><b>Mains courantes Curve anodisé noir, profil ergonomique</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 22" Hauteur 22 mm A9000205130-002      <b>€ 389,10</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" Hauteur 24 mm A9000205130-004      <b>€ 389,10</b></p> 
<p><b>Mains courantes Curve, peinte en couleur, profil ergonomique</b></p> <p><input type="checkbox"/> = couleur de châssis (surface brillante)</p> <p><input type="checkbox"/> = noire (surface brillante)</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" Hauteur 24 mm A9000205135-004      <b>€ 454,00</b></p>  <p>Profilhöhe H: 24mm oder 31mm</p>	<p><b>Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Grip, profil ergonomique</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" Hauteur 24 mm A9000205155-004      <b>€ 505,50</b></p> 	<p><b>Mains courantes Quadro, profil ergonomique</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" A9000205170-004      <b>€ 517,50</b></p> 

<p><b>Gekko anodisé noir</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 22" A9000205175-002      € 501,20</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" A9000205175-004      € 501,20</p> <p>avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil Hauteur du profil 31 mm</p> 	<p><b>Gekko anodisé argent</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" A9000205185-004      € 513,20</p> <p>avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil Hauteur du profil 31 mm</p> 	<p><b>Gekko S anodisé noir</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 22" A9000205195-002      € 501,20</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" A9000205195-004      € 501,20</p> <p>avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil Hauteur du profil 24 mm</p> 
--	--	---

**Sans main courante**

A9000205990

**Flasques**

**Flasques „transparents“**



<p><input type="checkbox"/> Pour Roues 20" A9000206300-001      € 201,10</p>	<p><input type="checkbox"/> Pour Roues 22" A9000206300-002      € 201,10</p>	<p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" A9000206300-004      € 201,10</p>
--	--	--

**Pneus**

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés „Schwalbe RightRun noir“.

<p><b>Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 22x1" (489-25) A9000204001-002</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 24x1" (540-25) A9000204001-004</p> <p>Couleur: noir 7,5 bar</p> 	<p><b>Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 20x1" (451-25) A9000204000-001</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 22x1" (489-25) A9000204000-002</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 24x1" (540-25) A9000204000-004</p> <p>Couleur: gris, paroi noir 7,5 bar</p> 	<p><b>Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaison et bande réflecteur</b></p> <p><input type="checkbox"/> 22x1" (489-25) A9000204030-002      € 47,80</p> <p>Couleur: noir 10 bar</p> 
<p><b>Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaison</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) A9000204030-014      € 47,80</p> <p>Couleur: noir 10 bar</p> 	<p><b>Schwalbe „MarathonPlus“ avec „smart guard“ anti-crevaison</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) A9000204030-004      € 47,80</p> <p>Couleur: gris, paroi noir 10 bar</p> 	

## Accessoires

### Axe à démontage rapide bouton-poussoir plat

A9000200096 € 102,70

longueur de verrouillage: 122/110 mm  
diamètre axe: 12 mm  
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“



### Pompe manuelle avec manomètre

A9000901100 € 103,20  
jusqu'à 14 bar



### Ceinture de sécurité réglable en longueur avec boucle

A9000902100 € 78,30



### Ceinture de sécurité avec longueur réglable et fermeture velcro

A9000902110 € 62,60



### Sac de transport des roues arrière

Pour Roues 24"  
Ø 76 cm x 2 cm  
A9000903530-004 € 75,50



### Table thérapeutique

Largeur 350 mm  
A9000902800-001 € 466,20

plateau de table amovible, en Lexan, transparent, avec lisière front, avec 2 arrêts pour conserver la position, diamètre 25 mm (pour l'adaptation au tube du châssis, diamètre 25 mm)



Pour d'autres accessoires comme p. ex. bikes adaptatifs, guidons etc. veuillez voir les fiches séparées ou visitez notre site Internet [www.proactiv-gmbh.eu/fr](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr)

## Service

### Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.