




PRO[®]ACTIV



SPEEDY F1

PRECISIONE E VELOCITÀ PER OGNI GIOCO.

Con 15 parametri del telaio selezionabili, come l'angolo delle ginocchia, l'arretramento del telaio, l'interasse e la larghezza della gamba in alto e in basso, la **SPEEDY F1** è l'individualista della sua categoria. La robusta geometria del telaio e i tubi maggiorati di alta qualità da 40 mm offrono caratteristiche di guida e manovrabilità eccezionali. La perfetta vestibilità e la distribuzione del peso assicurano che la potenza muscolare venga convertita in modo ottimale in movimento, per manovre precise e impegnative.



SPEEDY F1 4basket

Sperimentate l'elevata capacità di rotazione, la rapidità di reazione e l'accelerazione in un design moderno. I diversi archi anteriori per l'attacco e la difesa, gli archi posteriori e i supporti inclinabili si adattano al vostro stile di gioco e alla vostra posizione.



SPEEDY F1 4tennis

Il telaio da tennis offre una libertà di gioco ottimale grazie alla rigidità torsionale e al comportamento di reazione diretto. L'antiribaltamento inclinabile regolabile in altezza può essere adattato rapidamente alle condizioni del terreno e alle vostre abitudini di gioco.



SPEEDY F1 4badminton


Il telaio da badminton, con stabilizzatori sporgenti e ampio interasse, assicura un posizionamento aggressivo e stabilità. In combinazione con un'ampia campanatura delle ruote, si ottiene un'estrema manovrabilità e un comportamento ottimale in accelerazione.



LA VOSTRA SPEEDY F1 PER PRESTAZIONI SPORTIVE DI ALTO LIVELLO.

La vostra **SPEEDY F1** è personalizzata in base alle vostre esigenze in termini di dimensioni del telaio e di equipaggiamento. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di opzioni, tra cui dettagli specifici come l'attacco alto del corrimano per una trasmissione ottimale della potenza e un'accelerazione elevata.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Per gli utenti con emiplegia o mobilità limitata su un lato del corpo, è disponibile la guida a una mano con anello a doppia impugnatura fino a 12° di campanatura delle ruote (versione monoguida).



Scegliete tra i sistemi antiribaltamento su entrambi i lati o un sistema antiribaltamento centrale per una stabilità ottimale.




Come opzione, è possibile scegliere diversi supporti per i piedi, come "bordato sul davanti" o "a scatola", che offrono un posizionamento sicuro dei piedi.

DATI TECNICI

Larghezza del sedile:	individuale
Profondità del sedile:	individuale
Altezza dello schienale:	individuale
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	individuale
Altezza del sedile posteriore:	individuale
Altezza del sedile anteriore:	individuale
Punto di ribaltamento:	individuale
Peso totale del prodotto:	da 7,8 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PRO ACTIV

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/