



NJ1 électrique Kompaktbike

Poids max. utilisateur 100 kg

- Chassis avec support de fixation de batterie intégré.
- Fourche à démontage rapide via verrouillage excentrique
- Poignées en forme de A avec changement de vitesses et frein
- Dossier inclinable et réglable en continu
- Carrossage de roue 6°
- Frein à disque hydraulique
- Frein supplémentaire V-Brake avec dispositif d'arrêt
- Fanion de sécurité
- Garde boue avant
- Couleur de la fourche: Noir

Moteur Neodrives Z15

„Moteur puissant pour un maximum de force avec écran TFT
et dérailleur Shimano à 11 vitesses“

Couple 12/40 Nm, puissance 250 watts

Taille de la roue: 26"

A9100100011-026 € 8.780,00

☐ Date devis: _____

N° de demande: _____

☐ Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

☐ Adresse de facturation différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

☐ Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____

Nom de famille,
prénom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Couleur du châssis

Vous trouverez de plus amples informations concernant le choix de couleur actuel ainsi que des exemples sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php

blanc RAL 9016

- ☐ brillant A9000100170-023
☐ mat A9000100170-123 € 43,40

argent brillant

- ☐ brillant A9000100170-011

anthracite RAL 7016

- ☐ brillant A9000100170-001
☐ mat A9000100170-101 € 43,40

noir RAL 9005

- ☐ brillant A9000100170-003
☐ mat A9000100170-019 € 43,40

noir intense avec effets argentés

- ☐ brillant A9000100170-007

orange pur RAL 2004

- ☐ brillant A9000100170-022

fire red

- ☐ brillant A9000100170-018
☐ mat A9000100170-118 € 43,40

pink magenta RAL 4010

- ☐ brillant A9000100170-037
☐ mat A9000100170-137 € 43,40

sky blue

- ☐ brillant A9000100170-017

bleu pastel RAL 5024

- ☐ brillant A9000100170-036
☐ mat A9000100170-136 € 43,40

bleu marine

- ☐ brillant A9000100170-045
☐ mat A9000100170-145 € 43,40

electric green

- ☐ brillant A9000100170-015
☐ mat A9000100170-115 € 43,40

lemon green

- ☐ brillant A9000100170-005
☐ mat A9000100170-105 € 43,40

violet

- ☐ brillant A9000100170-044

revêtement transparent sablé

- ☐ brillant A9000100170-029

jaune RAL 1023

- ☐ brillant A9000100170-046
☐ mat A9000100170-146 € 43,40

rouge RAL 3001

- ☐ brillant A9000100170-047
☐ mat A9000100170-147 € 43,40

lagoon blue

- ☐ brillant A9000100170-052
☐ mat A9000100170-152 € 43,40

athletic grey RAL 7046

- ☐ brillant A9000100170-050
☐ mat A9000100170-150 € 43,40

muddy grey RAL 7033

- ☐ brillant A9000100170-051
☐ mat A9000100170-151 € 43,40

peach RAL 3022

- ☐ brillant A9000100170-038
☐ mat A9000100170-138 € 43,40

Batterie Neodrives

Les valeurs indiquées dépendent du profil de route, du poids de l'utilisateur et de sa vitesse.

Batterie neodrives DT

36V 16Ah 576Wh
 autonomie env. 75 km

- ☐ A9100900109



2 batteries neodrives DT

36V 16Ah 576Wh
 autonomie env. 150 km

- ☐ A9100900110 € 1.412,40

Dispositif de connexion pour changer facilement les batteries grâce à la fiche magnétique

Dérailleur

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

- ☐ A9110200032
 Dérailleur mécanique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents
☐ 38 dents



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

- ☐ A9110200034 € 192,20

Dérailleur mécanique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents
☐ 38 dents

Shimano Deore XT 1x11 Di2 commande par bouton-poussoir dérailleur à 11 vitesses

- ☐ A9110200035 € 1.486,10

Dérailleur électronique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Montage: à droite ☐ à gauche ☐

Si aucune indication n'est donnée, la commande „droite“ est livrée.

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents
☐ 38 dents



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
passage des vitesses au menton
dérailleur à 11-vitesses**

☐ A9110200033 € 1.631,10

Dérailleur électronique avec commande au menton (équipement Tetra).
Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

☐ 32 dents

☐ 38 dents



Accessoires pour dérailleur

**Mountaindrive 2,5 : 1
assistance en pente**

☐ A9100200003 € 797,40

Engrenage planétaire pour doubler les vitesses.
Permet d'enclencher la réduction en côte à l'arrêt.
De série avec plateau à 38 dents.
Uniquement en combinaison avec une largeur de poignée de 40 cm, 45 cm, 48 cm et 53 cm.



Système de frein

Frein à disque efficace, disque de freinage Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Recommandé à partir d'un poids de 80 kg
Pas nécessaire, si vous choisissez des freins à disque hydrauliques à rétropédalage



**Deuxième système de freinage indépendant „Magura“
disque de frein Ø 203 mm**

☐ A9100300100 € 233,30

Option qui remplace le frein Shimano V-Brake.
Seulement en combinaison avec le frein à disque efficace.
Recommandé à partir de 100 kg de poids corpore.

Frein à disque à rétropédalage mécanique avec fonction de dégagement de la manivelle

☐ A9110300004 € 738,40

Compatible avec dérailleur et moyeu à roue libre. En combinaison avec:
- écartement des manivelles de 45 cm jusqu'à 55 cm
- longueur des manivelles 155 ou 175 mm, jusqu'au poids max. de l'utilisateur de 120 kg
Non-compatible avec assistance en pente Mountaindrive 2,5 : 1

Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Manivelle Standard

- ☐ Ecartement 40 cm
A9110500100-040
- ☐ Ecartement 45 cm
A9110500100-045
- ☐ Ecartement 50 cm
A9110500100-050

Manivelle Tetra (élargi a l'extérieur) avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum pour le torse

- ☐ Ecartement 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- ☐ Ecartement 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- ☐ Ecartement 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Manivelle Standard

- ☐ Longueur 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Longueur 175 mm
A9110600100-175
- ☐ Longueur 195 mm
A9110600100-195



Manivelle Tetra


- ☐ Longueur 155 mm € 136,10
A9100600105-155
- ☐ Longueur 175 mm € 136,10
A9100600105-175
- ☐ Longueur individuelle
140 mm jusqu'à 195 mm € 258,70
A9100600100



Manivelles fixe

(Faible disponibilité – uniquement jusqu'à
épuisement des stocks. Alternativement:
manivelles réglable)

- ☐ S (X/Y 67/153)
A9100501100-003
- ☐ M (X/Y 90/250)
A9100501100-001



Manivelles réglables

Réglable en angle via un point de pivotement
fixé au pont de fourche et en longueur.

Pour le pré-réglage, veuillez indiquer la taille du
support de pédalier qui se rapproche le plus de
la position souhaitée

- ☐ S (180 mm) € 232,10
A9100500001-002
- ☐ M (240 mm) € 232,10
A9100500001-003

Remarque: sans indication, la tige de pédalier
réglable est livrée en taille S.



Repose-pieds

Repose-pieds séparé

- ☐ A9100100008
Montage sur la fourche
pour des jambes courtes
Seulement recommandé jusqu'à une taille de
165 cm



Repose-pieds monobloc



- ☐ A9100100009
Adaptation à la fourche



Butée de pieds pour repose-pieds

- ☐ A9100100012 € 91,20



Support de cuisses ☐ A9100100013 € 215,10 		
Equipement du dossier		
Dossier avec tôle aluminium et mousse de dossier ☐ A9100800002 Housse: noire, respirante, surface ouvert	Toile de dossier Body Contour ☐ A9100800010 € 92,40 avec Rembourrage en mousse 3 cm Housse: noire, respirante, surface ouvert 	
Châssis		
Châssis-Geometrie ☐ Longueur 116 cm SB env. 39 cm A9100100000-005 ☐ Longueur 116 cm SB env. 43 cm A9100100000-006 € 204,60	☐ Version Heavy Duty Poids de l'utilisateur max. 120 kg A9100800013 € 425,60 (Recommandé pour une utilisation tout-terrain) Nécessaire en plus de A9100100000*.	
Toile d'assise		
Toile d'assise système de sangle ouvert Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm ☐ A9100801010-002	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm ☐ A9100801010-003	
Toile d'assise Body Contour Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm ☐ A9100801025-002	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm ☐ A9100801025-003	
Coussin		
Coussin Standard Housse: noire, respirante, surface ouvert Epaisseur: 4 cm Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm ☐ A9100000190-002 € 115,00	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm ☐ A9100000190-003 € 115,00	
Coussin avec soutien de cuisses Housse: noire, respirante, surface ouvert Epaisseur: 4 cm seulement possible avec support de cuisses Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm ☐ A9100800103-002 € 207,50	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm ☐ A9100800103-003 € 207,50	

Pneus

26x1,5" Schwalbe „Marathon“

☒ A9100105100
(ETRTO 559-40)
Pneu randonnée



26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

☐ A9100105140 € 71,10
(ETRTO 559-50)
Pneu randonnée



26x2,1" Schwalbe „Smart Sam“

☐ A9100105150 € 74,60
(ETRTO 559-54)



Accessoires

Garde-boue démontable

☐ A9100502100 € 58,10



Barre arrière anti-contact fixée sur tube support d'axe

☐ A9100800100 € 218,10



Appui-tête

☐ A9100800150 € 261,00
réglable en hauteur, réglable en angle



Fixation du pelvis

☐ A9100800200 € 121,70




Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (compteur, éclairage, etc.)

☐ A9110903271 Pièce à € 23,20
Couleur: anodisé naturel
____ Pièces



Kit d'éclairage SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90
composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB. Kit d'éclairage homologué StVZO



Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Appui de main sur les poignées

☐ A9110601200 € 102,80
rembourré, vissé, angle réglable.
Non compatible avec d'autres poignées



Support de main tetra, pivotable, écartement réglable

☐ A9110601101 € 169,40



Support revers de la main tetra, pivotable, profondeur réglable

☐ A9110601102 € 191,60

Support extérieur très rigide en tube rond Ø 20 mm avec revêtement en caoutchouc mousse.



Poignées tétra en demi-cercle

☐ A9110601100 € 172,40



Satellite de commande monté sur la poignée

Montage: à droite ☐ à gauche ☐
avec câble de support existante (placée le long d'une conduite de frein)
☐ A9116200000 € 103,10
sans câble de support (une ligne supplémentaire est nécessaire)
☐ A9116200001 € 146,20

Service

Conseil technique et prise de mesure
par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike / de
l'appareil de traction par PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 7 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande NJ1 électrique Kompaktbike Rev. 06 FR