

Realizzazione personalizzata su richiesta del cliente - Modello „SPEEDY A1“

Struttura del telaio

Telaio Heavy Duty A1-4 fino a 150 kg di peso corporeo

☐ A9010100091 € 478,10

o SB da 51 cm a 58 cm:

- Tubo sedile con tubo interno di rinforzo aggiuntivo
- Tubo trasversale di rinforzo inferiore aggiuntivo del telaio
- Tubi di rinforzo diagonali aggiuntivi del telaio al tubo trasversale posteriore inferiore
- Rinforzo del tubo dello schienale
- Perno di bloccaggio dello schienale in acciaio inossidabile
- Spessore lamiera laterale 3 mm in alluminio
- Piastra ruota motrice rinforzata a 2 fessure, spessore 12 mm

Nota:

Selezionare la forcella „Heavy Duty“ sotto la voce.

Telaio Heavy Duty A1-4 da 151 kg di peso corporeo

☐ A9010100092 € 943,40

secondo specifiche individuali,
SB ____ cm

- Tubo sedile con tubo interno di rinforzo aggiuntivo
- Tubi trasversali di rinforzo aggiuntivi del telaio
- Tubi di rinforzo diagonali aggiuntivi del telaio al tubo trasversale posteriore inferiore e al tubo sedile
- Piastra ruota motrice rinforzata a 2 fessure, spessore 12 mm
- Rinforzo interno del tubo dello schienale
- Perna di bloccaggio dello schienale in acciaio inossidabile
- Maniglie di spinta in acciaio inossidabile
- Spessore lamiera laterale 3 mm in alluminio
- Poggiapiedi o staffa poggiapiedi continua, versione rinforzata
- Cilindretto del freno a leva in acciaio inossidabile

Nota:

Selezionare la forcella „Heavy Duty“ sotto la voce.

Telaio

Geometria personalizzata del telaio Forma abdotta

☐ A9010100305 € 1.281,00

Telaio prolungato su ciascun lato di quanto specificato

☐ 2,5 cm ☐ 3,5 cm

Realizzazione personalizzata su misura del cliente Lunghezza del telaio (deve essere verificato individualmente)

☐ A9010100070 € 416,00

Lunghezza telaio fino alla curva del
Telaio ____ cm (per ST ____ cm)

Realizzazione personalizzata per il cliente Altezza del telaio (deve essere verificato individualmente)

☐ A9010100110 € 382,60

Altezza del telaio: ____ cm

Angolo alle ginocchia

Angolo alle ginocchia personalizzato

☐ A9000100050-003 € 534,50

☐ 90° ☐ 100° ☐ 110° ☐ 115°

Servizi

Consulenza e adattamento da parte di PRO ACTIV in base alle esigenze individuali dei clienti

☐ A9990000017 € 612,00

Requisiti aggiuntivi