



PROACTIV®



PROVATE LA MOBILITÀ
SENZA COMPROMESSI.

SPEEDY F2

La SPEEDY F2 è la vostra carrozzina a telaio rigido personalizzata, con telaio saldato per una maneggevolezza imbattibile su superfici piane o irregolari. Ogni telaio è personalizzato in base alle vostre misure e ai vostri desideri, perfetto per gli utenti esperti di sedie a rotelle. È possibile selezionare 14 parametri del telaio, come l'angolo delle ginocchia, l'arretramento del telaio, l'interasse e la larghezza della parte inferiore delle gambe in alto e in basso. SPEEDY F2 è incredibilmente versatile grazie alle opzioni di personalizzazione del telaio, alle diverse versioni di schienale e all'ampia gamma di opzioni.



#ConcezioneLibera

Compagna di tutti i giorni e carrozzina sportiva in uno. Che si tratti di danza, parapendio, tennis, crossfit o tennis da tavolo di livello mondiale, la SPEEDY F2 può essere adattata in modo flessibile alle vostre attività.



#Individualità

Le dimensioni sono così flessibili che il telaio può essere progettato per persone di bassa statura, ma anche per persone alte più di 2 metri o con amputazioni alle gambe.



#Affidabilità

La SPEEDY F2 convince grazie a un telaio stabile e resistente che garantisce la massima mobilità ed è compatibile con vari accessori e adattamenti.



#Autonomia

La SPEEDY F2 è facile da trasportare grazie allo schienale facilmente ripiegabile e alla rimozione dei componenti senza attrezzi.



LA PERFEZIONE IN OGNI DETTAGLIO.

La vostra **SPEEDY F2** è personalizzata in base alle vostre esigenze. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di opzioni: dalle dimensioni del telaio, alle pedane, ai freni e alle maniglie di spinta, ai sistemi di schienale e di seduta, alle protezioni per i vestiti, ai braccioli e alle ruote motrici e piroettanti. La vostra carrozzina, la vostra decisione.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Lo schienale regolabile in 7 posizioni e pieghevole offre la massima flessibilità per una posizione di seduta ideale.



Trasformate la vostra sedia a rotelle in un attrezzo sportivo in un batter d'occhio, grazie al supporto di inclinazione centrale che può essere rimosso senza attrezzi.



È possibile scegliere tra un'estensione del passo saldata in modo permanente o rimovibile per una maggiore trazione con una handbike o un dispositivo di traino.



Grazie all'equipaggiamento pesante, la **SPEEDY F2** è progettato per carichi estremi ed è adatto a un peso dell'utente fino a 200 kg.



DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Larghezza del sedile:	25 - 55 cm (con intervalli di 1 cm)
Profondità del sedile:	23 - 55 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza dello schienale:	20 - 60 cm (con intervalli di 1 cm)
Lunghezza della parte inferiore della gamba:	> 20 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile posteriore:	35 - 50 cm (con intervalli di 1 cm)
Altezza del sedile anteriore:	36 - 58 cm (con intervalli di 1 cm)
Punto di ribaltamento:	-5 - 17 cm (con intervalli di 1 cm)
Peso totale del prodotto:	da 8,5 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 120 kg
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 200 kg Dimensioni personalizzate su richiesta

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 09/2024

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.