



Date devis: _____

N° de demande: _____

Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

Adresse de facturation différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____

Nom de famille,
prénom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

NJ1 électrique Kompaktbike

Poids max. utilisateur 100 kg

- Chassis avec support de fixation de batterie intégré.
- Fourche à démontage rapide via verrouillage excentrique
- Poignées en forme de A avec changement de vitesses et frein
- Dossier inclinable et réglable en continu
- Carrossage de roue 6°
- Frein à disque hydraulique
- Frein supplémentaire V-Brake avec dispositif d'arrêt
- Fanion de sécurité
- Garde boue avant
- Couleur de la fourche: Noir

Moteur Neodrives Z15

„Moteur puissant pour un maximum de force avec écran TFT
et dérailleur Shimano à 11 vitesses“

Couple 12/40 Nm, puissance 250 watts

Taille de la roue: 26"

A9100100011-026 € 8.780,00

>> Disponibilité prévue à partir d'août 2026 <<

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Couleur du châssis

Vous trouverez de plus amples informations concernant le choix de couleur actuel ainsi que des exemples sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php

blanc RAL 9016

- brillant A9000100170-023
 mat A9000100170-123 € 43,40

argent brillant

- brillant A9000100170-011

anthracite RAL 7016

- brillant A9000100170-001
 mat A9000100170-101 € 43,40

noir RAL 9005

- brillant A9000100170-003
 mat A9000100170-019 € 43,40

noir intense avec effets argentés

- brillant A9000100170-007

orange pur RAL 2004

- brillant A9000100170-022

fire red

- brillant A9000100170-018
 mat A9000100170-118 € 43,40

pink magenta RAL 4010

- brillant A9000100170-037
 mat A9000100170-137 € 43,40

sky blue

- brillant A9000100170-017

bleu pastel RAL 5024

- brillant A9000100170-036
 mat A9000100170-136 € 43,40

bleu marine

- brillant A9000100170-045
 mat A9000100170-145 € 43,40

electric green

- brillant A9000100170-015
 mat A9000100170-115 € 43,40

lemon green

- brillant A9000100170-005
 mat A9000100170-105 € 43,40

violet

- brillant A9000100170-044

revêtement transparent sablé

- brillant A9000100170-029

jaune RAL 1023

- brillant A9000100170-046
 mat A9000100170-146 € 43,40

rouge RAL 3001

- brillant A9000100170-047
 mat A9000100170-147 € 43,40

lagoon blue

- brillant A9000100170-052
 mat A9000100170-152 € 43,40

athletic grey RAL 7046

- brillant A9000100170-050
 mat A9000100170-150 € 43,40

muddy grey RAL 7033

- brillant A9000100170-051
 mat A9000100170-151 € 43,40

peach RAL 3022

- brillant A9000100170-038
 mat A9000100170-138 € 43,40

Batterie Neodrives

Les valeurs indiquées dépendent du profil de route, du poids de l'utilisateur et de sa vitesse.

Batterie neodrives DT

36V 16Ah 576Wh
 autonomie env. 75 km

- A9100900109



2 batteries neodrives DT

36V 16Ah 576Wh
 autonomie env. 150 km

- A9100900110 € 1.412,40

Dispositif de connexion pour changer facilement les batteries grâce à la fiche magnétique

Dérailleur

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

- A9110200032
 Dérailleur mécanique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- 32 dents
 38 dents



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

- A9110200034 € 192,20
 Dérailleur mécanique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- 32 dents
 38 dents

Shimano Deore XT 1x11 DI2 commande par bouton-poussoir dérailleur à 11 vitesses

- A9110200035 € 1.486,10
 Dérailleur électronique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Montage: à droite à gauche

Si aucune indication n'est donnée, la commande „droite“ est livrée.

Sélection de plateaux:

- 32 dents
 38 dents



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
passage des vitesses au menton
dérailleur à 11-vitesses**

A9110200033 € 1.631,10

Dérailleur électronique avec commande au menton (équipement Tetra).
Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

32 dents

38 dents



Accessoires pour dérailleur

**Mountaindrive 2,5 : 1
assistance en pente**

A9100200003 € 797,40

Engrenage planétaire pour doubler les vitesses.

Permet d'enclencher la réduction en côte à l'arrêt.

De série avec plateau à 38 dents.

Uniquement en combinaison avec une largeur de poignée de 40 cm, 45 cm, 48 cm et 53 cm.



Système de frein

Frein à disque efficace, disque de freinage Ø 203 mm

A9110300105 € 83,10

Recommandé à partir d'un poids de 80 kg
Pas nécessaire, si vous choisissez des freins à disque hydrauliques à rétropédalage



**Deuxième système de freinage indépendant „Magura“
disque de frein Ø 203 mm**

A9100300100 € 233,30

Option qui remplace le frein Shimano V-Brake.
Seulement en combinaison avec le frein à disque efficace.

Recommandé à partir de 100 kg de poids corpore.

Frein à disque à rétropédalage mécanique avec fonction de dégagement de la manivelle

A9110300004 € 738,40

Compatible avec dérailleur et moyeu à roue libre. En combinaison avec:
- écartement des manivelles de 45 cm jusqu'à 55 cm
- longueur des manivelles 155 ou 175 mm, jusqu'au poids max. de l'utilisateur de 120 kg
Non-compatible avec assistance en pente Mountaindrive 2,5 : 1

Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Manivelle Standard

- Ecartement 40 cm
A9110500100-040
- Ecartement 45 cm
A9110500100-045
- Ecartement 50 cm
A9110500100-050

Manivelle Tetra (élargi a l'extérieur) avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum pour le torse

- Ecartement 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Ecartement 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- Ecartement 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Manivelle Standard

- Longueur 155 mm
A9110600100-155
- Longueur 175 mm
A9110600100-175
- Longueur 195 mm
A9110600100-195



Manivelle Tetra


- Longueur 155 mm € 136,10
A9100600105-155
- Longueur 175 mm € 136,10
A9100600105-175
- Longueur individuelle
140 mm jusqu'à 195 mm € 258,70
A9100600100



Manivelles fixe

(Faible disponibilité – uniquement jusqu'à
épuisement des stocks. Alternativement:
manivelles réglable)

- S (X/Y 67/153)
A9100501100-003
- M (X/Y 90/250)
A9100501100-001



Manivelles réglables

Réglable en angle via un point de pivotement
fixé au pont de fourche et en longueur.

Pour le pré-réglage, veuillez indiquer la taille du
support de pédalier qui se rapproche le plus de
la position souhaitée

- S (180 mm) € 232,10
A9100500001-002
- M (240 mm) € 232,10
A9100500001-003

Remarque: sans indication, la tige de pédalier
réglable est livrée en taille S.



Repose-pieds

Repose-pieds séparé

- A9100100008
Montage sur la fourche
pour des jambes courtes
Seulement recommandé jusqu'à une taille de
165 cm



Repose-pieds monobloc


- A9100100009
Adaptation à la fourche



Butée de pieds pour repose-pieds


- A9100100012 € 91,20





Support de cuisses <input type="checkbox"/> A9100100013 € 215,10 	
---	--

Equipement du dossier		
Dossier avec tôle aluminium et mousse de dossier <input type="checkbox"/> A9100800002 Housse: noire, respirante, surface ouvert	Toile de dossier Body Contour <input type="checkbox"/> A9100800010 € 92,40 avec Rembourrage en mousse 3 cm Housse: noire, respirante, surface ouvert 	

Châssis		
Châssis-Geometrie <input type="checkbox"/> Longueur 116 cm SB env. 39 cm A9100100000-005 <input type="checkbox"/> Longueur 116 cm SB env. 43 cm A9100100000-006 € 204,60	<input type="checkbox"/> Version Heavy Duty Poids de l'utilisateur max. 120 kg A9100800013 (Recommandé pour une utilisation tout-terrain) Nécessaire en plus de A9100100000*. € 425,60	

Toile d'assise		
Toile d'assise système de sangle ouvert Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100801010-002	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100801010-003	

Toile d'assise Body Contour Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100801025-002	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100801025-003	
---	---	---

Coussin		
Coussin Standard Housse: noire, respirante, surface ouvert Epaisseur: 4 cm Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100000190-002 € 115,00	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100000190-003 € 115,00	

Coussin avec soutien de cuisses Housse: noire, respirante, surface ouvert Epaisseur: 4 cm seulement possible avec support de cuisses Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100800103-002 € 207,50	Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100800103-003 € 207,50	
---	---	---

Pneus

26x1,5" Schwalbe „Marathon“

A9100105100
(ETRTO 559-40)
Pneu randonnée



26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

A9100105140 € 71,10
(ETRTO 559-50)
Pneu randonnée



26x2,1" Schwalbe „Smart Sam“

A9100105150 € 74,60
(ETRTO 559-54)



Accessoires

Garde-boue démontable

A9100502100 € 58,10



Barre arrière anti-contact fixée sur tube support d'axe

A9100800100 € 218,10



Appui-tête

A9100800150 € 261,00
réglable en hauteur, réglable en angle



Fixation du pelvis

A9100800200 € 121,70



Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (compteur, éclairage, etc.)

A9110903271 Pièce à € 23,20

Couleur: anodisé naturel


____ Pièces



Kit d'éclairage SIGMA

A9120900019 € 123,90

composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB. Kit d'éclairage homologué StVZO



Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Appui de main sur les poignées

A9110601200 € 102,80

rembourré, vissé, angle réglable.
Non compatible avec d'autres poignées



Support de main tetra, pivotable, écartement réglable

A9110601101 € 169,40



Support revers de la main tetra, pivotable, profondeur réglable

A9110601102 € 191,60

Support extérieur très rigide en tube rond Ø 20 mm avec revêtement en caoutchouc mousse.



Poignées tétra en demi-cercle

A9110601100 € 172,40



Satellite de commande monté sur la poignée

Montage: à droite à gauche

avec câble de support existante (placée le long d'une conduite de frein)

A9116200000 € 103,10

sans câble de support (une ligne supplémentaire est nécessaire)

A9116200001 € 146,20

Service

Conseil technique et prise de mesure
par PRO ACTIV

A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike / de
l'appareil de traction par PRO ACTIV

A9990000011 € 354,50

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 7 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus = compris dans le prix standard

= Option

Bon de commande NJ1 électrique Kompaktbike Rev. 06 FR