



PROACTIV®



COMPATTO E LEGGERO PER UNA MAGGIORE MOBILITÀ

Il **bike adattivo SPIKE** è la soluzione ideale per bambini, adolescenti e adulti che cercano un bike leggero e compatto. Grazie alle sue sequenze di movimento ergonomiche, permette di godersi viaggi più lunghi senza dover fare a meno della propria sedia a rotelle. Grazie alla ruota motrice più grande, supera con facilità ostacoli e superfici irregolari, mentre il sistema di frenata garantisce la sicurezza sulle pendenze. Con un peso di 7,3 kg, un cambio al mozzo di alta qualità e un raggio di sterzata ridotto, è perfetto per i vicoli stretti, le corse a scuola o al lavoro e le gite in città.

SPIKE



#CompattoManovrabileSemplice

Il bike adattivo SPIKE convince per le sue caratteristiche semplici e dimensioni compatte. È perfetto per bambini, adolescenti e adulti che cercano un bike leggero per gite in città, pendolarismo verso il lavoro o la scuola.



#LeggeroETrasportabile

Con un peso di 7,3 kg e un ingombro di soli 98 x 43 x 50,8 cm, SPIKE è particolarmente facile da trasportare e si adatta facilmente all'auto.



#FlessibilePersonalizzabile

Grazie alle versatili opzioni di regolazione del supporto del movimento centrale e all'adattatore rimovibile per il telaio, lo SPIKE cresce con le vostre esigenze.



#FacilitàD'uso

Il pratico cavalletto di parcheggio facilita l'aggancio e lo sgancio e garantisce un parcheggio sicuro. Può essere ripiegato per risparmiare spazio durante gli spostamenti.



PERFETTAMENTE ADATTATO – PER OGNI VIAGGIO.

Il **bike adattivo SPIKE** offre opzioni di configurazioni versatili per il massimo comfort e sicurezza. La funzione grow-along, le varie marce e i freni efficaci garantiscono un'esperienza di guida perfetta. Grazie al suo design compatto e alla sua maneggevolezza, è ideale per l'uso quotidiano e il tempo libero.

OPZIONI SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



Adattamento affidabile e maneggevolezza. Lo SPIKE si fissa rapidamente alla carrozzina utilizzando l'adattatore centrale o anteriore. Il pratico supporto di parcheggio facilita inoltre l'aggancio e lo sgancio.



Ergonomia perfetta per il massimo comfort. Le ampiezze delle impugnature e le lunghezze delle pedivelle, nonché il supporto del movimento centrale regolabile, rendono lo SPIKE il vostro compagno ideale.



Freni efficaci. Il freno integrato nel mozzo garantisce un funzionamento semplice e intuitivo. Inoltre, un freno a cerchione di alta qualità fornisce una potenza frenante affidabile.



Le numerose opzioni di configurazione e l'ampia gamma di accessori consentono di personalizzare l'equipaggiamento, per un puro piacere di guida.

DATI TECNICI

Tipo di motorizzazione:	Manuale con cambio marce o monomarcia
Caratteristiche:	Leggera compatta semplice utilizzata come bicicletta per bambini e ragazzi o come bicicletta leggera per adulti
Peso totale senza adattatore:	da 7,3 kg
Ingombro:	da 98 x 43 x 50,8 cm
Dimensioni della ruota motrice:	16" 20"
Peso massimo dell'utilizzatore:	fino a 75 kg di carico rimorchiato e 5 kg di carico utile
Cambi:	Cambio a deragliatore o al mozzo con funzionamento sull'impugnatura cambio al movimento centrale
Freni:	Freno a disco freno sul cerchione freno a contropedale (con ingranaggi al mozzo)

Dati soggetti a modifiche del progetto.

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 05/2025

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.