



## FOURCHE À ROUTE TOUT CHEMAIN

Aide à la direction et à la poussée

### REVIVRE LA MOBILITÉ

Avec la **fourche à roue tout chemin**, ton fauteuil roulant devient tout-terrain et maîtrise sans peine les pavés, les chemins de gravier et les sentiers forestiers. La roue plus grande de 12" surmonte plus facilement les inégalités, car les petites roues pivotantes sont soulevées du sol. Grâce à la pince de serrage rapide ou à la plaque de verrouillage, le montage se fait sans outil. L'adaptateur de roue est disponible en deux variantes: la version avec fourche de direction offre une roue pivotante à 360° pour une maniabilité maximale et peut être bloquée en un tour de main pour une marche en ligne droite – idéal pour des manœuvres flexibles. La version avec fourche fixe assure une stabilité directionnelle optimale et est parfaite pour les longs trajets ainsi que pour les vitesses plus élevées. Elle est particulièrement adaptée aux accompagnateurs qui poussent le fauteuil roulant ou qui font du jogging avec des enfants.



#### #ChampionDeTerrain

Avec la fourche à roue tout chemin, ton fauteuil roulant devient un expert du tout-terrain ! Qu'il s'agisse de pavés, de gravier ou de chemins forestiers, la roue de 12", plus grande, vient à bout de toutes les irrégularités.



#### #MontéSansOutils

Grâce à la pince de serrage rapide ou à la plaque de verrouillage, la fourche à roue tout chemin est accouplée en quelques secondes – sans aucun outil. Il suffit de l'enclencher et de partir !



#### #FlexibleEnRoute

Avec la fourche de direction, tu as un contrôle total : la roue pivote à 360° et peut être bloquée en un tour de main. Parfait pour manœuvrer avec agilité ou pour aller tout droit en poussant.



#### #StabilitéDeLaTrajectoire

La fourche rigide assure une stabilité directionnelle optimale – idéale pour les longs trajets en ligne droite. Pas de flottement, pas d'efforts inutiles – une conduite détendue, tout simplement.



## UNE MANIPULATION SIMPLE ET UNE LARGE COMPATIBILITÉ.

L'adaptation et le désaccouplement rapides de **la fourche à roue tout chemin** se font sans outil. Compatible avec les fauteuils roulants PRO ACTIV à cadre rigide, à cadre pliant ainsi que les fauteuils roulants pour enfants et adolescents.

### OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



► VIDÉO



Pour l'attelage, l'adaptateur de roue est fixé, selon la variante, par une pince de serrage ou une plaque de verrouillage. Dans les deux cas : attelage et dételage rapides en quelques gestes.



Le blocage en ligne droite de la fourche de direction s'enclenche ou se déenclenche facilement en un tour de main.



La fourche à roue tout chemin se démonte rapidement en deux parties. La roue pivotante est reliée au guidon par un axe enfichable et peut être retirée en un tour de main – idéal pour le transport et un rangement peu encombrant.

## DONNÉES TECHNIQUES

Données sous réserve de modifications techniques.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Particularités :                 | Pour surmonter les parcours accidentés   avec fourche rigide ou fourche de direction  |
| Poids total sans adaptateur :    | Fixe à partir de 3,4 kg   avec fourche de direction à partir de 3,6 kg (barre adaptatrice incluse, aucun adaptateur central ou frontal requis)                  |
| Dimensions de transport :        | à partir de 101,5 x 12,5 x 44 cm (avec pince de serrage rapide)<br>à partir de 101,5 x 18,0 x 56 cm (avec plaque de verrouillage)                               |
| Dimensions possibles des roues : | 12"   |
| Poids de charge max. standard :  | jusqu'à 120 kg de poids tracté  |
| Stabilité directionnelle :       | Sur fourche fixe : La fourche est fixée en marche tout droit.<br>Sur fourche de direction : La roue peut être orientée de 360° et bloquée en marche tout droit. |
| Adaptation :                     | Adaptation par un levier de serrage rapide ou une plaque de verrouillage sur le tube support, sans outillage  |

### SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

[www.proactiv-gmbh.eu/fr/](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr/)