



**Date devis:** \_\_\_\_\_

**Date commande:** \_\_\_\_\_

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

## Entraînement à double main courante

Poids de l'utilisateur max. 120 kg

### Adresse du magasin:

N° du client: \_\_\_\_\_  
Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/ Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Interlocuteur: \_\_\_\_\_

Adresse de facturation:  **adresse du magasin**

**autre adresse**

N° du client: \_\_\_\_\_  
Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/ Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Interlocuteur: \_\_\_\_\_

Adresse de livraison:  **adresse du magasin**

**autre adresse**


Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/ Lieu: \_\_\_\_\_

### Nom de l'utilisateur:

Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/ Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Date de Naissance: \_\_\_\_\_  
Aspect de la maladie: \_\_\_\_\_

## Montage pour un nouveau fauteuil roulant

Attention: Les pièces rapportées sont disponibles que en noir



Carrossage: 1°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12° pour TRAVELER, SPEEDY A1 / A2, BUDDY classic / 4all  
Carrossage: 2° pour SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo, SPEEDY 4teen

<b>TRAVELER</b> Cardan amovible inclu.	<b>SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / SPEEDY 4teen</b>	<b>SPEEDY A1 / A2 / BUDDY classic / BUDDY 4all</b>
<input type="checkbox"/> A9030208010* € 1.391,50	<input type="checkbox"/> A9016208010* € 1.225,90	<input type="checkbox"/> A9010208010* € 1.225,90

Montage:  à droite  à gauche

## Pour un montage ultérieur

### Set montage ultér. pour fauteuil roulant PRO ACTIV

Mains courantes en acier, pneus haute pression ou crantés haute pression inclus.  
D'autres choix sont possibles moyennant un supplément (voir fiche prise de mesure de nos fauteuils).

<input type="checkbox"/> pour SPEEDY A1 / A2	pour TRAVELER Cardan amovible inclu	pour BUDDY 4all
<input type="checkbox"/> pour BUDDY classic	<input type="checkbox"/> E8000208200 € 2.225,30	<input type="checkbox"/> E8000208100 € 1.942,80
<input type="checkbox"/> E8000208100 € 1.942,80		

pour SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo, SPEEDY 4teen  
Tube axial revêtu en poudre

E8016200100-K € 132,80

Couleur: \_\_\_\_\_

Largeur d'assise SB: \_\_\_\_\_ cm

N° de série: \_\_\_\_\_

## Main courante A

Montage:  étroit x = 11 mm  large x = 19 mm

### Main courante acier inox

Pour Roues 20", Ø 452 mm

A9000205010-101

Pour Roues 22", Ø 488 mm

A9000205010-102

Pour Roues 24" et 25" Ø 539 mm

A9000205010-104

Pour Roues 26", Ø 590 mm

A9000205010-106

### Main courante aluminium peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

= brillant

= mat

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes.

Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant!

Pour Roues 20", Ø 452 mm

A9000205020-101 € 31,60

Pour Roues 22", Ø 488 mm

A9000205020-102 € 31,60

Pour Roues 24" et 25", Ø 538 mm

A9000205020-104 € 31,60

Pour Roues 26", Ø 590 mm

A9000205020-106 € 31,60

### Main courante aluminium polie et anodisée dure

Pour Roues 20", Ø 452 mm

A9000205030-101 € 76,20

Pour Roues 22", Ø 488 mm

A9000205030-102 € 76,20

Pour Roues 24" et 25", Ø 538 mm

A9000205030-104 € 76,20

Pour Roues 26", Ø 590 mm

A9000205030-106 € 76,20

**Main courante antidérapante noire**

Pour Roues 20", Ø 452 mm

 A9000205070-101 € 186,10

Pour Roues 22", Ø 486 mm

 A9000205070-102 € 186,10

Pour Roues 24" et 25", Ø 548 mm

 A9000205070-104 € 186,10

Pour Roues 26", Ø 587 mm

 A9000205070-106 € 186,10**Main courante B** avec fixation 3 rayons

Veuillez choisir la main courante B au moins 2" plus petit la main courante A

Montage:  étroit y = 28 mm  large y = 38 mm**Main courante acier inox**

18", Ø 398 mm

 A9000208010-100

20", Ø 452 mm

 A9000208010-101

22", Ø 488 mm

 A9000208010-102

24", Ø 539 mm

 A9000208010-104**Main courante aluminium peinte de la couleur du châssis**

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

 = brillant = mat

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant!

18", Ø 397 mm

 A9000208020-100 € 31,60

20", Ø 452 mm

 A9000208020-101 € 31,60

22", Ø 488 mm

 A9000208020-102 € 31,60

24", Ø 538 mm

 A9000208020-104 € 31,60**Main courante aluminium polie et anodisée dure**

18", Ø 397 mm

 A9000208030-100 € 76,20

20", Ø 452 mm

 A9000208030-101 € 76,20

22", Ø 488 mm

 A9000208030-102 € 76,20

24", Ø 538 mm

 A9000208030-104 € 76,20**Main courante antidérapante noire**

18", Ø 397 mm

 A9000208070-100 € 186,10

20", Ø 452 mm

 A9000208070-101 € 186,10

22", Ø 486 mm

 A9000208070-102 € 186,10

24", Ø 548 mm

 A9000208070-104 € 186,10

## Main courante C

Montage:  étroit x = 11 mm  large x = 19 mm

### Main courante acier inox

Pour Roues 20", Ø 448 mm

A9000205010-101

Pour Roues 22", Ø 488 mm

A9000205010-102

Pour Roues 24" et 25" Ø 538 mm

A9000205010-104

Pour Roues 26", Ø 585 mm

A9000205010-106

### Main courante aluminium peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

= brillant

= mat

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant

Pour Roues 20", Ø 448 mm

A9000205020-101 € 31,60

Pour Roues 22", Ø 488 mm

A9000205020-102 € 31,60

Pour Roues 24" et 25", Ø 538 mm

A9000205020-104 € 31,60

Pour Roues 26", Ø 585 mm

A9000205020-106 € 31,60

### Main courante aluminium polie et anodisée dure

Pour Roues 20", Ø 448 mm

A9000205030-101 € 76,20

Pour Roues 22", Ø 488 mm

A9000205030-102 € 76,20

Pour Roues 24" et 25", Ø 538 mm

A9000205030-104 € 76,20

Pour Roues 26", Ø 585 mm

A9000205030-106 € 76,20

### Main courante antidérapante noire

Pour Roues 20", Ø 448 mm

A9000205070-101 € 186,10

Pour Roues 22", Ø 488 mm

A9000205070-102 € 186,10

Pour Roues 24" et 25", Ø 538 mm

A9000205070-104 € 186,10

Pour Roues 26", Ø 585 mm

A9000205070-106 € 186,10

sans main courante C

## Divers

### Revêtements antidérapants en silicone et sans profil pour mains courantes

Pour main courante 20", Ø 448 mm

A9000205100-001 € 107,50/pièce

Pour main courante 22", Ø 488 mm

A9000205100-002 € 107,50/pièce

Pour main courante 24", Ø 538 mm

A9000205100-004 € 107,50/pièce

Pour main courante 26", Ø 585 mm

A9000205100-006 € 107,50/pièce

Veuillez choisir les mains courantes pour le montage d'un revêtement en caoutchouc:

Main courante A

Main courante B

Main courante C

### Frein à pousser par câble Bowden pour une utilisation à une seule main

pour TRAVELER

A9000707020-K € 362,80

pour SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo

A9000707020-K € 362,80

pour SPEEDY A1 / A2

A9000707020-K € 362,80

pour SPEEDY 4teen

A9000707020-K € 362,80

pour BUDDY classic / 4all

A9000707020-K € 362,80

Utilisation à droite

Utilisation à gauche

### Freins pour l'accompagnateur utilisation par câble bowden

pour TRAVELER

A9000701020 € 429,10

pour SPEEDY A1 / A2

A9000701020 € 429,10

pour SPEEDY 4teen

A9000701020 € 429,10

pour BUDDY classic / 4all

A9000701020 € 429,10

Lieu, Date

Signature Utilisateur / Revendeur

Par la présente, je confirme que mes indications faites cidessus sont correctes

- 4 - 2023-02-16 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d'expédition

= compris dans le prix base

= Option

Entraînement à double main courante Rev. 04 FR