



FREEWAY trekking Adaptateur de direction

jusqu'à 120 kg de charge remorqué

Le FREEWAY trekking est un accessoire de direction qui permet de surmonter plus facilement les terrains accidentés et les grandes randonnées, même avec de longues descentes. La colonne de direction réglable permet d'ajuster la position du guidon en fonction de l'évolution des besoins en termes d'angle.

☐ **Date devis:** _____

N° de demande: _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

☐ **Adresse de facturation différente** (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

☐ **Adresse de livraison différente** (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____

**Nom de famille,
prénom:** _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Équipement de base

- Plaque d'arrimage Quick-Snap pour le couplage au Adaptateur de cadre
- Guidon à angle réglable avec poignées en mousse et poignée de frein à droite
- Longueur de la colonne de direction de 220mm
- Position de l'axe déplaçable par poing de fourche à serrer pour réglage facile de la hauteur pour s'adapter à l'adaptateur adaptateur Quicksnap (existant)
- Frein à disque hydraulique
- Pneus Schwalbe Marathon 20"
- Manuel d'utilisation

A9122000030

€ 1.020,00

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Hauteur du torse: _____ cm

Poids: _____ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

Couleur de la fourche - Design unicolore		
Vous trouverez de plus amples informations concernant le choix de couleur actuel ainsi que des exemples sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php		
Couleur de la fourchette: Sélection dans la palette de couleurs		
Couleur de la fourchette est précisé lors de la commande		
☐ A9000100170-000		
Pulverfarben		
blanc RAL 9016 ☐ brillant A9000100170-023 ☐ mat A9000100170-123 € 43,40	argent brillant ☐ brillant A9000100170-011	anthracite RAL 7016 ☐ brillant A9000100170-001 ☐ mat A9000100170-101 € 43,40
noir RAL 9005 ☐ brillant A9000100170-003 ☐ mat A9000100170-019 € 43,40	orange pur RAL 2004 ☐ brillant A9000100170-022 ☐ mat A9000100170-122 € 43,40	pink magenta RAL 4010 ☐ brillant A9000100170-037 ☐ mat A9000100170-137 € 43,40
bleu pastel RAL 5024 ☐ brillant A9000100170-036 ☐ mat A9000100170-136 € 43,40	lemon green ☐ brillant A9000100170-005 ☐ mat A9000100170-105 € 43,40	jaune RAL 1023 ☐ brillant A9000100170-046 ☐ mat A9000100170-146 € 43,40
rouge RAL 3001 ☐ brillant A9000100170-047 ☐ mat A9000100170-147 € 43,40	lagoon blue ☐ brillant A9000100170-052 ☐ mat A9000100170-152 € 43,40	athletic grey RAL 7046 ☐ brillant A9000100170-050 ☐ mat A9000100170-150 € 43,40
muddy grey RAL 7033 ☐ brillant A9000100170-051 ☐ mat A9000100170-151 € 43,40	peach RAL 3022 ☐ brillant A9000100170-038 ☐ mat A9000100170-138 € 43,40	
Couleurs à la poudre „Dormant“		
noir intense avec effets argentés ☐ brillant A9000100170-007	sky blue ☐ brillant A9000100170-017	bleu marine ☐ brillant A9000100170-045 ☐ mat A9000100170-145 € 43,40
electric green ☐ brillant A9000100170-015 ☐ mat A9000100170-115 € 43,40	violet ☐ brillant A9000100170-044	fire red ☐ brillant A9000100170-018 ☐ mat A9000100170-118 € 43,40
Couleur de la fourche – Design unicolore „verniss liquides“		
€ 349,60		
storm (bleu glacier) ☐ brillant A9000100170-500 ☐ mat A9000100170-501	prairie (or rose) ☐ brillant A9000100170-504 ☐ mat A9000100170-505	berry (baies) ☐ brillant A9000100170-526 ☐ mat A9000100170-527
blue ocean ☐ brillant A9000100170-522 ☐ mat A9000100170-523	emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-514 ☐ mat A9000100170-515	chili ☐ brillant A9000100170-516 ☐ mat A9000100170-517

Accessoires

Béquille pivotante pour FREEWAY

☐ A9120900001 € 205,90

pour une adaptation facile en liaison avec l'adaptateur „Quick-Snap“
Couleur: noir



Frein à disque de stationnement

☐ A9122300000 € 168,00

Levier de commande monté sur le tube de support du guidon.
Exécuté comme écarteur de traction.

Tôle de protection enfichable

☐ A9122502100 € 109,40



Garde boue en aluminium noir

☐ A9122500005 € 153,50



Porte-bagages en alu „cargo systems“

☐ A9120900000 € 210,00

Couleur: noir
Poids maximal supporté: 10 kg



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 € 70,10
sans fil, avec support



Kit d'éclairage SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90

composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB.
Kit d'éclairage homologué StVZO



Adaptateur

Bras de liaison de cadre rigide SPEEDY avec „adaptation Quick-Snap“

☐ A9110700141 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir

Veuillez également sélectionner:

Boulon de centrage pour Ø 25 mm
pour A1 et A2

☐ A9110700022

Boulon de centrage pour Ø 40 mm
pour 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 et 4teen

☐ A9110700023



Bras de liaison de cadre pliant TRAVELER avec „adaptation Quick-Snap“

☐ A9110701300 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur mécanisme de pliage
Couleur: noir



Bras de liaison de cadre rigide BUDDY avec „adaptation Quick-Snap“

☐ A9110701400 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



Adaptateur universel avec „adaptation Quick-Snap“

☐ A9110701500 € 572,30

Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil roulant, commande à droite

Situation de montage pour les produits PA:

Potences droite: de SB 31 cm à 54 cm

Potences en V: de SB 30 cm à 50 cm



Veuillez sélectionner ci-dessous le type de fixation du cadre:

☐ Plaque de serrage 95 mm
A9110701525
Diamètre des tubes 23 mm - 27 mm

☐ Plaque de serrage 95 mm
A9110701530
Diamètre des tubes 28 mm - 32 mm

☐ Plaque de serrage 95 mm
A9110701535
Diamètre des tubes 33 mm - 37 mm

REMARQUE IMPORTANTE:

Si le diamètre exact du tuyau n'est pas indiqué, un adaptateur pour un diamètre de tuyau de 23 mm à 27 mm sera fourni par défaut.

Veuillez sélectionner ci-dessous le douille de serrage:

☐ Douille de serrage [80 mm]
Inclus dans la version standard
Pour un écart réduit entre le repose-pied et la roue motrice

☐ Douille de serrage [110 mm] € 46,70
A9199000117
Pour une distance moyenne entre le repose-pieds et la roue motrice

☐ Douille de serrage [170 mm] € 56,60
A9199000154
Pour une grande distance entre le repose-pieds et la roue motrice

REMARQUE :

Sans indication, la douille de serrage est livrée en 80 mm.

Adaptateur combiné PA-Triride, version Quick-Snap orientable

☐ A9199000083 € 659,70

avec adaptation Quick-Snap pour l'adaptation des vélos à main et des appareils de traction PRO ACTIV ainsi que des produits Triride équipés du kit d'adaptation PRO ACTIV (A9140700000).

Les pinces de cadre ne sont PAS comprises dans la livraison. Veuillez les sélectionner séparément.



Sélection des pinces de cadre:

- ☐ Ø 25 mm
E8140BS-C-106 € 205,20
- ☐ Ø 30 mm
E8140BS-C-107 € 205,20
- ☐ Ø 32 mm
E8140BS-C-108 € 205,20

Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap


Facilite la fermeture et l'ouverture de l'adaptateur Quick Snap. Version tetra

☐ A9110700005 € 73,90

Version droite
uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide

☐ A9110700006 € 73,90

Version courbée
uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel.



Aide à l'adaptation pivot de centrage

☐ A9110700002 € 55,00
pour faciliter l'insertion de l'adaptateur central.



Béquille avec levier pour un plus grand confort d'utilisation

☐ A9110900004 € 58,70
avec levier d'actionnement plus long



Sangle pectorale pour le maintien de torse

- ☐ Taille S (105 cm) € 241,80
A9000800016
- ☐ Taille M (125 cm) € 241,80
A9000800013
- ☐ Taille L (145 cm) € 241,80
A9000800014
- ☐ Taille XL (165 cm) € 241,80
A9000800017

Sangles élastiques combiné avec du néoprène avec fermeture scratch et languette pour l'ouverture

Couleur: noir

**Service****Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV**

- ☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike / de l'appareil de traction par PRO ACTIV

- ☐ A9990000011 € 354,50

Montage du vélo à main / dispositif de traction sur le fauteuil roulant par PRO ACTIV chez un revendeur spécialisé**à un fauteuil roulant PRO ACTIV**

- ☐ A9990000012 € 230,00

N° de produit: _____

à un produit tiers

- ☐ A9990000013 € 366,90

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remise et initiation à l'utilisation du vélo à main / dispositif de traction par le revendeur spécialisé

Montage de l'adaptateur de cadre inclus

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

- ☐ A9990000008

N° de produit: _____

à un produit tiers

- ☐ A9990000005

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 5 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande FREEWAY Rev. 03 FR