

Realizzazione personalizzata su misura per il cliente - Modello „SPEEDY 4all Ergo“

Struttura del telaio

**Modello con telaio Heavy Duty AF5
fino a 150 kg di peso corporeo**

☐ A9017100011 € 730,60

da 121 kg a 150 kg di carico utile o
SB da 47 cm a 52 cm

- Rinforzo del telaio tramite 2 tubi trasversali diagonali aggiuntivi e rinforzi
 - Supporto ruota motrice rinforzato
 - Perni di bloccaggio dello schienale in acciaio inox
 - Rinforzo del tubo dello schienale sul filetto di fissaggio della lamiera laterale
 - Maniglia di spinta fissa, acciaio Ø 20 x 1,5 mm
 - Maniglie di spinta in acciaio inossidabile
 - Lamiera laterale in alluminio 3 mm
- Nota: è necessario acquistare separatamente la protezione per gli abiti in alluminio rimovibile tramite funzione di bloccaggio (A9000403210-K)!
- Poggiapiedi o staffa per i piedi continua, versione rinforzata
 - Cilindretto del freno a leva in acciaio inossidabile

Nota:

selezionare la forcelle „Heavy Duty“ sotto Forcella.

Servizi

**Consulenza e adattamento da parte di
PRO ACTIV in base alle esigenze
individuali dei clienti**

☐ A9990000017 € 612,00

Requisiti aggiuntivi