



NJ1 e-assistant

Poids max. utilisateur 120 kg et 10 kg poids de charge

4 modèles de base différents pour des objectifs d'utilisation différents, équipés avec:

- Plaque d'ancrage pour un raccordement rapide à l'adaptateur "Quick-Snap"
- Poignées en forme de A avec commandes de vitesse et de frein intégrées
- Système de freinage hydraulique à disque, commande à droite
- Frein supplémentaire, commande sur la poignée gauche avec étrier de blocage pour une utilisation comme frein de stationnement
- Tube de protection de chaîne
- Aide au démarrage (accélérateur) pour rouler sans pédaler jusqu'à 6 km/h
- Béquille
- Kit d'éclairage
- Garde boue
- Écran couleur sMMi Z15 Connect
- Bidon avec support
- Unité d'entraînement noire

Entraînement Neodrives

Couple 12/40 Nm, puissance 250 Watt

Taille des roues:

- | | |
|---|------------|
| ☐ 20" (ETRTO 406)
A9116100011-020 | € 6.880,00 |
| ☐ 24" (ETRTO 507)
A9116100011-024 | € 6.880,00 |

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Hauteur du torse: _____ cm

Poids: _____ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

☐ Date devis: _____

N° de demande: _____

☐ Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

☐ Adresse de facturation différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

☐ Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____

Nom de famille,
prénom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Batteries Neodrives

Les autonomies indiquées dépendent du profil du trajet, du poids de l'utilisateur et de la vitesse.

Akku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

autonomie env. 45 km - 75 km

☐ A9116900116

Montage à gauche sur la fourche



Double batterie Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

autonomie env. 85 km - 150 km

☐ A9116900118

€ 1.290,40

Montage des deux côtés sur la fourche, dispositif d'enchâssement monté sur la fourche pour un passage facile d'une batterie à l'autre via la fiche magnétique



Dérailleur

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

☐ A9110200032

Dérailleur mécanique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents recommandé pour roue 24"
- ☐ 38 dents recommandé pour roue 20"
- ☐ 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

☐ A9110200034

€ 192,20

Dérailleur mécanique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents recommandé pour roue 24"
- ☐ 38 dents recommandé pour roue 20"
- ☐ 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse



Shimano Deore XT 1x11 DI2 commande par bouton-poussoir dérailleur à 11 vitesses

☐ A9110200035

€ 1.486,10


Dérailleur électronique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Montage: à droite ☐ à gauche ☐

Si aucune indication n'est donnée, la commande „droite“ est livrée.

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents recommandé pour roue 24"
- ☐ 38 dents recommandé pour roue 20"
- ☐ 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse



Shimano Deore XT 1x11 DI2 passage des vitesses au menton dérailleur à 11-vitesses

☐ A9110200033

€ 1.631,10

Dérailleur électronique avec commande au menton (équipement Tetra). Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- ☐ 32 dents recommandé pour roue 24"
- ☐ 38 dents recommandé pour roue 20"
- ☐ 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse



Accessoires pour dérailleur

Mountaindrive 2,5 : 1 assistance en pente

☐ A9100200003 € 797,40

Engrenage planétaire pour doubler les vitesses.

Permet d'enclencher la réduction en côte à l'arrêt.

De série avec plateau à 38 dents.

Uniquement en combinaison avec une largeur de poignée de 40 cm, 45 cm, 48 cm et 53 cm.



Système de frein

Frein de parking commande par levier

☐ A9110300002 € 84,60

Monté sur le support du pédalier, poignée de frein sur la poignée gauche supprimée.



Freins de route - complément au frein de stationnement mécanique

☐ A9117300120 € 116,10

Le frein à disque de stationnement est complété par une poignée de frein sur la poignée gauche. Ainsi, le frein à disque mécanique peut être utilisé comme frein de route et frein de stationnement.

Frein à disque efficace, disque de freinage Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Recommandé pour poids d'utilisateur >80 kg non nécessaire en cas de sélection du frein à rétropédalage.

Pas en combinaison avec un dérailleur Rohloff.



Double système de freinage indépendant Ø 203 mm

☐ pour 20" A9110300100-020 € 172,50

Fonction de blocage activable à l'aide d'un étrier de verrouillage situé sur la poignée.

☐ pour 24" A9110300100-024 € 347,10

Avec frein sur jante V-Brake pouvant servir de frein de stationnement via un levier à crans
Recommandé à partir d'une charge remorquée de 100 kg

Frein à disque à rétropédalage mécanique avec fonction de dégagement de la manivelle

☐ A9110300004 € 738,40

Compatible avec dérailleur et moyeu à roue libre

En combinaison avec:

- Poignée de 45 cm, 50 cm, 53 cm ou 58 cm

- Pédalier longueur de manivelle 155 ou 175 mm jusqu'à 120 kg de poids corporel

Pas en combinaison avec Mountaindrive 2,5 : 1

Réduction en montagne

Pneus

Schwalbe „Marathon Plus“

☐ 20x1,75" (406-47) A9130105128

☐ 24x1,75" (507-47) A9110105135 € 28,70

increvable, avec bande anti-crevaisson Smart Guard



Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Manivelle Standard

- ☐ Ecartement 40 cm
A9110500100-040
- ☐ Ecartement 45 cm
A9110500100-045
- ☐ Ecartement 50 cm
A9110500100-050

Manivelle Tetra (élargi a l'extérieur) avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum pour le torse

- ☐ Ecartement 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- ☐ Ecartement 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- ☐ Ecartement 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Manivelle Standard

- ☐ Longueur 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Longueur 175 mm
A9110600100-175
- ☐ Longueur 195 mm
A9110600100-195




Manivelle Tetra

- ☐ Longueur 155 mm € 136,10
A9100600105-155
- ☐ Longueur 175 mm € 136,10
A9100600105-175
- ☐ Longueur individuelle
140 mm jusqu'à 195 mm € 258,70
A9100600100



Manivelles fixe

- ☐ L (X/Y 158/362 mm)
A9110501100-002
- ☐ XL (X/Y 158/410 mm) € 66,70
A9110501100-006
- ☐ XXL (X/Y 170/465 mm) € 66,70
A9110501100-007



Manivelles réglables

Angle réglable via un point de pivotement fixé au pont de fourche et réglable en longueur.

Pour le préréglage, veuillez indiquer la taille du support de pédalier qui se rapproche le plus de la position souhaitée.

- ☐ M (300 mm) € 232,10
A9110500001-001
- ☐ L (370 mm) € 232,10
A9110500001-002
- ☐ XL (420 mm) € 232,10
A9110500001-003

Sans indication, la tige de pédalier réglable est livrée en XL. Disponible jusqu'à la taille XL.



Poignées

Appui de main sur les poignées

- ☐ A9110601200 € 102,80
rembourré, vissé, réglable en angle



Support de main tetra, pivotable, écartement réglable

- ☐ A9110601101 € 169,40



Support revers de la main tetra, pivotable, profondeur réglable

- ☐ A9110601102 € 191,60

Support très rigide, tube rond Ø 20 mm avec housse en caoutchouc



Poignée ergonomique tetra

- ☐ A9100600001 € 164,60

Poignée verticale, combinaison possible avec support de main tetra pivotable.



Poignées tétra en demi-cercle

- ☐ A9110601100 € 172,40



Accessoires Bike

Garde boue pour roue avant noir en alu

- ☐ A9116500005 € 112,40

Seulement pour roue 20"

Garde boue et protection de chaîne, couleur personnalisée

- ☐ A9116500010 € 248,60

Choix dans gamme coloris unicolor du fauteuil roulant

A9000100170- _ _ _

Couleur: _____

Seulement pour roue 20"

Eclairage à DEL pour système Neodrive

- ☐ A9116900002 € 151,70

Alimentation du phare avant à LED via la batterie du système d'entraînement. Feu arrière enfichable alimenté par batterie. Le kit d'éclairage de l'équipement de base n'est pas fourni.



Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (compteur, éclairage, etc.)

- ☐ A9110903271 Pièce à € 23,20

Couleur: anodisé naturel

_____ Pièces



Roulettes de manoeuvre pour béquille

- ☐ A9110900017 € 122,10

Roulettes de manoeuvre montées sur le support de rangement via une housse.



Poignée de manoeuvre montée sur le garde-chaîne

- ☐ A9110500000 € 64,00

avec revêtement en caoutchouc mousse

Porte-bagages en alu „cargo systems“ ☐ A9110903290 € 188,80 Couleur: noir Poids de charge max. 10 kg sur la plateforme de chargement. Max. 15 kg en combinaison avec des sacs à bagages en cas de faible sollicitation. 	Contrepoids pour batterie ☐ A9116900000 € 128,30 avec gourde et support. Pour compenser le poids de la batterie lorsque l'équipement ne comporte qu'une seule batterie et pour améliorer la traction. 	Satellite de commande monté sur la poignée Montage: à droite ☐ à gauche ☐ avec câble de support existante (placée le long d'une conduite de frein) ☐ A9116200000 € 103,10 sans câble de support (une ligne supplémentaire est nécessaire) ☐ A9116200001 € 146,20
--	--	---

Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap Facilite la fermeture et l'ouverture de l'adaptateur Quick Snap. Version tetra A9110700005 € 73,90 Version droite uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide A9110700006 € 73,90 Version courbée uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel.   Aide à l'adaptation pivot de centrage A9110700002 € 55,00 pour faciliter l'insertion de l'adaptateur central.  Béquille avec levier pour un plus grand confort d'utilisation A9110900004 € 58,70 avec levier d'actionnement plus long	Sangle pectorale pour le maintien de torse Taille S (105 cm) A9000800016 € 241,80 Taille M (125 cm) A9000800013 € 241,80 Taille L (145 cm) A9000800014 € 241,80 Taille XL (165 cm) A9000800017 € 241,80 Sangles élastiques combiné avec du néoprène avec fermeture scratch et languette pour l'ouverture Couleur: noir 
--	--

Adaptateur

Bras de liaison de cadre rigide SPEEDY avec „adaptation Quick-Snap“

☐ A9110700141 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir

Veuillez également sélectionner:

Boulon de centrage pour Ø 25 mm
pour A1 et A2

☐ A9110700022

Boulon de centrage pour Ø 40 mm
pour 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 et 4teen

☐ A9110700023



Bras de liaison de cadre pliant TRAVELER avec „adaptation Quick-Snap“

☐ A9110701300 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur mécanisme de pliage
Couleur: noir



Bras de liaison de cadre rigide BUDDY avec „adaptation Quick-Snap“

☐ A9110701400 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



Adaptateur frontal pour fauteuil roulant Commande à droite avec pince universelle et „Adaptation Quick-Snap“

☐ A9110701500 € 572,30

Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil roulant, commande à droite

Situation de montage pour les produits PA:
Potences droite: de SB 31 cm à 54 cm
Potences en V: de SB 30 cm à 50 cm



Veuillez sélectionner ci-dessous le type de fixation du cadre:

☐ Plage de serrage 95 mm
A9110701525
Diamètre des tubes 23 mm - 27 mm

☐ Plage de serrage 95 mm
A9110701530
Diamètre des tubes 28 mm - 32 mm

☐ Plage de serrage 95 mm
A9110701535
Diamètre des tubes 33 mm - 37 mm

REMARQUE IMPORTANTE :

Si le diamètre exact du tuyau n'est pas indiqué, un adaptateur pour un diamètre de tuyau de 23 mm à 27 mm sera fourni par défaut.

Veuillez sélectionner ci-dessous le douille de serrage:

☐ Douille de serrage [80 mm]
Inclus dans la version standard
Pour un écart réduit entre le repose-pied et la roue motrice

☐ Douille de serrage [110 mm]
A9199000117 € 46,70
Pour une distance moyenne entre le repose-pieds et la roue motrice

☐ Douille de serrage [170 mm]
A9199000154 € 56,60
Pour une grande distance entre le repose-pieds et la roue motrice

REMARQUE:

sans indication, la douille de serrage est livrée en 80 mm.

Levier de serrage avec poignée étoile triple pour actionner le serrage du cadre

☐ A9199701507 € 106,10

Monté à droite et à gauche pour faciliter l'utilisation des pinces en cas de mobilité réduite des mains
Uniquement en combinaison avec l'adaptateur avant



Accessoires pour fauteuil

Plaque porte axe pour déport des roues arrières

☐ pour SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 370,00

☐ pour BUDDY
A9110100100-003 € 370,00

☐ pour TRAVELER
A9110100100-001 € 370,00

Carrossage 4° intégré
Voie réglable indépendamment



Barre porte axes pour déport des roues, amovible par cordon

☐ pour SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you
A9110102001 € 564,70

amovible, avec tube d'essieu continu
Voie réglable indépendamment

Veuillez choisir la carrossage:

☐ Carrossage 1°

☐ Carrossage 4°

☐ Carrossage 6°



Déport-d'axe amovible et réglable en angle

☐ pour SPEEDY F2 / F3
A9015100005 € 746,80

Avec tube d'axe continu,
réglage en hauteur via articulation dentée
réglable par paliers de 6°
Déplacement de la position des roues d'environ
14 cm

Voie réglable

La possibilité de montage doit être vérifiée par
PRO ACTIV.

Charge remorquée jusqu'à 120 kg.

Uniquement possible **avec** la plaque de fixation

Veuillez choisir la carrossage:

☐ Carrossage 1°

☐ Carrossage 4°

☐ Carrossage 6°



Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike/ de l'appareil de traction par PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Montage du vélo à main / dispositif de traction sur le fauteuil roulant par PRO ACTIV chez un revendeur spécialisé

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

☐ A9990000012 € 230,00

N° de produit: _____

à un produit tiers

☐ A9990000013 € 366,90

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remise et initiation à l'utilisation du vélo à main / dispositif de traction par le revendeur spécialisé

Montage de l'adaptateur de cadre inclus

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

☐ A9990000008

N° de produit: _____

à un produit tiers

☐ A9990000005

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 8 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande NJ1 e-assistant Rev. 05 FR