

Realizzazione personalizzata su misura - Modello „TRAVELER“

Struttura del telaio

Telaio Heavy Duty T1-4 fino a 150 kg di peso corporeo

☐ A9030100300-K € 634,30

- Piastra della ruota motrice rinforzata a 2 fessure, spessore 12 mm
- Rinforzo del tubo dello schienale sul filetto di fissaggio della lamiera laterale
- Perno di bloccaggio dello schienale in acciaio inox
- Maniglie di spinta in acciaio inox
- Lamiera laterale in alluminio 3 mm
- Poggiatesta o staffa poggiatesta continuo, versione rinforzata
- Cilindretto del freno a leva in acciaio inossidabile

Nota:

Selezionare la forcella „Heavy Duty“ sotto Forcella

Misure di rinforzo Heavy Duty su telaio e componenti aggiuntivi per carico utile da 150 kg a 180 kg

☐ A9030100301-K € 170,50

Tubo interno del telaio nel tubo seduta
Lamiere di giunzione del telaio nella zona di fissaggio del braccio pieghevole

Necessario in aggiunta ad A9030100300-K.

Telaio

Telaio anteriore abdutto

☐ A9030100071 € 1.869,00

Struttura frontale secondo le specifiche del cliente
Struttura frontale abdotta, lunghezza speciale del telaio
Abduzione: 2,5 cm/lato
Lunghezza del telaio fino alla curva: ____ cm

La funzione di ribaltamento dello schienale potrebbe essere limitata.

Realizzazione personalizzata su misura del cliente Lunghezza del telaio


☐ A9030100070 € 503,10

Lunghezza telaio fino alla curva del telaio ____ cm (per ST ____ cm)

Realizzazione personalizzata per il cliente Altezza telaio

☐ A9030100072 € 3.255,00

Geometria del telaio in versione alta:
altezza del telaio + 6 cm (non variabile)



Larghezza sedile personalizzata

Larghezza sedile 54 cm

☐ A9030100061-054 € 2.282,20

Larghezza sedile 56 cm

☐ A9030100061-056 € 2.282,20

Angolo del ginocchio

Angolo del ginocchio personalizzato

☐ A9000100050-003 € 534,50

☐ 90° ☐ 100° ☐ 110° ☐ 115°

Servizi

Consulenza e adattamento da parte di PRO ACTIV in base alle esigenze individuali dei clienti

☐ A9990000017 € 612,00

Requisiti aggiuntivi