

FOXX



BUILT FOR THE WILD. MADE FOR YOU.

FOXX off-road compact bike – il compact bike adattivo ripensata.

Che si tratti di salite ripide, sentieri tecnici o passaggi scorrevoli, il FOXX è il vostro compagno affidabile. Con un'innovativa cinematica a perno alto, una geometria sofisticata e un potente sistema di trasmissione, vi porterà ovunque, con il massimo controllo, comfort e potenza.

Grandi prestazioni. Dimensioni compatte.

Nonostante la sua potenza fuoristrada, il FOXX rimane compatto e facile da trasportare con una lunghezza di 2 metri, un passo di 1,20 metri e un peso di soli 53 kg. Le dimensioni dell'imballo del foxx possono essere regolate in poche semplici mosse per facilitarne il trasporto.

Massime prestazioni con una cinematica ad alta rotazione.

Il sistema di leveraggio a 4 barre assicura una presa perfetta, efficienza e comfort. Grazie all'intelligente rapporto di trasmissione e al sofisticato comportamento anti-squat, è possibile pedalare in modo potente ed efficiente, mentre la sospensione sensibile assorbe le asperità con facilità. Ideale per qualsiasi terreno, in salita, in discesa o nel cross-country.



Ruote anteriori |
Ruota posteriore
24" | 27,5"



Sospensione completa
100 mm | 140 mm



Motori fino a
500 W & 130 Nm



Autonomia
fino a 150 km

AMPIA GAMMA DI OPZIONI

Precisione e trazione su qualsiasi superficie

Le innovative sospensioni indipendenti a quadrilateri del FOXX garantiscono la massima trazione e controllo. Il telaio regolabile individualmente e lo stabilizzatore tra le ruote assicurano stabilità e sicurezza in curva.

Telaio personalizzato

Scegliete tra le opzioni del telaio di alta qualità, perfettamente adattate al vostro stile di guida e all'area di utilizzo. Tutti gli ammortizzatori hanno tre modalità di guida che possono essere regolate in base al terreno e al comportamento di risposta desiderato.



Il comfort incontra il controllo

Lo schienale personalizzabile con angolo di inclinazione regolabile, il cuscino di seduta ergonomico e i poggiatesta regolabili individualmente assicurano una posizione di guida perfetta e la massima stabilità.

Doppia batteria e cambio rapido

Due potenti sistemi di trazione selezionabili garantiscono pura potenza. Può essere combinato con un sistema a doppia batteria per un'autonomia fino a 150 km.

DATI TECNICI

Sospensioni:	Sospensione completa con 100 mm di escursione all'anteriore e 140 mm al posteriore Sospensione standard: Assale anteriore: FOX Float DPS Performance Assale posteriore: Manitou Mara Inline Sospensione offroad: Assale anteriore: FOX Float DPS Factory Assale posteriore: Manitou Mara Pro
Motore centrale:	Bafang M560 130 Nm 500 W 3,3 kg Shimano 85 Nm 250 W 2,7 kg
Batterie:	Bafang 48 V 14,5 Ah 696 Wh autonomia circa. 50 - 75 km 3,77 kg Shimano LiMn 36 V 17,5 Ah 630 Wh autonomia circa. 45 - 70 km 3,5 kg
Dimensioni delle ruote:	Dimensione della ruota anteriore: 24" Dimensione ruota posteriore: 27,5"
Altezza dal suolo:	19 cm
Larghezze del sedile:	37 cm
Peso totale:	da 53 kg (con batteria)
Ingombro:	da 110 x 80 x 56 cm

MADE IN GERMANY

PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11

D-72359 Dotternhausen

E-mail: info@proactiv-gmbh.de | Tel. +49 (0) 7427 9480-0

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 05/2025

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche del design, adeguamenti tecnici, errori di stampa e deviazioni di colore.



SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA

