



NJ1 & FREAK bike compatti

I BIKE COMPATTI NJ1 & FREAK – DIVERTIMENTO A CAVALLO PER GRANDI E PICCOLI

Il **bike compatto NJ1** e **NJ1 electric** sono sinonimo di piacere di guida, flessibilità e personalizzazione, con o senza assistenza elettrica. La trasmissione silenziosa Neodrives del bike compatto NJ1 el. garantisce una velocità fino a 24,9 km/h, mentre entrambe le varianti convincono per la precisa geometria dello sterzo, il passo lungo e l'equipaggiamento di alta qualità che spazia dal bike da turismo a quello sportivo. Il modello di **bike compatto FREAK** è disponibile per bambini e ragazzi – in opzione anche come **bike compatto FREAK el.** con trazione elettrica per un supporto ottimale.



#MassimaFlessibilità

Il bike compatto NJ1 e FREAK possono essere smontati in due parti senza attrezzi: Unità motrice e telaio. È possibile separarli in pochi semplici passaggi e ridurre le dimensioni della confezione.



#RecuperareEnergia

Con il bike NJ1 & FREAK el. compatte, la funzione di ricarica della batteria in discesa, aumentando l'autonomia di circa il 10% e riducendo contemporaneamente il carico sui freni.



#IntervalloDoppio

L'autonomia del bike compatto NJ1 el. può raddoppiare grazie alla soluzione opzionale della doppia batteria. Un connettore magnetico consente di passare facilmente da una batteria all'altra, anche senza funzione finger.



#BambiniERagazzinInHandbike

Bike compatto FREAK: Leggero, compatto e maneggevole, perfettamente adattato alle esigenze dei giovani ciclisti. L'attrezzatura sportiva ideale per i bambini e i giovani che amano l'esercizio fisico.



NJ1 bike compatto el.



NJ1 & FREAK – INDIVIDUALI COME VOI!

Il vostro bike compatto **NJ1** o **FREAK** è su misura per le vostre esigenze. Scegliete tra numerose opzioni: supporto del movimento centrale, sistemi di cambio e frenata, schienale, supporto per il collo e varianti di impugnatura. Da turismo o sportivo, con o senza assistenza elettrica – NJ1/FREAK si adatta perfettamente a voi. Il vostro hand-bike, la vostra scelta.

OPZIONI UNICHE E SELEZIONABILI DI PRO ACTIV:



▶ VIDEO



Design modulare: L'unità di propulsione il telaio possono essere separati in pochi secondi senza l'ausilio di attrezzi, facilitando il trasporto e lo stoccaggio.



Le regolazioni personalizzate del supporto del movimento centrale, dello schienale e del poggiatesta, per un comfort e un'ergonomia ottimali, rendono il vostro bike un compagno ideale.



Freni sicuri, massimo controllo. Con i freni a disco o i freni coaster opzionali, con entrambi i modelli siete al sicuro.



Cambio perfetto. Entrambi i modelli offrono un'ampia scelta di rapporti, dal deragliatore al movimento centrale. Che sia meccanico o elettrico, decidete voi!

DATI TECNICI

Dati soggetti a modifiche del progetto.

Motore: [per le varianti elettriche]	Motore al mozzo: Neodrives 12/40 Nm 250 W 4,6 kg
Batterie bike compatto NJ1 el.:	Neodrives 36 V 16 Ah 576 Wh 3,6 kg autonomia di ca. 45 - 75 km
Batterie bike compatto FREAK el.:	Neodrives 36 V 14,25 Ah 513 Wh 3,6 kg autonomia di ca. 40 - 70 km
Peso totale:	Bike compatto NJ1: da 15,8 kg Bike compatto NJ1 el.: da 23,8 kg (con batteria) Bike compatto FREAK: da 14,8 kg Bike compatto FREAK el.: da 22 kg (con batteria)
Ingombro bike compatto NJ1:	Telaio da 104 x 43 x 39 cm
Ingombro bike compatto FREAK:	Unità motrice da 105 x 43 x 66 cm Telaio da 102 x 43 x 37 cm Unità motrice da 99 x 43 x 50,8 cm
Possibili dimensioni delle ruote anteriori:	20" 26"
Lunghezze del telaio:	102 cm 116 cm
Larghezze del sedile:	35 cm 39 cm 43 cm

SEGUITECI SUI SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/it/

Rev. 05/2025

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e differenze di colore.