



NJ1

handbikes adaptatifs

LES HANDBIKES ADAPTATIFS NJ1 – LA FLEXIBILITÉ RENCONTRE LE CONFORT

Le **NJ1 e-assistant** associe la puissance d'un entraînement Neodrive Pedelec silencieux à la polyvalence d'un handbike. Avec une assistance jusqu'à 24,9 km/h, la récupération pour une plus grande autonomie et une adaptation optimale, il est ton choix idéal pour les longs trajets et pour aller au travail. En tant que vélo manuel, le **handbike adaptatif NJ1** convainc par son design ergonomique, ses freins efficaces et ses changements de vitesse de qualité. Modulaire et extensible, tu peux le transformer en NJ1 e-assistant si nécessaire.



#UnSoutienQuiSusciteL'enthousiasme

Manuel ou avec assistance électrique. Le NJ1 e-assistant offre une puissante assistance Pedelec jusqu'à 24,9 km/h, tandis que le handbike adaptatif NJ1 convainc en tant que vélo manuel avec d'excellentes caractéristiques de conduite.



#RécupérerL'énergie

Récupération et sécurité. Sur le NJ1 e-assistant, l'assistant de descente recharge la batterie et prolonge l'autonomie. Les deux modèles NJ1 offrent en parallèle des freins haut de gamme pour une conduite en toute sécurité.



#DoubleAutonomie

Prêt pour les longues distances. Le NJ1 e-assistant séduit avec l'option double batterie pour une autonomie accrue. Léger, le NJ1 Adaptivbike marque des points avec sa construction ergonomique favorisant les trajets endurants.



#TonNJ1TonChoix

De nombreuses possibilités pour ton handbike parfait. Chaque vélo NJ1 est équipé individuellement. Une multitude d'options et d'accessoires font du NJ1 ton vélo.



NJ1 e-assistant

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION POUR UNE PERSONNALITÉ MAXIMALE.

Les **handbikes adaptatif NJ1** offrent des configurations flexibles pour une expérience de conduite optimale. De nombreuses options d'équipement, comme une béquille pratique, et un choix de différents dérailleurs et freins de qualité rendent la conduite confortable et facile.

OPTIONS AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



Adaptation fiable et manipulation facile. Avec un adaptateur central ou frontal, le NJ1 e-assistant/adaptivbike est rapidement couplé au fauteuil roulant.



Des poignées et des longueurs de manivelle personnalisées ainsi qu'un support de pédalier réglable font du NJ1 e-assistant/ vélo adaptatif ton compagnon idéal.



Freinage sûr, contrôle maximal. Avec le frein à disque, le frein sur jante ou le frein à rétro-pédalage en option, tu es en sécurité sur les deux modèles.



Une transmission parfaite. Les deux modèles offrent un large choix de vitesses, du dérailleur au pédalier. Mécanique ou électrique, c'est toi qui décides !

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur : [NJ1 e-assistant]	Moteur au moyeu : Neodrives 12/40 Nm 250 W 4,6 kg
Batteries : [NJ1 e-assistant]	Neodrives 36 V 16 Ah 576 Wh 3,6 kg autonomie env. 45 - 75 km
Poids total sans adaptateur :	NJ1 e-assistant : à partir de 15,9 kg (sans batterie) Handbike adaptatif NJ1 : à partir de 8,3 kg
Dimensions de transport :	à partir de 115 x 43 x 50,8 cm
Dimension de la roue motrice :	20" 24"
Auxiliaire de poussée/ assistance au démarrage : [NJ1 e-assistant]	jusqu'à 6 km/h en marche avant et jusqu'à 1,5 km/h en marche arrière
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 120 kg de poids tracté et 10 kg de charge
Poids de charge max. Heavy Duty :	Validation individuelle jusqu'à 200 kg

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 05/2025
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.