



PROACTIV®



FLEXIBLE, MANIABLE  
ET PRÊT POUR CHAQUE DÉFI.

# SPEEDY 4teen

Un cadre clair, une optimisation ciblée du poids et une finition de haute qualité confèrent au fauteuil roulant pour jeunes **SPEEDY 4teen** un caractère sportif. Il s'accorde parfaitement à toi avec ces huit paramètres à sélectionner. Le **SPEEDY 4teen** s'adapte simplement grâce au réglage de la hauteur d'assise et du point de basculement à tes besoins croissants. Ainsi, il t'assiste dans tes progrès au niveau de la manipulation du fauteuil roulant et favorise ton indépendance et ta mobilité.



## #Fonctioncroissance

La largeur d'assise augmente de 26 à 38 cm en remplaçant les modules, ce qui fait du **SPEEDY 4teen** ton accompagnateur fiable pendant de nombreuses années.



## #Fiabilité

Le cadre stable et durable est synonyme de mobilité et d'une compatibilité maximale avec des entraînements et des adaptateurs supplémentaires.



## #Plusdemobilité

Les bikes adaptatifs et les appareils de traction peuvent s'accoupler en quelques gestes via un adaptateur.



## #Positiond'assiseparfaite

Tu peux choisir entre un cadre droit ou en abduction. Le cadre d'abduction offre beaucoup d'espace pour les jambes et permet un positionnement spécial des jambes.



## TON COMPAGNON DE ROUTE POUR PLUS DE MOBILITÉ.

Le **SPEEDY 4teen** est fabriqué spécialement pour tes besoins, aussi bien au niveau des dimensions du cadre que pour l'équipement. Tu peux choisir parmi de nombreuses options, dont les repose-pieds, les freins, les poignées de poussée, les systèmes de dossier et d'assise, les protège-vêtements, les accoudoirs ainsi que les roues d'entraînement et les roues avant. Ton SPEEDY 4teen devient exactement le fauteuil roulant parfait pour toi.

### OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



► VIDÉO



L'inclinaison du dossier réglable en 7 positions différentes et repliable offre une grande flexibilité pour la position d'assise.



► VIDÉO



Le repose-pieds replié vers l'arrière avec mécanisme d'enclenchement à ressort se manipule simplement et de manière flexible au quotidien.



► VIDÉO



Entraînement à double main courante maniable pour les utilisateurs souffrant d'une hémiplegie ou à mobilité réduite d'un côté d'un corps.



► VIDÉO



Pour la conduite avec Handbike, il est possible d'obtenir plus de traction à l'aide de l'extension d'empatement à retrait sans outil.

## DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	26 - 43 cm (en pas de 1 cm)
Profondeur d'assise :	32 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur dossier :	20 - 48 cm (en pas de 1 cm)
Longueur de potence :	20 - 52 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'arrière :	36 - 47 cm (en pas de 1 cm)
Hauteur d'assise à l'avant :	40 - 50 cm (en pas de 1 cm)
Point de basculement :	1 - 10 cm (en pas de 1 cm)
Poids total du produit :	à partir de 9,2 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 100 kg

### SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



**PROACTIV**<sup>®</sup>

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

[www.proactiv-gmbh.eu/fr/](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr/)