



☐ **Date devis:** _____

N° de demande: _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

☐ **Adresse de facturation différente** (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

☐ **Adresse de livraison différente** (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____

Nom de famille, _____
prénom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____



HUSK-E adaptivbike mécanique

**Manuelle sans assistance motorisée
charge remorquée* jusqu'à 140 kg**

**Charge remorquée = poids de l'utilisateur + fauteuil roulant + objets transportés sur ou dans le fauteuil roulant*

Équipement de base

- Plaque d'ancrage pour un raccordement rapide à l'„adaptateur Quick-Snap“
- Support de pédalier réglable et rabattable pour réduire l'encombrement
- Frein à disque Ø 180 mm avec levier de frein ou
- Frein à disque à rétropédalage possible
- Frein à disque mécanique
- Béquille avec levier de commande plus long
- Kit d'éclairage
- Garde-boue
- Roue motrice 20"

A9117100050-020

€ 4.230,00

Remarque: le HUSK-E mécanique peut être équipé, si nécessaire, d'un kit de mise à niveau pour devenir un vélo à assistance électrique. Vous trouverez les kits de mise à niveau sur ersatzteile.proactiv-gmbh.de.

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Hauteur du torse: _____ cm

Poids de l'utilisateur: _____ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

Version Heavy Duty

**Augmentation de la charge
remorquable autorisée*
de 140 kg à 170 kg**

☐ A9117100100 € 507,00

Uniquement possible avec un adaptateur HD.

Transmission

Plateau de pédalier avec 28 dents

☐ A9117200050
Pour une vitesse finale plus élevée

Plateau de pédalier avec 22 dents

☐ A9117200051
Pour une réaction plus légère

Dérailleur

**Shimano Deore 1x11 Rapid Fire
Dérailleur à 11 vitesses**

☐ A9117200029
Dérailleur mécanique avec commande sur la poignée.
Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42 avec une transmission de 381 %
Bouton-poussoir de commutation monté sur la poignée droite.



**Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire
Dérailleur à 11 vitesses**

☐ A9117200019 € 223,30
Dérailleur mécanique avec commande sur la poignée.
Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42 avec une transmission de 381 %
Bouton-poussoir de commutation monté sur la poignée droite.



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
Commande par bouton-poussoir
Dérailleur à 11 vitesses**

☐ A9117200028 € 1.486,10
Dérailleur électronique avec commande sur la poignée.
Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42 avec une transmission de 381 %

Montage: à droite ☐ à gauche ☐
Si aucune indication n'est donnée, la commande „droite“ est livrée.



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
passage des vitesses au menton
Dérailleur à 11 vitesses**

☐ A9117200027 € 1.631,10
Dérailleur électronique avec passage des vitesses au menton (option tétraplégique).
Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42
Transmission de 418 %



Système de frein

**Double système de freinage
indépendant „Magura“**

☐ A9117300100 € 168,10
Deux pistons Magura, commande étrier de frein par levier
Frein à disque de stationnement mécanique supprimé.

**Frein rétropédalage combiné avec le
système de déverrouillage du moyeu**

☐ A9117300110 € 738,40
Compatible avec dérailleur et moyeu à roue libre. Y compris un deuxième frein à disque mécanique, conçu comme frein de stationnement. Le frein à disque hydraulique est supprimé.
En combinaison avec:
- Poignée de 45 cm, 50 cm, 53 cm ou 58 cm
- Pédalier longueur de manivelle 155 mm ou 175 mm
jusqu'à 120 kg de poids corporel



**Freins de route - complément pour
freins de stationnement mécaniques**

☐ A9117300120 € 116,10
Le frein à disque de stationnement est complété par une poignée de frein sur la poignée gauche. Ainsi, le frein à disque mécanique peut être utilisé comme frein de route et comme frein de stationnement.

Couleur garde-boue

Sauf indication contraire, le garde-boue et le protège-chaîne sont livrés en anthracite RAL 7016 mat.

Garde-boue, disque de protection de la chaîne et capot moteur anthracite RAL 7016 mat

☒ A9117500004

Garde-boue, disque de protection de la chaîne et capot moteur orange RAL 2004 brillant

☒ A9117500006



Garde-boue, disque de protection de la chaîne et capot moteur lemon green brillant

☒ A9117500007



Garde-boue, disque de protection de la chaîne et capot moteur couleur individuelle

☐ A9117500010 **€ 153,50**

Choix de gamme coloris unicolor du fauteuil roulant

A9000100170-____

Couleur: _____

Pneus

20x2,15" Schwalbe „Marathon 365“

☒ A9117105103

(ETRTO 406-55)

Pneus avec profil

Niveau de protection anti-crevaison 3,5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

☐ A9117105102

€ 28,70

(ETRTO 406-55)

Pneus avec profil

Niveau de protection anti-crevaison 6



Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Manivelle Standard

☒ Ecartement 40 cm
A9117500100-040

☐ Ecartement 45 cm
A9117500100-045

☐ Ecartement 50 cm
A9117500100-050

Manivelle Tetra (élargi a l'extérieur)

avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum pour le torse

☐ Ecartement 48 cm
A9117500100-048

☐ Ecartement 53 cm
A9117500100-053

☐ Ecartement 58 cm
A9117500100-058

Béquille de pédalier

longueur maximale entre le point de pivot dans la fourche et l'axe du pédalier

☐ Longueur 520 mm (court)
par des tubes raccourcis **€ 155,30**
A9117500002

Recommandation: jusqu'à environ 165 cm de taille

☒ Longueur 570 mm (standard)
A9117500008

Recommandation: d'environ 165 cm à 185 cm de taille

☐ Longueur 620 mm (long)
par plus longue distance
du pédalier **€ 204,50**
A9117500003

Recommandation: à partir d'environ 185 cm de taille

Manivelle Standard ☐ Longueur 155 mm A9110600100-155 ☐ Longueur 175 mm A9110600100-175 ☐ Longueur 195 mm A9110600100-195 	Manivelle Tetra ☐ Longueur 155 mm A9100600105-155 € 136,10 ☐ Longueur 175 mm A9100600105-175 € 136,10 ☐ Longueur individuelle 140 mm à 195 mm A9100600100 € 258,70 	
Poignées		
Appui de main sur les poignées ☐ A9110601200 € 102,80 rembourré, vissé, réglable en angle 	Support de main tetra, pivotable, écartement réglable ☐ A9110601101 € 169,40 	Support revers de la main tetra, pivotable, profondeur réglable ☐ A9110601102 € 191,60 Support très rigide, tube rond Ø 20 mm avec housse en caoutchouc 
Poignée ergonomique tetra ☐ A9100600001 € 164,60 Poignée verticale, combinaison possible avec support de main tetra pivotable. 	Poignées tétra en demi-cercle ☐ A9110601100 € 172,40 	
Accessoires Bike		
Roulettes de manoeuvre pour béquille ☐ A9110900017 € 122,10 Roulettes de manœuvre montées sur le support de rangement via une housse. 	Sacs à bagages avec support ☐ A9117900220 € 315,40 Supports montés sur les fourches Poids maximal supporté: 5 kg chacun 	SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer ☐ A9110900018 € 171,50 avec kit de cadence, sans fil 
SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer ☐ A9110901000 € 70,10 sans fil, avec support 		

Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap

☐ A9110700006 € 73,90

Facilite l'ouverture et la fermeture de l'adaptateur Quick Snap
Modèle Tetra, courbé



Aide à l'adaptation pivot de centrage

☐ A9110700002 € 55,00
pour faciliter l'insertion de l'adaptateur central.



Sangle pectorale pour le maintien de torse

☐ Taille S (105 cm) A9000800016 € 241,80
☐ Taille M (125 cm) A9000800013 € 241,80
☐ Taille L (145 cm) A9000800014 € 241,80
☐ Taille XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

Sangles élastiques combiné avec du néoprène avec fermeture scratch et languette pour l'ouverture
Couleur: noir



Adaptateur

SPEEDY Bras de liaison de cadre rigide avec adaptation „Quick-Snap“ commande à droite

☐ A9110700142 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir

Version Heavy Duty

☐ A9110700144 € 816,70

pour une charge remorquée* de 140 kg à 220 kg

Veuillez également sélectionner:

Boulon de centrage pour Ø 25 mm
pour A1 et A2

☐ A9110700022

Boulon de centrage pour Ø 40 mm
pour 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 et 4teen

☐ A9110700023



TRAVELER Bras de liaison de cadre pliant avec adaptation „Quick-Snap“ commande à droite

☐ A9110701302 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur mécanisme de pliage
Couleur: noir

Version Heavy Duty

☐ A9110700146 € 816,70

pour une charge remorquée* de 140 kg à 200 kg



BUDDY Bras de liaison de cadre rigide avec adaptation „Quick-Snap“ commande à droite

☐ A9110701401 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



Adaptateur frontal pour fauteuil roulant Commande à droite avec pince universelle et „Adaptation Quick-Snap“ ☐ A9110701502 € 572,30 Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil roulant, commande à droite	Adaptateur avant pour fauteuil roulant HD Commande à droite avec fixation universelle et „adaptation Quick-Snap“ ☐ A9199701511 € 871,60 Adaptateur avec fixation renforcée à double tube au niveau de la tête de direction pour les adaptations avec des fauteuils roulants pour une charge remorquée* de 140 kg à 220 kg Fixation de l'adaptateur sur le tube avant du châssis du fauteuil roulant		
Situation de montage pour les produits PA: Potences droite: de SB 31 cm à 54 cm Potences en V: de SB 30 cm à 50 cm			
Veuillez sélectionner ci-dessous le type de fixation du cadre:			
☐ Plage de serrage 95 mm A9110701525 Diamètre des tubes 23 mm - 27 mm	☐ Plage de serrage 95 mm A9110701530 Diamètre des tubes 28 mm - 32 mm	☐ Plage de serrage 95 mm A9110701535 Diamètre des tubes 33 mm - 37 mm	
☐ Plage de serrage 70 mm € 76,50 A9110900072 Diamètre des tubes 23 mm - 27 mm	☐ Plage de serrage 70 mm € 76,50 A9110900078 Diamètre des tubes 28 mm - 32 mm	☐ Plage de serrage 70 mm € 76,50 A9110900079 Diamètre des tubes 33 mm - 37 mm	
☐ Plage de serrage 75 mm € 268,10 A9199000080 Diamètre des tubes KÜSCHALL 2.0			
REMARQUE IMPORTANTE: Si le diamètre exact du tube n'est pas indiqué, un adaptateur pour un diamètre de tube de 23 à 27 mm et une plage de serrage de 95 mm sera livré en standard.			
Veuillez sélectionner ci-dessous le douille de serrage:			
☐ Douille de serrage [80 mm] Inclus dans la version standard Pour un écart réduit entre le repose-pied et la roue motrice	☐ Douille de serrage € 46,70 [110 mm] A9199000117 Pour une distance moyenne entre le repose-pieds et la roue motrice	☐ Douille de serrage € 56,60 [170 mm] A9199000154 Pour une grande distance entre le repose-pieds et la roue motrice	
REMARQUE: sans indication, la douille de serrage est livrée en 80 mm.			
Levier de serrage avec poignée étoile triple pour actionner le serrage du cadre ☐ A9199701507 € 106,10 Monté à droite et à gauche pour faciliter l'utilisation des pinces en cas de mobilité réduite des mains Uniquement en combinaison avec l'adaptateur avant 			

Accessoires pour fauteuil

Plaque porte axe pour déport des roues arrière

☐ pour SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 370,00

☐ pour BUDDY
A9110100100-003 € 370,00

☐ pour TRAVELER
A9110100100-001 € 370,00

Carrossage 4° intégré
Voie réglable indépendamment



Barre porte axes pour déport des roues, amovible par cordon

☐ pour SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you
A9110102001 € 564,70

amovible, avec tube d'essieu continu
Voie réglable indépendamment
Poids de l'utilisateur jusqu'à 150 kg

Veuillez choisir la carrossage:

☐ Carrossage 1°

☐ Carrossage 4°

☐ Carrossage 6°

Remarque: le carrossage de la rallonge
d'empattement ne doit pas être inférieur à celui
de la position normale. Le
carrossage maximal autorisé est de 6°.



Déport-d'axe amovible et réglable en angle

☐ pour SPEEDY F2 / F3
A9015100005 € 746,80

Avec tube d'axe continu,
réglage en hauteur via articulation dentée
réglable par paliers de 6°
Déplacement de la position des roues d'environ
14 cm

Voie réglable

La possibilité de montage doit être vérifiée par
PRO ACTIV.

Poids de l'utilisateur jusqu'à 120 kg.

Uniquement possible **avec** la plaque de fixation

Veuillez choisir la carrossage:

☐ Carrossage 1°

☐ Carrossage 4°

☐ Carrossage 6°

Remarque: le carrossage de la rallonge
d'empattement ne doit pas être inférieur à celui
de la position normale. Le
carrossage maximal autorisé est de 6°.



Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike/ de l'appareil de traction par PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Montage du vélo à main / dispositif de traction sur le fauteuil roulant par PRO ACTIV chez un revendeur spécialisé

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

☐ A9990000012 € 230,00

N° de produit: _____

à un produit tiers

☐ A9990000013 € 366,90

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remise et initiation à l'utilisation du vélo à main / dispositif de traction par le revendeur spécialisé

Montage de l'adaptateur de cadre inclus

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

☐ A9990000008

N° de produit: _____

à un produit tiers

☐ A9990000005

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 8 - 2026-07-22 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande HUSK-E Adaptivbike mécanique Rev. 01 FR