



☐ **Preventivo di spesa Data:** _____

Numero di richiesta: _____

☐ **Data dell'ordine:** _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Destinazione: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**

☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Ragione sociale /
Cognome e Nome: _____
Via: _____
CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____
Cogn., Nome: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Dat. nasc.: _____
Ente erogatore: _____

PRO ACTIV

Sistemi di nodi di forza

Per le carrozzine testate e omologate da PRO ACTIV

Ind. fatt: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**

☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Ordine del sistema di nodi di forza per il seguente prodotto:

☐ **Nuovo ordine di carrozzina**

(vedi modulo d'ordine allegato separatamente:


Commissione: _____)

☐ **Adattamento su una carrozzina**


PRO ACTIV esistente

- Tipo: _____
- Numero del prodotto: _____
- Anno di costruzione: _____
- Larghezza sedile SB: _____
- Profondità sedile ST: _____
- Altezza schienale RH: _____

Dimensioni cintura addominale



Codice articolo	Denominazione	Lunghezza A	Lunghezza B	Lunghezza C
E8000900007 A9000900001	Cintura addominale 1350 mm con chiusura	660 mm - 1410 mm	360 mm	230 mm
E8000900009 A9000900007	Cintura addominale 1670 mm con chiusura	910 mm - 1730 mm	480 mm	360 mm



Variante	modelli pertinenti	Misura X
1	SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY	circa 30 mm
2	TRAVELER 4all Ergo, SPEEDY 4all / 4all Ergo / 4teen	circa 50 mm
3	SPEEDY 4you / 4you Ergo e TRAVELER 4you Ergo nella versione con telaio alto	circa 90 mm

Nodo di forza per nuovo ordine di carrozzina

Attacco del nodo di forza integrato nel telaio posteriore con occhiello per cintura

€ 365,40

Elemento saldato al telaio per il fissaggio della cintura addominale e del retrattore posteriore.
Cintura addominale con chiusura (A9000900001 / A9000900007) da selezionare separatamente se necessario.

☐ SPEEDY A1 / A2 TRAVELER A9000900030-K

☐ BUDDY A9041910001



Attacco con nodo di forza sul telaio posteriore tramite inserto nel telaio con occhiello per cintura

Per i modelli: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo

€ 382,30

per il fissaggio della cintura addominale e del retrattore posteriore.
Cintura addominale con chiusura (A9000900001 / A9000900007) da selezionare separatamente se necessario.

☐ A9000900020



Accessori per nuovi ordini di nodi di forza (per tutti gli articoli di base - vedi sopra)

Piastra intermedia del blocco cuscinetto

con occhiello per il fissaggio del retrattore anteriore

Nota bene: la larghezza della carreggiata aumenta di 12 mm per lato.

☐ Colore: Nero A9000900008-001 € 181,80

☐ Colore: Argento A9000900008-002 € 181,80



Cintura addominale 1350 mm con chiusura, collegamento al nodo di forza ☐ A9000900001 € 169,10 Cinghia regolabile in lunghezza. Con linguette di chiusura su entrambi i lati per fissare la tracolla obliqua. Colore della cinghia: rosso	Cintura addominale 1670 mm con chiusura, collegamento al nodo di forza ☐ A9000900007 € 169,10 Cinghia regolabile in lunghezza. Con linguette di chiusura su entrambi i lati per fissare la cinghia obliqua per le spalle. Adatta per l'uso su sedie a rotelle con seduta avvolgente. Colore della cinghia: rosso	Cinghia obliqua automatica con testa di chiusura ☐ A9000900002 € 139,70 e deviazione, lunghezza 3200 mm
Retrattori per nodi di forza ☐ A9000900003 € 536,50 Fissaggio alla sedia a rotelle con cintura di sicurezza o linguetta di bloccaggio. Fissaggio al pavimento del veicolo tramite raccordo quadruplo. Set composto da: 2 retrattori anteriori: semiautomatici senza rotella di tensionamento manuale 2 retrattori posteriori: semiautomatici con rotella di tensionamento manuale	Poggiatesta con imbottitura a segmenti ☐ A9000900004 € 415,60 3 pezzi e tubo di supporto Ø 25 mm 	Supporto poggiatesta Ø 25 mm per SPEEDY, BUDDY ☐ A9000900005-K001 € 279,60 per il fissaggio del poggiatesta con imbottitura segmentata alla traversa posteriore. Versione rinforzata con doppio tubo trasversale. rimovibile per TRAVELER ☐ A9000900005-K002 € 279,60 per il fissaggio del poggiatesta con imbottitura segmentata all'estremità della maniglia di spinta. Versione rinforzata con doppio tubo trasversale. Si prega di notare: Per ripiegare la sedia a rotelle è necessario svitare il doppio tubo trasversale con il supporto per il poggiatesta utilizzando le leve di bloccaggio. 
Supporto poggiatesta con attacco quadrato per poggiatesta di posizionamento ☐ Dimensioni del tubo Tubo di supporto 15 x 15 mm € 289,80 A9000400850-001 ☐ Dimensioni del tubo Tubo di supporto 12,7 x 12,7 mm € 289,80 A9000400850-002 Montaggio sulla barra trasversale posteriore. Versione rinforzata con doppio tubo trasversale. Disponibile a partire da SB 23 cm. Non in combinazione con maniglia centrale scorrevole.		

Nodo di forza per il retrofit di carrozzina

Kit di montaggio per collegamento con nodo di forza
Per i modelli: SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic

Requisiti per il retrofit: età della sedia a rotelle inferiore a 3 anni
Se questo requisito non è soddisfatto, il retrofit non è possibile.

Integrato nel telaio posteriore con occhiello per cintura.
Elemento saldato al telaio per il fissaggio della cintura addominale e del riavvolgitore posteriore.

☐ R8000900004 € 1.032,40



Per il montaggio a posteriori della parte saldata al telaio è necessario eseguire le seguenti operazioni presso la nostra sede:

- Smontaggio della sedia a rotelle
- Rimozione del rivestimento dal telaio della sedia a rotelle
- Saldatura della parte saldata al telaio
- Rivestimento del telaio della sedia a rotelle
- Montaggio della sedia a rotelle

Kit di montaggio per collegamento con nodo di forza Per i modelli: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo Sul telaio posteriore tramite inserto con occhiello per cintura. ☐ E8000900005 € 269,10 Per il fissaggio della cintura addominale e del retractor posteriore. Senza montaggio. 	Kit di montaggio per collegamento con nodo di forza Per modello: BUDDY 4all con passante per cintura. ☐ E8047900001 € 383,20 per il collegamento al retractor posteriore e per il fissaggio con la cintura addominale. 	Kit di montaggio per collegamento con nodo di forza Per modello: BUDDY con passante per cintura. ☐ E8041910001 € 383,20 per il collegamento al retractor posteriore e per il fissaggio con la cintura addominale. 
Accessori per il retrofit dei nodi di forza		
Piastra intermedia del blocco cuscinetto Attenzione: la larghezza della carreggiata aumenta di 12 mm per lato. con occhiello per cintura per il fissaggio del riavvolgitore anteriore e viti di fissaggio ☐ Colore: nero E8000900046-001 € 287,70	☐ Colore: argento E8000900046-002 € 287,70	
Cintura addominale 1350 mm con chiusura, collegamento al nodo di forza ☐ E8000900007 € 253,10 Cinghia regolabile in lunghezza. Con linguette di chiusura su entrambi i lati per fissare la tracolla obliqua. Colore della cinghia: rosso	Cintura addominale 1670 mm con chiusura, collegamento al nodo di forza ☐ E8000900009 € 253,10 Cinghia regolabile in lunghezza. Con linguette di chiusura su entrambi i lati per fissare la cinghia obliqua per le spalle. Adatta per l'uso su sedie a rotelle con seduta avvolgente. Colore della cinghia: rosso	Cinghia obliqua automatica con testa di chiusura ☐ E8000900003 € 218,40 e deviazione, lunghezza 3200 mm
Retrattori per nodi di forza ☐ E8000900014 € 835,20 Fissaggio alla sedia a rotelle con cintura di sicurezza o linguetta di bloccaggio. Fissaggio al pavimento del veicolo tramite raccordo quadruplo. Set composto da: 2 retractor anteriori: semiautomatici senza rotella di tensionamento manuale 2 retractor posteriori: semiautomatici con rotella di tensionamento manuale	Poggiatesta con imbottitura a segmenti ☐ E8000900004 € 646,80 3 pezzi 	Supporto poggiatesta Ø 25 mm per SPEEDY, BUDDY ☐ E8000900006-K001 € 435,10 per il fissaggio del poggiatesta con imbottitura segmentata alla traversa posteriore. Versione rinforzata con doppio tubo trasversale. rimovibile per TRAVELER ☐ E8000900006-K002 € 435,10 per il fissaggio del poggiatesta con imbottitura segmentata all'estremità della maniglia di spinta. Versione rinforzata con doppio tubo trasversale. Attenzione: Per ripiegare la sedia a rotelle è necessario svitare il doppio tubo trasversale con il supporto per il poggiatesta utilizzando le leve di bloccaggio. 
Montaggio accessori selezionati Collegamento con nodi di forza tramite PRO ACTIV ☐ R8000900003 € 280,50		

Luogo, data

Il campo della firma è riservato al consulente e all'assicurato. In questo modo si conferma che la dotazione prevista è stata concordata di comune accordo con l'assicurato.

- 4 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato

Modulo d'ordine Sistemi di nodi di forza Rev. 00 IT